

CATÁLOGO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS PARA EXTRACCIÓN DE MUESTRAS

UNIDAD DE PREANALITICA ACL

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--------------------------------------|---------------|--------------------|--|-----------------------------|------------------|---------------|--|
| % PSA LIBRE | PSAL% | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| %CK-MB MASA | MMB% | SUERO | Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro | SUERO blanca (urgencias) | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Urgencias | Solicitar en volante de urgencias y extraer sangre en tubo verde de heparina de litio con gel.También suero amarillo CENTRAL |
| 1,25-DIHIDROXI-VITAMINA D | D1.25 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| 10 -HIDROXI CARBAZEPINA | OHCARB | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| 11 DESOXCORTISOL BASAL | DC11_B | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| 11 DESOXCORTISOL TRAS METOPIRONA | DC11_3 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| 11 DESOXCORTISOL 2ª MUESTRA | DC11_2M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| 11 DESOXCORTISOL EN 3ª MUESTRA | DC11_3M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| 11 DESOXCORTISOL EN 4ª MUESTRA | DC11_4M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| 11-DESOXCORTICOSTERONA | DOCA | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| 11-DESOXCORTISOL | DC11 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| 17 HIDROXIPREGNENOLONA EN 2ª MUESTRA | PREG17_2M | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | HOSPITAL | REFERENCE | |
| 17 HIDROXIPREGNENOLONA | PREG17 | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|---|---------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------|---|
| 17 HIDROXIPREGNENOLONA BASAL | PREG17_B | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | HOSPITAL | REFERENCE | |
| 17 HIDROXIPREGNENOLONA EN 3? MUESTRA | PREG17_3M | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | HOSPITAL | REFERENCE | |
| 17 HIDROXIPREGNENOLONA EN 4? MUESTRA | PREG17_4M | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | HOSPITAL | REFERENCE | |
| 17 HIDROXIPROGESTERONA NEONATAL | N17OHP | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| 17 OH PROGESTERONA 2ª MUESTRA | PR17_2M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| 17 OH PROGESTERONA 3ª MUESTRA | PR17_3M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| 17 OH PROGESTERONA 4ª MUESTRA | PR17_4M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| 17 OH PROGESTERONA 5ª MUESTRA | PR17_5M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| 17 OH PROGESTERONA BASAL | PR17_BASAL | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| 17-HIDROXI-PROGESTERONA | PROG17 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | |
| 18 HIDROXICORTICOSTERONA | OHCA_18 | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| 1-METIL HISTIDINA | L1MHIS | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Metabolismo | |
| 1-METIL HISTIDINA | M1_HIS | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| 1-METIL HISTIDINA | O1MHIS | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| 25-HIDROXI-VITAMINA D | VD25 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | |
| 3 METOXI -4 HIDROXIFENILETILENGLICOL EN ORINA 24H | MHPG | ORINA 24 HORAS | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | Alicuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| 3-METIL HISTIDINA | L3MHIS | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Metabolismo | |
| 3-METIL HISTIDINA | M3_HIS | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| 3-METIL HISTIDINA | O3MHIS | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| 3-METILGLUTARIL CARNITINA C6DC | C6DC | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|---------------|---|
| 3-METILGLUTARIL CARNITINA C6DC EN SANGRE SECA | C6DCCARN_S | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| 3-OH-ISOVALERIL CARNITINA C5OH\C4DC | C5OH_C4DC | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| 3-OH-PALMITOIL CARNITINA C16:OH | C16_OH | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| 3-OH-PALMITOIL CARNITINA C16:OH EN SANGRE SECA | C16OHCAR_S | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| 5 ALFA DIHIDROTESTOSTERONA | DHT | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| 7-DEHIDROCOLESTEROL | E_7DHCOLES | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| 8(9) -COLESTENOL | E_8_9COLES | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| 9 HIDROXI RISPERIDONA | OHRISPER | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| A VANILMANDELICO UR/CREATININA | AVM.CR | ORINA ACIDA aislada | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | HOSPITAL | Hormonas | Niños con dificultad para recoger orina de 24 h. La muestra de orina se acidificará en el lab de Hormonas |
| A. ALFA AMINOADÍPICO | ADIPIC | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| A. ALFA AMINOBUÉTIRICO | ABUTIR | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| A. GAMMA AMINOBUÉTIRICO | G_BUTI | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| A. HOMOVANILLICO UR/CREATININA | AHV.CR | ORINA ACIDA aislada | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | HOSPITAL | Hormonas | Niños con dificultad para recoger orina de 24 h. La muestra de orina se acidificará en el lab de Hormonas |
| A. RENINA CAVA 1 | RCAV1 | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar CAVA 1 en el tubo |
| A. RENINA CAVA 2 | RCAV2 | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar CAVA2 1 en el tubo |
| A. RENINA RI?ON DCHO 1 | RRD1 | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar RIÑON DERECHO 1 en el tubo |
| A. RENINA RI?ON DCHO 2 | RRD2 | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar RIÑON DERECHO2 en el tubo |
| A. RENINA RI?ON IZQDO 1 | RR1 | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar RIÑON IZQUIERDO 1 en el tubo |
| A. RENINA RI?ON IZQDO 2 | RR2 | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar RIÑON IZQUIERDO 2 en el tubo |
| ABE- EXCESO DE BASE | ABEC.U | SANGRE | Jeringa heparinizada | GASES blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------------|---|
| AC HETERÓFILOS MI | HETER | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| AC. ANTI-HBC | ACHBC | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| AC. ANTI-HBE | ACHBE | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| AC. ANTI-HBS | ACHBS | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| AC. ANTIRECEPTOR DE TSH | TSI | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| AC. ANTI-VHA IGG | VHAG | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| AC. ANTI-VHA IGM | VHAM | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| AC. ANTI-VHA TOTAL | VHAT | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| AC. ANTI-VHC HEPATITIS C | VHC | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| AC. ASPÁRTICO | ASPART | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| AC. ASPÁRTICO EN SANGRE SECA | ASPAR_SS | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| AC. CITRICO EN 24 HORAS | CITR24 | ORINA ÁCIDA 24 HORAS | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | ORINA ÁCIDA. Recoger añadiendo 10 ml de CIH al contenedor. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| AC. E. CHAGAS IGG EIA | TRYPGEIA | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| AC. E. CHAGAS IFI | TRYPGIFI | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| AC. E.CHAGAS IGM IFI | TRYPMIFI | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| AC. FOLICO | FOLI | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| AC. IGG ANTI CITOMEGALOVIRUS | CMV.GT | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| AC. IGM ANTI-HBC | ACHBCM | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| AC. OXALICO EN 24 HORAS | OXAL24 | ORINA ÁCIDA 24 HORAS | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | ORINA ÁCIDA. Recoger añadiendo 10 ml de CIH al contenedor. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|--|
| AC. URICO EN L. SINOVIAL | URISIN | SINOVIAL | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | SINOVIAL blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| ACETIL CARNITINA C2 | C2CAR | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ACETIL CARNITINA C2 EN SANGRE SECA | C2CARN_SS | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| ACETIL COLINESTERASA ERITROCITARIA | ACOLINESTE | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ACETILCOLINESTERASA EN LÍQUIDO AMNIÓTICO | ACHE_LA | Líquido amniótico | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Lab.Central | |
| ACETOACETATO EN SUERO | ACETO | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ACETONA DEN SANGRE | ACETONA | Sangre EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ACETONA EN ORINA | OACETONA | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ACIDO DELTA AMINO LEVULINICO (ALA) | ALA | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ACIDO 2- HIDROXIGLUTARICO | A_2HGLUTAR | ORINA (congelada) | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis |
| ACIDO 2-OXOGLUTARICO | A_2OGLUTAR | ORINA (congelada) | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis |
| ACIDO 3- HDROXIPROPIONICO | A_3HPROP | ORINA (congelada) | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis |
| ACIDO 3- HIDROXIBUTIRICO | A_3HBUTIR | ORINA (congelada) | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis |
| ACIDO 3- HIDROXIVALERICOI | A_3HVALER | ORINA (congelada) | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis |
| ACIDO 3-HIDROXIGLUTARICO | A_3HGLUTAR | ORINA (congelada) | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis |
| ACIDO 3-METILGLUTARICO | A_3MGLUTAR | ORINA (congelada) | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis |
| ACIDO 4-HIDROXIBUTIRICO | A_4HBUTIR | ORINA (congelada) | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis |
| ACIDO 5-HIDROXI-INDOLACETICO | HIA | ORINA 24H ACIDA | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | ORINA ÁCIDA. Recoger añadiendo 10 ml de CIH al contenedor. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| ACIDO ALFA AMINOADÍPICO | OADIPI | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|--|
| ÁCIDO ALFA AMINOADÍPICO | LADIPI | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Metabolismo | |
| ACIDO ALFA AMINO BUTÍRICO | OABUTI | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| ÁCIDO ALFA AMINO BUTÍRICO | LABUTI | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Metabolismo | |
| ACIDO CÍTRICO EN PLASMA SEMINAL | LEACIT | SEMEN | Contenedor esteril boca ancha 100ml | Cód. barras blanco | CERHA | REFERENCE | Solicitud exclusiva para ATENCIÓN ESPECIALIZADA. Requiere CITA PREVIA en CERHA |
| ÁCIDO COLENOICO EN SUERO | ACOLE_S | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | UAM.MADRID | Requiere autorización e informe clínico |
| ÁCIDO COLENOICO Y DERIVADOS EN ORINA | ACOLE_O | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | UAM.MADRID (EXCLUSIVO PEDIATRIA) | Requiere autorización e informe clínico |
| ACIDO ETILMALONICO | A_EMALON | ORINA (congelada) | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis |
| ACIDO FITANICO, SUERO | FITA | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ACIDO FÓRMICO EN ORINA | FORMICO | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ACIDO FUMARICO | A_FUMARICO | ORINA (congelada) | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis |
| ACIDO GAMMA AMINO BUTÍRICO | OGBUTI | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ÁCIDO GAMMA AMINO BUTÍRICO | LGBUTI | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Metabolismo | |
| ACIDO GLICERICO | A_GLICERIC | ORINA (congelada) | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis |
| ÁCIDO GLICÓLICO (CROMATOGRAFIA GASES) EN ORINA | A_GLICO | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ACIDO GLICOLICO (GC/MS-MS) | A_GLICOLIC | ORINA (congelada) | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis |
| ACIDO GLUTÁMICO | ACGLUT | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ACIDO GLUTÁMICO | OAGLUT | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ÁCIDO GLUTÁMICO | LAGLUT | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Metabolismo | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|----------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------|--|
| ACIDO GLUTARICO | A_GLUTAR | ORINA (congelada) | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis |
| ACIDO HIALURONICO | HIALU | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ACIDO HOMOVANILICO | A_HOMOVAN | ORINA (congelada) | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis |
| ACIDO HOMOVANILLICO | AHV | ORINA 24H ACIDA | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | ORINA ÁCIDA. Recoger añadiendo 10 ml de CIH al contenedor. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| ACIDO LACTICO | A_LAC | ORINA (congelada) | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis |
| ACIDO METIL MALONICO EN ORINA | MMALO_ORI | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ACIDO METIL MALONICO EN SUERO | MMALO_SUE | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ACIDO METILMALONICO | A_MMALON | ORINA (congelada) | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis |
| ACIDO MOFETIL-MICOFENOLICO | MICO | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | Bioq.especial | |
| ACIDO N-ACETILASPARTICO | A_NAASPAR | ORINA (congelada) | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis |
| ACIDO NMETIL IMIDAZOL ACÉTICO | IMIDACET | ORINA 24 HORAS | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| ACIDO OROTICO (del perfil de aa) | A_ORO | ORINA (congelada) | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis |
| ACIDO OROTICO EN ORINA | A_OROTI | ORINA (congelada) | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis |
| ACIDO OXÁLICO EN SANGRE | OXAL.S | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ACIDO PIRUVICO LCR | PIRLCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| ÁCIDO RETINOICO | RETIN | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ACIDO SALICILICO | AAS | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ACIDO SUBERICO | A_SUBER | ORINA (congelada) | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis |
| ACIDO URICO | URI | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| ACIDO ÚRICO EN 18 HORAS | OURI18 | Orina de 18 horas | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | Alícuota de la orina de 18 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|-------------------|---|----------------------------------|------------------|----------------------------|---|
| ACIDO ÚRICO EN 24 HORAS | OURI24 | ORINA 24 HORAS | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| ACIDO URICO EN ORINA | OURI | ORINA 24 HORAS | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| ACIDO VALPROICO | VALP | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| ACIDO VANILMANDELICO | AVM | ORINA 24H ACIDA | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | ORINA ÁCIDA. Recoger añadiendo 10 ml de CIH al contenedor. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| ACIDOS BILIARES | A_BILIAR | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ACIDOS GRASOS CADENA MUY LARGA EN SUERO (PERFIL) | AGCML | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ACIDOS GRASOS LIBRES (NEFA) | AGL | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ACIDOS ORGANICOS EN ORINA (PERFIL REFERENCE) | A_ORGANIC | ORINA (congelada) | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis |
| ACIDOS ORGANICOS EN ORINA (IBC) | A_ORG | ORINA (congelada) | (*) 4 Tubos 10 ml ORINA | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | IBC .(EXCLUSIVO PEDIATRIA) | Requiere autorización e informe clínico. 30 ml mínimo (3-4 tubos muestra) |
| ACIL CARNITINAS EN SUERO/PLASMA PERFIL (REFERENCE) | ACILCAR | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ACLARAMIENTO DE ALFA1 ANTITRIPSINA FECAL (PERFIL) | ACLA_A1AT | HECES 24 horas | Cont.heces 24 H | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | Contenedor para heces de boca ancha |
| ACLARAMIENTO DE CREATININA EN ORINA | ACLAR | ORINA 24 HORAS | (*)Tubo 10 ml ORINA +Tubo de suero tapón AMARILLO | BIORIN +DIURESIS + SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | Requiere extracción de tubo de SUERO AMARILLO de 7ml para CREATININA y recogida de orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| ACS. ANTI ADRENAL | ADREN | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI Ag. SOLUBLE HEPÁTICO | SLA | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI ANFIFISINA | FIFIS | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI ANFIFISINA EN LCR | FIFIS.LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI ASIALO-GM1-IgG | ASIALOGM1G | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI ASIALO-GM1-IgG EN LCR | ASIALOGLCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|---------|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|------------|
| ACS. ANTI ASIALO-GM1-IgM | ASIALOGM1M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI ASIALO-GM1-IgM EN LCR | ASIALOMLCR | L.C.R. | Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI B2-GLICOPROTEINA I IgG | B2GP | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI B2-GLICOPROTEINA I IgM | B2GPM | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI CARDIOLIPINA IgG | ACAG | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI CARDIOLIPINA IgM | ACAM | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI CASP2 (PROTEÍNA ASOCIADA A CANALES DE POTASIO) LCR | CASP2_L | L.C.R. | Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI CASP2 (PROTEÍNA ASOCIADA A CANALES DE POTASIO) SUERO | CASP2_S | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI CÉLULAS PARIETALES | ACPG | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI CENTRÓMERO | CENTR | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI CITOPLASMA DE NEUTRÓFILOS | ANCA | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI COCLEARES | COCLE | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI CV2/CRMP5 | CV2 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI CV2/CRMP5 EN LCR | CV2.LCR | L.C.R. | Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI DNAn | DNA | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI EJ | EJ | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI ENDOMISIO IgA | EMA | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI ENDOMISIO IgG | EMAG | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI ENDOTELIO | ENDOT | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|---------------------------------------|---------------|---------|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|------------|
| ACS. ANTI F-ACTINA | ACTIN | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI FACTOR INTRÍNSECO | FI | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI GAD 65 EN LCR | GAD_LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI GAD 67 | GAD67 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI GD1a-IgG | GD1AG | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI GD1a-IgG EN LCR | GD1AG.LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI GD1a-IgM | GD1AM | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI GD1a-IgM EN LCR | GD1AM.LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI GD1b-IgG | GD1BG | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI GD1b-IgG EN LCR | GD1BG.LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI GD1b-IgM | GD1BM | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI GD1b-IgM EN LCR | GD1BM.LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI GLIADINA DEAMINADA IgG | AGAG | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI GLIADINA IgA | AGAA | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI GLUTAMATO DESCARBOXILASA | GAD | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI GLUTATION-S- TRANSFERASA T1 | GSTT1 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI GM1-IgG | GM1.G | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI GM1-IgG en LCR | GM1.G.LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--------------------------------|---------------|---------|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|------------|
| ACS. ANTI GM1-IgM | GM1.M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI GM1-IgM en LCR | GM1.M.LCR | L.C.R. | Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI GM2-IgG | GM2.G | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI GM2-IgG en LCR | GM2.G.LCR | L.C.R. | Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI GM2-IgM | GM2.M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI GM2-IgM en LCR | GM2.M.LCR | L.C.R. | Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI GP210 | GP210 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI GQ1b-IgG | GQ1BG | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI GQ1b-IgG EN LCR | GQ1BG.LCR | L.C.R. | Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI GQ1b-IgM | GQ1BM | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI GQ1b-IgM EN LCR | GQ1BM.LCR | L.C.R. | Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI HISTONA | HISTO | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI HU | HU | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI HU EN LCR | HU.LCR | L.C.R. | Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI INSULINA | IAA | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI ISLOTES PANCREÁTICOS | ICA | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI JO-1 | JO1 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI Ku | KU | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|---|---------------|---------|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|------------|
| ACS. ANTI LC-1 | LC1 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI LGI1 (PROTEÍNA ASOCIADA A CANALES DE POTASIO) LCR | LGI1_L | L.C.R. | Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI LGI1 (PROTEÍNA ASOCIADA A CANALES DE POTASIO) SUERO | LGI1_S | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI LINFOCITARIOS | ALIN | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI LKM1 | LKM | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI M2 | AM2 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI Ma2/Ta | MA2.T | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI Ma2/Ta EN LCR | MA2.LCR | L.C.R. | Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI MEMBRANA BASAL EPIDÉRMICA | MBE | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI MEMBRANA BASAL GLOMERULAR | MBG | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI MEMBRANA BASAL TUBULAR | MBT | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI MITOCONDRIALES | AMA | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI MPO | MPS | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI MÚSCULO LISO | ASMA | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI NUCLEARES | ANA | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI OJ | OJ | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI PÉPTIDO CITRULINADO | CCP | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI PL12 | PL12 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI PL7 | PL7 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI PML | PML | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--------------------------------------|---------------|---------|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|------------|
| ACS. ANTI PM-Scl | PMSCL | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI RECEPTOR DE FOSFOLIPASA A2 | PLA2R | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI RECOVERINA | RECOVERINA | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI RECOVERINA EN LCR | RECOV_LCR | L.C.R. | Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI RI | RI | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI RI EN LCR | RI.LCR | L.C.R. | Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI RIBOSOMAL | RIBOS | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI RNP | RNP | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI RNP-70 | RNP70 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI Ro52 | Ro52 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI Ro60 | Ro60 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI SCL-70 | SCL70 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI Sm | SM | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI SOX1 | SOX1 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI SP100 | SP100 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI SSA/Ro (Ro60+Ro52) | SSA | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI SSB/LA | SSB | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI SUSTANCIA INTERCELULAR | SIC | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI TIROGLOBULINA | ATG | SUERO | Tube suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI TPO | AMC | SUERO | Tube suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|-------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|---|
| ACS. ANTI Tr | TR | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI Tr EN LCR | TR.LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI TRANSGLUTAMINASA IgA | ATGT | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI U1RNP | RNU1 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI YO | YO | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI YO EN LCR | YO.LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI Zic4 | ZIC4 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTIGRANULOCITOS (T.INDIRECTO) | AGRAN | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI-Mi-2 | AA_MI | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI-PROTEINASA 3 | PRS | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI-RECEPTOR NMDA en Suero | NMDA_S | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI-TIROSINA FOSFATASA | IA2 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTI-TITINA | AA_TITINA | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. ANTITRANSGLUTAMINASA IgG | ATGG | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. CITÓXICOS ANTI HLA-I | ACHLAI | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACS. CITÓXICOS ANTI HLA-II | ACHLAI | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ACTH | ACTH | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | Hormonas | |
| ACTH 2ª MUESTRA | ACTH.2M | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| ACTH 3ª MUESTRA | ACTH.3M | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| ACTH 4ª MUESTRA | ACTH.4M | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|-------------|----------------------|--------------------|------------|-------------|--|
| ACTH 5ª MUESTRA | ACTH.5M | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| ACTH 6ª MUESTRA | ACTH.6M | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| ACTH 7ª MUESTRA | ACTH.7M | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| ACTH 8ª MUESTRA | ACTH.8M | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| ACTH A LAS 20 HORAS | ACTHN | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | Hormonas | Indicar en el tubo que es la muestra de las 20 horas. |
| ACTH SENO PETROSO DERECHO 1ª (-15 MIN) | ACTH_6 | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados. |
| ACTH SENO PETROSO DERECHO 2ª (0 MIN) | ACTH_7 | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados. |
| ACTH SENO PETROSO DERECHO 4ª (+5 MIN) | ACTH_9 | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados. |
| ACTH SENO PETROSO IZQUIERDO 5ª (+10 MIN) | ACTH_5 | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados. |
| ACTH SENO PETROSO DERECHO 3ª (+3 MIN) | ACTH_8 | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados. |
| ACTH SENO PETROSO DERECHO 5ª (+10 MIN) | ACTH_10 | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados. |
| ACTH SENO PETROSO IZQUIERDO 3ª (+3 MIN) | ACTH_3 | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados. |
| ACTH SENO PETROSO IZQUIERDO 4ª (+5 MIN) | ACTH_4 | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados. |
| ACTH SENO PETROSO IZQUIERDO 1ª (-15 MIN) | ACTH_1 | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados. |
| ACTH SENO PETROSO IZQUIERDO 2ª (0 MIN) | ACTH_2 | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados. |
| ACTH TRAS DEXAMETASONA | ACTHDX | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Hormonas | Indicar en el tubo que es muestra tras estímulo. |
| ACTH TRAS METOPIRONA | ACTH.METO | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| ACTH VENA PERIFÉRICA 1ª (-15 MIN) | ACTH_11 | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados. |
| ACTH VENA PERIFÉRICA 2ª (0 MIN) | ACTH_12 | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados. |
| ACTH VENA PERIFÉRICA 3ª (+3 MIN) | ACTH_13 | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados. |
| ACTH VENA PERIFÉRICA 4ª (+5 MIN) | ACTH_14 | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados. |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--|
| ACTH VENA PERIFÉRICA 5ª (+10 MIN) | ACTH_15 | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados. |
| ACTIVIDAD (TP) | TP% | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| ACTIVIDAD (TP) | TP%.S | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| ACTIVIDAD DE PHTR | DHPR | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Hosp.San Juan de Dios | Requiere autorización e informe clínico |
| ADA LÍQUIDO ASCITICO | ADAASC | LIQ. ASCITICO | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Bioq.especial | |
| ADA LÍQUIDO BIOLÓGICO | ADABIO | L.Biológico | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | BIOLOGICO blanca | HOSPITAL | Bioq.especial | |
| ADA EN L. PLEURAL | ADAPLE | Líquido pleural | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Bioq.especial | |
| ADA EN L. SINOVIAL | ADASIN | Líquido sinovial | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Bioq.especial | |
| ADA EN LCR | ADALCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Bioq.especial | |
| ADA EN LÍQUIDO PERITONEAL | ADAPER | L.Biológico | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | PERITONEAL blanco | HOSPITAL | Bioq.especial | |
| ADA LÍQUIDO PERICARDICO | ADAPC | Líquido pericárdico | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Bioq.especial | |
| ADAMTS 13 ACTIVIDAD | ADAMTS_ACT | PLASMA CITRATO CONGELADO | Tubo CITRATO Tapón AZUL | Cód. barras blanco | HOSPITAL | REFERENCE | |
| ADENOSINA DESAMINASA | ADA | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | |
| ADENOVIRUS IGG | ADENOG | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| ADENOVIRUS IGM | ADENOM | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| ADRENALINA PLASMATICA | ADRENA | Plasma EDTA congelado | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | REFERENCE | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|----------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|--|
| ADRENALINA UR./CRETININA | A.CR | ORINA ACIDA aislada | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | HOSPITAL | Hormonas | Niños con dificultad para recoger orina de 24 h. La muestra de orina se acidificará en el lab de Hormonas |
| ADRENALINA URINARIA | OADREN | ORINA 24H ACIDA | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | ORINA ÁCIDA. Recoger añadiendo 10 ml de CIH al contenedor. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| AFP | AFP | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| AFP LIQUIDO ASCITICO | AFP_ASC | LIQ. ASCITICO | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Lab.Central | |
| AFP EN LIQUIDO PLEURAL | AFP_PLE | PLEURAL | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | PLEURAL blanca | HOSPITAL | Lab.Central | |
| AFP EN LÍQUIDO BIOLÓGICO | AFP_BIO | L.Biológico | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | BIOLOGICO blanca | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| AFP LÍQUIDO AMNIOTICO | AFP_LA | Líquido amniótico | Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Metabolismo | |
| AG CRIPTOCÓCICO | AGCRIP | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| AG CRIPTOCÓCICO LCR | AGCRIP.LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| AGHBE | AGHBE | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| AGHBS | AGHBS | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| AGLUTINACIÓN DE BRUCELLA EN LCR | BRUAGL.LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| AGREG. RISTOCETINA CFC 1.2 MG/DL | AG12 | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| AGREG. RISTOCETINA CFC 1.5MG/ML | AG15 | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| AGREG. RISTOCETINA CFC 1MG/DL | AG1 | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| AGREGACIÓN ADP | AADP | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| AGREGACIÓN CON ARAQUIDÓNICO | AARQ | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|---|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|--|
| AGREGACIÓN CON COLÁGENO | ACOL | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| AGREGACIÓN CON EPINEFRINA | AEPI | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| AGREGACIÓN PLAQUETARIA ESTUDIO (PERFIL) | EAP | SANGRE | (*6 Tubos CITRATO Tapón AZUL | Numero pequeño | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | Se requieren 6 tubos de CITRATO AZUL |
| AGUA EN HECES | AGUA.H | HECES DE 24 HORAS | Cont.heces 24 H | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | Contenedor para heces de boca ancha |
| ALANINA | LALAN | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Metabolismo | |
| ALANINA | ALANIN | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ALANINA | OALAN | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ALANINA EN SANGRE SECA | ALANI_SS | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| ALBUMINA | ALB | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| ALBUMINA (ASC) | ALBASC.U | ASCITICO | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | ASCITICO blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| ALBUMINA LIQUIDO BIOLÓGICO | ALBBIO.U | L.Biológico | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | BIOLOGICO blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| ALBUMINA LIQUIDO PLEURAL | ALBPLE.U | PLEURAL | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | PLEURAL blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| ALCOHOLEMIA EN SANGRE (JUDICIALES) | ALCOHOL | SANGRE TOTAL FLUORURO-OXALATO | *(2)TUBOS DE FLUORURO/OXALATO GRIS | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Instituto Toxicologico de Sevilla | SOLO PARA ALCOHOLEMIA DE ORDEN JUDICIAL. Requiere formulario de remisión de muestras al I.Toxicológico de Sevilla, orden judicial y registro de recepción e incidencias. |
| ALDOLASA | ALDO | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ALDOSTERONA | ALDOST | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | Hormonas | |
| ALDOSTERONA 2? MUESTRA | ALDOST.2M | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| ALDOSTERONA 3? MUESTRA | ALDOST.3M | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|---|---------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|---|
| ALDOSTERONA CAVA 1 | ACAV1 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| ALDOSTERONA CAVA 2 | ACAV2 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| ALDOSTERONA POST ESTIMULO | ALDOSTPOS | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| ALDOSTERONA RIÑON DCHO 1 | ARD1 | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar RIÑON DERECHO1 en el tubo |
| ALDOSTERONA RIÑON DCHO 2 | ARD2 | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar RIÑON DERECHO2 en el tubo |
| ALDOSTERONA RIÑON IZQDO 1 | ARI1 | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar RIÑON IZQUIERDO 1 en el tubo |
| ALDOSTERONA RIÑON IZQDO 2 | ARI2 | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar RIÑON IZQUIERDO 2 en el tubo |
| ALDOSTERONA URINARIA | OALDO | ORINA 24 HORAS (congelada) | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| ALFA 1 ANTITRIPSINA | A1AT | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Proteína/marcadores | |
| ALFA 1 ANTITRIPSINA EN HECES | A1AT.H | HECES | Conten.Heces 100ml | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ALFA 1 GLUCOPROTEINA ACIDA | A1GPA | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ALFA 2 MACROGLOBULINA | A2MG | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Proteína/marcadores | |
| ALFA FETOPROTEÍNA EN LCR | AFP_LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Lab.Central | |
| ALFA FETOPROTEINA TRIPLE SCREENING EMBARAZO | AFP_TS | Plasma Heparina | Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | Requiere volante especial de SCREENING JARA del embarazo. Tubo heparina litio con gel tapón verde |
| ALFA GLUCOSIDASA NEUTRA | LEMALT | SEMEN | Contenedor esteril boca ancha 100ml | Cód. barras blanco | CERHA | REFERENCE | Solicitud exclusiva para ATENCIÓN ESPECIALIZADA. Requiere CITA PREVIA en CERHA |
| ALFA HIDROXIBUTIRICO DESHIDROGENASA | AH_BUTIRI | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ALFA TALASEMIA MUTACIONES | ALFA_TALA | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ALFA1 ANTITRIPSINA EN SUERO | A1AT_SUE | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ALFA1 MICROGLOBULINA EN ORINA | OA1MG | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|---|
| ALLO_Isoleucina | ALLOILEU | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ALMIDON EN HECES | ALMID | HECES DE 24 HORAS | Cont.heces 24 H | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | Contenedor para heces de boca ancha |
| ALUMINIO | AL | SUERO | Tube suero Tapón AZUL oscuro | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | Requiere tubo especial con silicona Trace tapón AZUL oscuro |
| ALUMINIO EN AGUA DE DIÁLISIS | AL_AGUA | AGUA DIALISIS | Conten/tubo plastico | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| ALUMINIO EN ORINA | OAL | ORINA AISLADA | Tube 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| ALUMINIO- LIQUIDO DE DIALISIS | ALULIQ | AGUA DIALISIS | Conten/tubo plastico | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| AMANITINAS (AMATOXINAS EN ORINA) | AMATOX | ORINA AISLADA | Tube 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| AMIKACINA | AMIKA | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| AMILASA | AMI | SUERO | Tube suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| AMILASA | AMIASC.U | ASCITICO | Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril | ASCITICO blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| AMILASA EN 18 HORAS | OAMI18 | Orina de 18 horas | Tube 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | Alícuota de la orina de 18 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| AMILASA EN 24 HORAS | OAMI24 | ORINA 24 HORAS | Tube 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| AMILASA EN ORINA | OAMI | ORINA AISLADA | Tube 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| AMILASA LÍQUIDO BIOLÓGICO | AMIBIO.U | L.Biológico | Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril | BIOLOGICO blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| AMILASA LIQUIDO PLEURAL | AMIPLE.U | PLEURAL | Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril | PLEURAL blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| AMILASA PANCREATICA | AMIPAN | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| AMINOACIDOS EN LCR (PERFIL) | AA_LCR | L.C.R. | Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Metabolismo | |
| AMINOÁCIDOS EN ORINA LC/MS-MS (PERFIL) | AA_ORINA | ORINA AISLADA | Tube 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| AMINOÁCIDOS EN ORINA NEONATAL | NAMIN_O | ORINA AISLADA | Tube 10 ml orina | BIORIN amarilla | HOSPITAL | Metabolismo | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|--|
| AMINOÁCIDOS EN SUERO LC/MS-MS (PERFIL) | AA_SUERO | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| AMINOACIDOS Y ACILCARNITINAS EN SANGRE SECA (PERFIL) | AAACTANDEM | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | HOSPITAL | Metabolismo | |
| AMIODARONA | AMIOD | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| AMONIO | AMON | Plasma Heparina | Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| AMONIO | OAMONI | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| AMONIO (LCR) | AMONLC.U | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| AMONIO 1 MINUTO | AMONIO1 | Plasma Heparina | Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro | Número pequeño | HPS | Lab.Urgencias | Prueba funcional. Requiere tubo heparina verde CON GEL Solicitar cita en el Lab.Urg del HPS 46183.Indicar orden y tiempo de muestra en cada tubo |
| AMONIO 10 MINUTOS | AMONIO10 | Plasma Heparina | Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro | Número pequeño | HPS | Lab.Urgencias | Prueba funcional. Requiere tubo heparina verde CON GEL Solicitar cita en el Lab.Urg del HPS 46183.Indicar orden y tiempo de muestra en cada tubo |
| AMONIO 20 MINUTOS | AMONIO20 | Plasma Heparina | Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro | Número pequeño | HPS | Lab.Urgencias | Prueba funcional. Requiere tubo heparina verde CON GEL Solicitar cita en el Lab.Urg del HPS 46183.Indicar orden y tiempo de muestra en cada tubo |
| AMONIO 3 MINUTOS | AMONIO3 | Plasma Heparina | Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro | Número pequeño | HPS | Lab.Urgencias | Prueba funcional. Requiere tubo heparina verde CON GEL Solicitar cita en el Lab.Urg del HPS 46183.Indicar orden y tiempo de muestra en cada tubo |
| AMONIO 5 MINUTOS | AMONIO5 | Plasma Heparina | Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro | Número pequeño | HPS | Lab.Urgencias | Prueba funcional. Requiere tubo heparina verde CON GEL Solicitar cita en el Lab.Urg del HPS 46183.Indicar orden y tiempo de muestra en cada tubo |
| AMONIO BASAL | AMONIOB | Plasma Heparina | Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro | Número pequeño | HPS | Lab.Urgencias | Prueba funcional. Requiere tubo heparina verde CON GEL Solicitar cita en el Lab.Urg del HPS 46183.Indicar orden y tiempo de muestra en cada tubo |
| AMP CICLICO PLASMATICO | AMPC | Plasma EDTA congelado | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | REFERENCE | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|----------------------------|--|--------------------|------------------|------------------------|---|
| AMP CICLICO URINARIO | OAMPC | ORINA 24 HORAS (congelada) | Tube 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| ANÁLISIS GENOTIPADO ARRAY CGH | ARRAYCGH | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tube EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ANÁLISIS CGH DE PROCESOS HEMATOLÓGICOS | FSH32 | SANGRE | Tube HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ANDROSTANDIOL GLUCURONIDO | ADIOL | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANDROSTENDIONA | ANDROS | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | |
| ANDROSTENDIONA 2ª MUESTRA | ANDROS_2M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| ANDROSTENDIONA 3ª MUESTRA | ANDROS_3M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| ANDROSTENDIONA 4ª MUESTRA | ANDROS_4M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| ANDROSTENDIONA 5ª MUESTRA | ANDROS_5M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| ANEUPLOIDÍAS ESPERMATOZOIDES FISH SEMEN | ESPER_FISH | SEMEN | Contenedor esteril boca ancha 100ml | Cód. barras blanco | HPS | REFERENCE | Solicitud exclusiva para ATENCIÓN ESPECIALIZADA. Requiere CITA PREVIA en CERHA |
| ANFETAMINAS | OANFE | ORINA AISLADA | Tube 10 ml orina | ORINA anaranjado | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | |
| ANGIOTENSINA (ACTIVIDAD RENINA PLASMÁTICA) | ANGIO | Plasma EDTA congelado | Tube EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | REFERENCE | Evitar muestras de plasma heparina y citrato. |
| ANIÓN GAP | GAP.U | SUERO | Jeringa heparinizada | GASES blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | Requiere tubo de heparina de litio con gel tapón verde claro y gasometría |
| ANSERINA | LANSER | L.C.R. | Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Metabolismo | |
| ANSERINA | ANSER | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANSERINA | OANSER | ORINA AISLADA | Tube 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTETAMINAS EN SALIVA | ANFE_SAL | Saliva | Conten/tubo plastico | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTIC. LUPICO | CALU | SANGRE | (*)3Tubos CITRATO Tapón AZUL | Número pequeño | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | Se requieren 3 tubos de CITRATO AZUL |
| ANTICOAGULANTE LUPICO ESTUDIO (PERFIL) | ALUP | SANGRE | (*)4Tubos CITRATO Tapón AZUL | Número pequeño | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | Se requieren 4 tubos de CITRATO AZUL |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|---|
| ANTICOGULACION ORAL/ INTRAVENOSA (PERFIL) | HEPA.S | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| ANTICUERPOS ANTI 21-HIDROXILASA | AA_HIDROXI | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTICUERPOS ESPERMATOZOIDE L. ESP | AAESPL | SEMEN | Contenedor esteril boca ancha 100ml | Cód. barras blanco | CERHA | REFERENCE | Solicitud exclusiva para ATENCIÓN ESPECIALIZADA. Requiere CITA PREVIA en CERHA |
| ANTICUERPOS ESTREPTODORNASA (DNAASA B) | AA_DNASAS | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTICUERPOS MAG IGM (MYELIN ASOCIATED GLYCOPROTEIN) | AAMAG | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTICUERPOS ALFA ENOLASA | AA_NSE | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTICUERPOS ANTI RECEPTOR DE ASIALOGLICOPROTEÍNA | ASGPR | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTICUERPOS ANTI CÁPSULAS SUPRARRENALES | AASUPRA | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTICUERPOS ANTI CÉLULAS CALICIFORMES (GLOBET CELLS) | AACALICI | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTICUERPOS ANTI ENTEROCITOS IGA | AAENTERO | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTICUERPOS ANTI HIPOFISIS | AAHIPO | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTICUERPOS ANTI HMGCR (HMG-CO REDUCTASA) | AA_HMGCR | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTICUERPOS ANTI IGA | AA_IGA | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTICUERPOS ANTI LACTOFERRINA | AA_LACTOFE | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTICUERPOS ANTI MAG EN LCR | AAMAG_LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTICUERPOS ANTI MUSCULO ESTRIADO | AAMUS_ESTR | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTICUERPOS ANTI NATALIZUMAB | AA_NATALI | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTICUERPOS ANTI P155 | AA_P155 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTICUERPOS ANTI PLAQUETAS (DIRECTO) | AA_PLA.DIR | SANGRE TOTAL (EDTA) | (*)5 Tubos EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | REFERENCE | Se requieren 5 tubos de EDTA (15 ml de sangre total EDTA.)Si el recuento de palquetas es <20000, enviar 25 ml de sangre . |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|---|---------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|--|
| ANTICUERPOS ANTI PLAQUETAS (INDIRECTO) | AA_PLA.IND | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTICUERPOS ANTI- RECEPTOR INSULINA | AARINS | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTICUERPOS ANTI SRP (Signal Recognition Particle) | AA_SRP | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ANTICUERPOS ANTI SULFATIDOS IGM+GANGLIÓSIDOS | SULFATI_M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTICUERPOS ANTI VHC | VHC_REF | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTICUERPOS ANTI-ADAMTS- 13 (INHIBIDOR) | ADAMTS13 | PLASMA CITRATO CONGELADO | Tubo CITRATO Tapón AZUL | Cód. barras blanco | HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTICUERPOS ANTI-ANHIDRASA CARBONICA | AA_A.CARBO | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTICUERPOS ANTIESPERMATOZOIDES IGA (MAR-TEST) | MAR_A | SEMEN | Contenedor esteril boca ancha 100ml | Cód. barras blanco | CERHA | REFERENCE | Solicitud exclusiva para ATENCIÓN ESPECIALIZADA. Requiere CITA PREVIA en CERHA |
| ANTICUERPOS ANTIESPERMATOZOIDES IGG (MAR-TEST) | MAR_G | SEMEN | Contenedor esteril boca ancha 100ml | Cód. barras blanco | CERHA | REFERENCE | Solicitud exclusiva para ATENCIÓN ESPECIALIZADA. Requiere CITA PREVIA en CERHA |
| ANTICUERPOS ANTI-FASCIOLA HEPATICA | FASCIO | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| ANTICUERPOS ANTIGANGLIÓSIDOS IGG EN LCR | GT1AG_LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTICUERPOS ANTIGANGLIÓSIDOS IGG EN SUERO | GT1AG | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTICUERPOS ANTIGANGLIÓSIDOS IGM EN LCR | GT1AM_LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTICUERPOS ANTIGANGLIÓSIDOS IGM EN SUERO | GT1AM | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTICUERPOS ANTIMICELIO | MICEL | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| ANTICUERPOS ANTI-MUSK (QUINASA ESPECÍFICA MUSCULAR) | AAMUSK | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTICUERPOS ANTI-OVARIO | AAOVA | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTICUERPOS ANTI-RECEPTOR N-METIL-D-ASPARTATO (NMDA) en LCR | AA_NMDA | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|---------|--------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| ANTICUERPOS CANALES DE CALCIO | AC_CANCA | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTICUERPOS CANALES DE POTASIO LCR | AC_CANKLCR | L.C.R. | Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTICUERPOS CANALES DE POTASIO SUERO | AC_CANK | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTICUERPOS DNA DESNATURALIZADO (SS/DNA) | SSDNA | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTICUERPOS DPPX EN SUERO | DPPX_S | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTICUERPOS ERITROPOYETINA | AA_ERITRO | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTICUERPOS ESPERMATOZOIDE | AAESP | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTICUERPOS HTLV I Y HTLV II | HTLV | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| ANTICUERPOS HTLV I Y HTLV II EN LCR | HTLV.LCR | L.C.R. | Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| ANTICUERPOS IGG A ALTERNARIA ALTERNATA | IGG_ALTER | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTICUERPOS IGG CLADOSPORIUM HERBARUM | IGG_CLADOS | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTICUERPOS IGG CONTROL VACUNACIÓN RABIA | RABIA_G | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTICUERPOS IGG MUCOR RACEMOSUS | IGG_MUCOR | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTICUERPOS IGG NMO (ACUAPURINA 4) | AC_NMO | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTICUERPOS IGG NMO EN LCR | AC_NMOLCR | L.C.R. | Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTICUERPOS MGLUR5 EN LCR | MGLUR5 | L.C.R. | Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTICUERPOS MGLUR5 EN SUERO | MGLUR5_S | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTICUERPOS MOG (MILELINA OLIGODENDROCITO GLICOPROTEÍNA) | MOG_S | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|---|---------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|--------------------------------------|
| ANTICUERPOS PF4 (FACTOR PLAQUETARIO 4 -HEPARINA) | AA_FPLA4 | PLASMA CITRATO CONGELADO | (*) 2 Tubos CITRATO Tapón AZUL | Cód. barras blanco | HOSPITAL | REFERENCE | Se requieren 2 tubos de CITRATO AZUL |
| ANTICUERPOS RECEPTOR AMPA2 EN LCR | AMPA2_L | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ANTICUERPOS RECEPTOR AMPA2 EN SUERO | AMPA2_S | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ANTICUERPOS RECEPTOR GLICINA EN SUERO | GLICINA_S | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTICUERPOS RECEPTOR RIANODINA | AA_RIANO | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTICUERPOS RECEPTORES ACETILCOLINA | AARAC | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTICUERPOS RECEPTORES AMPA1 EN LCR | AMPA_L | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ANTICUERPOS RECEPTORES AMPA1 SUERO | AMPA_S | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ANTICUERPOS RECEPTORES GABA EN LCR | AA_GABA | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ANTICUERPOS RECEPTORES GABA EN SUERO | GABA_S | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ANTICUERPOS T3 TRIYODOTIRONINA | ANTI_T3 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTICUERPOS T4 TIROXINA | ANTI_T4 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTIDEPRESIVOS TRICICLICOS | OADT | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | ORINA anaranjado | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | |
| ANTIDEPRESIVOS TRICICLICOS | TRICI | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTIDEPRESIVOS TRICICLICOS ORINA CUANTI | OTRICI | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTIESTREPTOLISINA O | ASLO | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| ANTÍGENO ASOCIADO A TUMOR DE VEGIJA | BTA | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTIGENO CA 72.4 | CA72.4 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTIGENO P24 | AGP24 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|---|---------------|---------------------|--|--------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|
| ANTIGENO POLIPEPTÍDICO TISULAR (TPA) | TPA | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTIMONIO SANGRE TOTAL | SB | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ANTI-SACCHAROMYCES CEREVISIAE (ASCA) IgA | ASCA | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ANTI-SACCHAROMYCES CEREVISIAE (ASCA) IgG | ASCAG | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ANTITROMBINA III (CROMOGENICA) | ATCRO | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| ANTITROMBINA III ANTIGÉNICA | ATGEN | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| APOLIPO. A1 / APOLIPO B | A1.B | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| APOLIPOPROTEINA A1 | APOA1 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| APOLIPOPROTEINA B | APOB | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| APOLIPOPROTEINA C2 | APOC2 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| APOLIPOPROTEINA C3 | APOC3 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| APOLIPOPROTEINA E | APOE | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ARGININA | LARGIN | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Metabolismo | |
| ARGININA | ARGIN | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ARGININA | OARGIN | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ARGININA EN SANGRE SECA | ARG_SS | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| ARGININA EN SANGRE SECA | ARG_SS_IMP | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| ARILSULFATASA A EN LEUCOCITOS EN SANGRE TOTAL | ARILSULFA | Sangre heparina | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | Cód. barras blanco | HOSPITAL | REFERENCE | Tubo de heparina verde sin gel |
| ARSENICO EN ORINA | OAS | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ARSÉNICO EN ORINA POR G CREATININA | OAS_CRE | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|-------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| ARSENICO SANGRE | AS | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ASPARRAGINA | LASPAR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Metabolismo | |
| ASPARRAGINA | ASPARR | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ASPARRAGINA | OASPAR | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ASPÁRTICO | LASP | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Metabolismo | |
| ASPÁRTICO | OASP | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ASPECTO (SINOV) | ASPSIN.U | SINOVIAL | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| ASPECTO LIQUIDO PERITONEAL DIALISIS | ASPPER.U | PER DIALIS | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| ASPECTO LIQUIDO PLEURAL | ASPPLE.U | PLEURAL | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | Número pequeño | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| AVIDEZ CITOMEGALOVIRUS IGG | AVIDEZCMV | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| AVIDEZ TOXOPLASMOSIS | AVIDEZ | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| AZUCAR EN HECES | AZUC | HECES DE 24 HORAS | Cont.heces 24 H | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | Contenedor para heces de boca ancha |
| BABESIA SPP . PCR SANGRE TOTAL | BABESIA | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| BANDAS OLIGOCLONALES IGG EN LCR | BAND.L | LCR CONGELADO | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Proteinas/marcadores | |
| BANDAS OLIGOCLONALES IGM EN LCR | BAND.LM | LCR CONGELADO | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Proteinas/marcadores | |
| BANDAS OLIGOCLONALES IGG EN SUERO | BAND.S | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | HOSPITAL | Proteinas/marcadores | |
| BANDAS OLIGOCLONALES IGM EN SUERO | BAND.SM | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | HOSPITAL | Proteinas/marcadores | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------|
| BARBITURICOS | OBARB | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | ORINA anaranjado | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | |
| BARTONELLA HENSELAE IGG | BARHEG | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| BARTONELLA QUINTANA IGG | BARQG | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| BASÓFILOS | BAS% | SANGRE | EDTA 5ml Tapón VIOLETA | HEMOGRAMA violeta | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| BASÓFILOS (VALOR ABS.) | BAS# | SANGRE | EDTA 5ml Tapón VIOLETA | HEMOGRAMA violeta | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| BENZODIACEPINAS | OBENZ | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | ORINA anaranjado | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | |
| BENZOECGONINA EN SALIVA | BENZCG_SAL | Saliva | Conten/tubo plastico | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| BETA 2 MICROGLOBULINA EN LCR | B2MG_LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Hormonas | |
| BETA 2 TRANSFERRINA | B2TRF | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | REFERENCE | |
| BETA ALANINA | LBALAN | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Metabolismo | |
| BETA ALANINA | B_ALAN | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| BETA ALANINA | OBALAN | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| BETA AMINOISOBUTÍRICO | LBBUTI | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Metabolismo | |
| BETA AMINOISOBUTÍRICO | B_ISO | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| BETA AMINOISOBUTÍRICO | OBUTI | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| BETA CAROTENO | BETA_CARO | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| BETA CROSSLAPS | CROSSLAPS | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | REFERENCE | |
| BETA- TRACEPROTEINA | B_TRAZA | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | REFERENCE | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|---|
| BETA-2-MICROGLOBULINA | B2MG | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | |
| BETA-2-MICROGLOBULINA ORINA | OB2MG | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | |
| BETA-COLESTANOL | E_BCOLESTA | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| BETA-D-GLUCANO | BGLUC | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| BHCG | BHCG | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| BHCG EN L.PLEURAL | BHCG_PLE | PLEURAL | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | PLEURAL blanca | HOSPITAL | Lab.Central | |
| BHCG EN LCR | BHCG_LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Lab.Central | |
| BHCG EN SUERO (CERHA) | BHCG.U | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| BHCG LIBRE TRIPLE SCREENING EMBARAZO | BETA1T | Plasma Heparina | Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | Requiere volante especial de SCREENING JARA del embarazo. Tubo heparina litio con gel tapón verde |
| BHCG LÍQUIDO BIOLÓGICO | BHCG_BIO | L.Biológico | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | BIOLOGICO blanca | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| B-HIDROXIBUTIRATO | BHIDRO | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| BICARBONATO EN ORINA | HCO3_ORI | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| BILIRRUBINA DIRECTA | BD | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| BILIRRUBINA DIRECTA LÍQUIDO BIOLÓGICO | BILDBI | L.Biológico | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | BIOLOGICO blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| BILIRRUBINA INDIRECTA | BI | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| BILIRRUBINA TIRA DE ORINA | BILI | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | ORINA anaranjado | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | |
| BILIRRUBINA TOTAL | BT | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| BILIRRUBINA TOTAL LÍQUIDO BIOLÓGICO | BILTBI | L.Biológico | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | BIOLOGICO blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---|
| BIOTINA (VITAMINA H) | VITH | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| BIOTINIDASA PLASMA | BIOTIN | Plasma EDTA congelado | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | REFERENCE | |
| BORDETELLA PARAPERTUSSIS IGG | BORPAR | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| BORDETELLA PARAPERTUSSIS IGM | BORPARM | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| BORDETELLA PERTUSIS IGG | BORPERG | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| BORDETELLA PERTUSIS IGM | BORPERM | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| BORRELIA BURDOGFERI | BORREL | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| BORRELIA BURDOGFERI EN LCR | BORREL.LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| BRUCELLA (AGLUTINACION) | BRUAGL | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| BRUCELLA (COOMBS) | BRUCOO | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| BUPRENORFINA | BUP | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | ORINA anaranjado | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | |
| BUTIRIL CARNITINA C4 | C4CAR | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| BUTIRIL CARNITINA C4 EN SANGRE SECA | C4CARN_SS | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| C. LIGERAS KAPPA EN ORINA | OKAPPA | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | Proteina/marcadores | |
| C. LIGERAS KAPPA EN ORINA DE 24 HORAS | OKAPPA24H | ORINA 24 HORAS | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Proteina/marcadores | Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| C. LIGERAS LAMBDA EN ORINA | OLAMDA | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | Proteina/marcadores | |
| C. LIGERAS LAMBDA EN ORINA 24 HORAS | OLAMDA24H | ORINA 24 HORAS | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Proteina/marcadores | Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| C. LIGERAS LIBRES KAPPA ORINA | OKAPPL | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | Proteina/marcadores | |
| C. LIGERAS LIBRES LAMBDA ORINA | OLAMD | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | Proteina/marcadores | |
| C14:2 CARNITINA EN SANGRE SECA | C142CARN_S | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|----------------|------------------|---------------------|------------|
| C14:OH CARNITINA | C14_OH | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| C14:OH CARNITINA EN SANGRE SECA | C14OHCAR_S | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| C16:1-OH CARNITINA EN SANGRE SECA | C161OHCA_S | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| C18:1 CARNITINA | C18_1 | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| C18:1 CARNITINA EN SANGRE SECA | C181CARN_S | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| C18:1:OH CARNITINA | C18_1_OH | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| C18:1:OH CARNITINA EN SANGRE SECA | C181OHCA_S | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| C18:2 CARNITINA | C18_2 | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| C18:2 CARNITINA EN SANGRE SECA | C182CARN_S | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| C18:OH CARNITINA | C18_OH | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| C18:OH CARNITINA EN SANGRE SECA | C18OHCAR_S | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| C22:0 | C22_0 | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| C24_0 | C24_0 | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| C24_OC22_0 | C24_OC22_0 | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| C26_0 | C26_0 | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| C26_OC22_0 | C26_OC22_0 | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| C3 COMPLEMENTO SUERO | C3C | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Proteina/marcadores | |
| C3A ACTIVADOR COMPLEMENTO C3 SUERO | C3A | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| C4 COMPLEMENTO SUERO | C4 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Proteina/marcadores | |
| C4DC CARNITINA | C4DC | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| C4DC CARNITINA EN SANGRE SECA | C4DCCARN_S | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|------------|
| C40H C3DC CARNITINA EN SANGRE SECA | C40H_SS | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| C40H\C3DC CARNITINA | C40H_C3DC | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| C5:1 CARNITINA EN SANGRE SECA | C51CARN_SS | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| C50H C4DC CARNITINA EN SANGRE SECA | C50H_SS | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| C8:1 CARNITINA | C8_1 | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| C8:1 CARNITINA EN SANGRE SECA | C81CARN_SS | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| CA 12.5 | CA125 | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| CA 12.5 LÍQUIDO BIOLÓGICO | CA125BIO | L.Biológico | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | BIOLOGICO blanca | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| CA 12.5 EN LIQUIDO ASCÍTICO | CA125ASC | ASCITICO | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Lab.Central | |
| CA 12.5 LIQUIDO PLEURAL | CA125PLE | PLEURAL | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | PLEURAL blanca | HOSPITAL | Lab.Central | |
| CA 15.3 | CA153 | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| CA 15.3 LIQUIDO PLEURAL | CA153PLE | PLEURAL | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | PLEURAL blanca | HOSPITAL | Lab.Central | |
| CA 153 EN LIQUIDO ASCITICO | CA153ASC | ASCITICO | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Lab.Central | |
| CA 19.9 | CA199 | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| CA 19.9 EN LÍQUIDO ASCÍTICO | CA199ASC | ASCITICO | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | ASCITICO blanca | HOSPITAL | Lab.Central | |
| CA 19.9 EN LÍQUIDO BIOLÓGICO | CA199BIO | L.Biológico | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| CA 19.9 LIQUIDO PLEURAL | CA199PLE | PLEURAL | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | PLEURAL blanca | HOSPITAL | Lab.Central | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|---|
| CA 27.29 MARCADOR TUMORAL | CA27.29 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| CA++ -CALCIO IÓNICO (GASOMETRÍA) | CA_ION | SANGRE | Jeringa heparinizada | GASES blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| CADENAS LIGERAS KAPPA | KAPPA | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Proteina/marcadores | |
| CADENAS LIGERAS LAMBDA | LAMBDA | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Proteina/marcadores | |
| CADENAS LIGERAS LIBRES KAPPA EN SUERO | KAPPAL | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Proteina/marcadores | |
| CADENAS LIGERAS LIBRES LAMBDA EN SUERO | LAMBDA | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Proteina/marcadores | |
| CADMIO | CADMIO | Sangre EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| CALCIO | CA | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| CALCIO EN 18 HORAS | OCA18 | Orina de 18 horas | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | Alícuota de la orina de 18 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| CALCIO EN 24 HORAS | OCA24 | ORINA 24 HORAS | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| CALCIO EN ORINA | OCA | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| CALCIO LÍQUIDO BIOLÓGICO | CABIO.U | L.Biológico | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | BIOLOGICO blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| CALCITONINA | CAL.TI | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | |
| CALCITONINA 2ª MUESTRA | CALCITO.2M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| CALCITONINA 3ª MUESTRA | CALCITO.3M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| CALCITONINA 4ª MUESTRA | CALCITO.4M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| CALCIURIA EN AYUNAS EN ORINA | OCAAYU | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| CALCULO URINARIO (ESTUDIO INFRARROJOS) | CALCUL | CALCULO RENAL | Conten/tubo plastico | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | LLERENA | |
| CALPROTECTINA EN HECES | CALPRO | HECES | Conten.Heces 100ml | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | |
| CAMPESTEROL | E_CAMPES | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|---|---------------|---------------------|--|--------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|
| CÁNCER DE COLON ASOCIADO A PAFR (GEN MYH) | MCA04 | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| CANCER DE MAMA/OVARIO (COMPLETO) | MCA02 | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| CANCER DE MAMA/OVARIO (RECURRENTES) | MCA01 | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| CANNABINOIDES | OCANN | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | ORINA anaranjado | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | |
| CANNABIS EN SALIVA | CANNA_SAL | Saliva | Conten/tubo plastico | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| CAPACIDAD REDUCTORA DE FAGOCITOS | DHR | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| CARBAMACEPINA | CARBA | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| CARBIDOPA | CARBIDO | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| CARGA VIRAL RNA - VIH | VCVIRA | Plasma EDTA | (*2 Tubos EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | Requiere 2 tubos de EDTA tapón ROSA |
| CARGA VIRAL V. HEPATITIS B | CVVHB | Plasma EDTA | (*2 Tubos EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | Proteinas/marcadores | Requiere 2 tubos de EDTA tapón ROSA |
| CARGA VIRAL VHC | CV.VHC | Plasma EDTA | (*2 Tubos EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | Proteinas/marcadores | Requiere 2 tubos de EDTA tapón ROSA |
| CARIOTIPO DE ALTA RESOLUCIÓN EN SANGRE PERIFÉRICA | CARSP.AR | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| CARIOTIPO EN BIOPSIA DE TEJIDO | CARBT | BIOPSIA | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| CARIOTIPO EN LÍQUIDO AMNIÓTICO | CARLA | LÍQUIDO AMNIÓTICO | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | Cód. barras blanco | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| CARIOTIPO EN MÉDULA ÓSEA | CARMO | MÉDULA ÓSEA | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| CARIOTIPO EN RESTOS ABORTIVOS | CARRA | RESTO ABORTIVO | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| CARIOTIPO EN SANGRE DE CORDÓN | CARSC | SANGRE CORDÓN | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|---------------------------|--|--------------------|------------------|------------------------|--|
| CARIOTIPO EN SANGRE PERIFÉRICA | CARSP | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| CARIOTIPO EN VELLOSIDAD CORIAL | CARVC | VELLOSIDAD CORIAL | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| CARNITINA TOTAL EN PLASMA | CARNIT_T | Plasma heparina congelado | Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro | Cód. barras blanco | HOSPITAL | REFERENCE | |
| CARNITINA ESTERIFICADA EN PLASMA | CARNIT_ES | Plasma heparina congelado | Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro | Cód. barras blanco | HOSPITAL | REFERENCE | |
| CARNITINA LIBRE CO | CO | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| CARNITINA LIBRE CO EN SANGRE SECA | COARN_SS | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| CARNITINA LIBRE EN PLASMA | CARNIT_L | Plasma heparina congelado | Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro | Cód. barras blanco | HOSPITAL | REFERENCE | |
| CARNITINA LIBRE EN PLASMA SEMINAL | LEARNI | SEMEN | Contenedor esteril boca ancha 100ml | Cód. barras blanco | CERHA | REFERENCE | Solicitud exclusiva para ATENCIÓN ESPECIALIZADA. Requiere CITA PREVIA en CERHA |
| CARNITINA TOTAL EN SANGRE SECA | CARN_T_SS | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| CARNITINA TOTAL Y LIBRE EN PLASMA (PERFIL) | CARNIT_TYL | Plasma heparina congelado | Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro | Cód. barras blanco | HOSPITAL | REFERENCE | |
| CARNOSINA | LCARNO | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Metabolismo | |
| CARNOSINA | CARNO | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| CARNOSINA | OCARNO | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| CAROTENOS SUERO | CAROT | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| CATECOLAMINAS LIBRES URINARIAS | OCATE | ORINA 24H ACIDA | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | ORINA ÁCIDA. Recoger añadiendo 10 ml de CIH al contenedor. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| CATECOLAMINAS PLASMATICAS (PERFIL) | CAT_PLA | Plasma EDTA | (*)2 Tubos EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | REFERENCE | Requiere 2 tubos de EDTA tapón ROSA |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|--|
| CATECOLAMINAS UR./CREATININA | CAT.CR | ORINA ACIDA aislada | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | HOSPITAL | Hormonas | Niños con dificultad para recoger orina de 24 h. La muestra de orina se acidificará en el lab de Hormonas |
| CATECOLAMINAS URINARIAS (PERFIL) | CAT_UR1 | ORINA 24H ACIDA | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | ORINA ÁCIDA. Recoger añadiendo 10 ml de CIH al contenedor. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| CATERIZACION SENOS PETROSOS (PERFIL) | CAT_SENOS | Plasma EDTA/SUERO | EDTA ROSA/ TUBO ROJO | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados. |
| CEA | CEA | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| CEA LÍQUIDO BIOLÓGICO | CEABIO | L.Biológico | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | BIOLOGICO blanca | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| CEA EN L. PLEURAL | CEAPLE | PLEURAL | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | PLEURAL blanca | HOSPITAL | Lab.Central | |
| CEA EN L.ASCÍTICO | CEAASC | ASCITICO | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Lab.Central | |
| CEA EN LCR | CEALCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Lab.Central | |
| CERULOPLASMINA | CERULO | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Proteina/marcadores | |
| CH100 COMPLEMENTO TOTAL | CH100 | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| CH-50 | CH50 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| CHCM | CHCM | SANGRE | EDTA 5ml Tapón VIOLETA | HEMOGRAMA violeta | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGG EIA | CNEUG | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGG IFI | NEUMG | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGM EIA | CNEUM | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGM IFI | NEUMM | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| CHLAMYDIA PSITACCI IGG | SITAG | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| CHLAMYDIA PSITACCI IGM | SITAM | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|---|
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGG | TRACOG | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGM | TRACOM | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| CICLOSPORINA | CICLO | Sangre EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | Bioq.especial | |
| CICLOSPORINA A LAS 2 HORAS | CICLO2 | Sangre EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | Bioq.especial | Indicar el orden de muestra en el tubo |
| CISTATINA C | CISTAT | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Proteina/marcadores | |
| CISTATIONINA | LCISTA | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Metabolismo | |
| CISTATIONINA | CISTIO | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| CISTATIONINA | OCISTA | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| CISTICERCOSIS IGG | CISTI | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| CISTINA | LCISTI | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Metabolismo | |
| CISTINA | CISTIN | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| CISTINA | OCISTI | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| CISTINA EN ORINA AISLADA | CISTI_ORI | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| CISTINA EN ORINA DE 24 HORAS | CISTI_O24 | ORINA 24 HORAS | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| CITOMEGALOVIRUS IGG | CMVG | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| CITOMEGALOVIRUS IGG EN LCR | CMVG.LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| CITOMEGALOVIRUS IGM | CMVM | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| CITOQUÍMICA | CITO | SANGRE | EDTA 5ml Tapón VIOLETA | HEMOGRAMA violeta | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| CITRULINA | LCITRU | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Metabolismo | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|---|---------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------|--|
| CITRULINA | CITRUL | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| CITRULINA | OCITRU | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| CITRULINA EN SANGRE SECA | CITRUL_SS | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| CITRULINA PLASMÁTICA | CITRU_PLAS | Plasma EDTA | (*)Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | REFERENCE | Requiere preparación específica de la muestra con ácido perclórico . AVISAR A PREANALITICA PREVIAMENTE (48924) |
| CK-MB MASA | CKMMB | SUERO | Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro | SUERO blanca (urgencias) | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Urgencias | Solicitar en volante de urgencias y extraer sangre en tubo verde de heparina de litio con gel.También SUERO AMARILLO CENTRAL |
| CLOBAZAM | CLOBA | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| CLONIDINA TEST PARA GH | T.CLONI.GH | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| CLORO | CL | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| CLORO | CLCR.U | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| CLORO EN HECES | CL_HECES | HECES | Conten.Heces 100ml | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| CLORO (GASOMETRÍA) | CL_G.U | SANGRE | Jeringa heparinizada | GASES blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| CLORO EN 18 HORAS | OCL18 | Orina de 18 horas | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | Alícuota de la orina de 18 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| CLORO EN 24 HORAS | OCL24 | ORINA 24 HORAS | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| CLORO EN ORINA | OCL | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| CLORO LIBRE EN AGUA DE DIÁLISIS | CL_LIBRE | AGUA DIALISIS | Conten/tubo plastico | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| CLORO LÍQUIDO BIOLÓGICO | CLBIO.U | L.Biológico | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | BIOLOGICO blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| CLOZAPINA | CLOZA | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| COAGULACIÓN BÁSICA RUTINA/ PREOPERATORIO (PERFIL) | CB | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| COAGULACIÓN BÁSICA URGENCIAS (PERFIL) | C | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|---|---------------|---------------------------|--|--------------------|------------------|---------------------|---|
| COBALTO | CO | Sangre heparina | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | Cód. barras blanco | HOSPITAL | REFERENCE | Tubo de heparina verde sin gel |
| COBRE | CU | SUERO | Tubo suero Tapón AZUL oscuro | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | Requiere tubo especial con silicona Trace tapón AZUL oscuro |
| COBRE EN AGUA DE DIÁLISIS | CU_AGUA | AGUA DIALISIS | Conten/tubo plastico | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| COBRE EN ORINA | OCU | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| COBRE EN ORINA DE 24 HORAS | OCU24 | ORINA 24 HORAS | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| COCAINA | OCOCA | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | ORINA anaranjado | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | |
| COCAÍNA EN SALIVA | COCA_SAL | Saliva | Conten/tubo plastico | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| COCCIDIOIDES IMMITIS ANTICUERPOS | COCCI | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| COCIENTE ALBUMINA GLOBULINA | A.G | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Proteína/marcadores | |
| COCIENTE CARNITINA ESTERIFICADA /LIBRE | CARNIT_EL | Plasma heparina congelado | Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro | Cód. barras blanco | HOSPITAL | REFERENCE | |
| COCIENTE FENILALANINA/TIROSINA EN SANGRE SECA | FA_TIR | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| COCIENTE FENILALANINA/TIROSINA EN SANGRE SECA | FA_TIR_SS | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| COCIENTE FENILALANINA/TIROSINA ORINA SECA | OFA_OTIR | ORINA SECA | PAPEL CON ORINA seca | Número pequeño | HOSPITAL | Metabolismo | |
| COCIENTE GLICINA LCR/GLICINA SUERO | GLICILCR_S | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | REFERENCE | |
| COCIENTE MICROALBUMINURIA/CREATININA | MA.CREA | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| CODEÍNA EN SALIVA | CODEIN_SAL | Saliva | Conten/tubo plastico | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| COENZIMA Q10 EN PLASMA | Q10 | Plasma EDTA congelado | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | REFERENCE | |
| COFACTOR DE RISTOCETINA | RISTOCO | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| COHB- CARBOXIHEMOGLOBINA | FCOHB.U | SANGRE | Jeringa heparinizada | GASES blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------|
| COLESTANOL | COLES | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| COLESTEROL | E_COLESTER | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| COLESTEROL LÍQUIDO BIOLÓGICO | COLBIO | L.Biológico | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | BIOLOGICO blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| COLESTEROL (ASC) | COLASC | ASCITICO | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | ASCITICO blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| COLESTEROL L. PERITONEAL DIALISIS | COLPER | PER DIALIS | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| COLESTEROL LDL (CALCULADO) | LDL | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| COLESTEROL LIQUIDO PLEURAL | COLPLE | PLEURAL | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | PLEURAL blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| COLESTEROL TOTAL | COLE | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| COLESTEROL VLDL (CALCULADO) | VLDL | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| COMPLEMENTO C1- INHIBIDOR | C1INH | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Proteina/marcado res | |
| COMPLEMENTO C1- INHIBIDOR ACTIVIDAD | C1INH_ACT | PLASMA CITRATO CONGELADO | Tubo CITRATO Tapón AZUL | Cód. barras blanco | HOSPITAL | REFERENCE | |
| COMPLEMENTO C1Q | C1Q | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| COMPLEMENTO C2 | C2 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| COMPLEMENTO C5 | C5_COM | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| CONCENTRACIÓN DE RENINA PLASMÁTICA | RENINA | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | Hormonas | |
| CONEXINA 26 | MSO01 | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| CONEXINA 30 (RECURRENTES) | MSO02 | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| CONFIRMATORIO ANTICUERPOS HCV POR INMUNOBLOT | HCV_WB | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | HOSPITAL | Proteina/marcado res | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|---------------|---|
| CONFIRMATORIO DE TOXOPLASMOSIS IGM | TOXOM_CONF | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| CONTROL (TP) | TPC | SANGRE | Tube CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| CONTROL (TR) | TRC | SANGRE | Tube CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| CONTROL (TT) | TTC | SANGRE | Tube CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| CONTROL (TTPA) | TTPC | SANGRE | Tube CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| COOMBS DIRECTO | CD | SANGRE | EDTA 10ml BANCO Tapón violeta | Número pequeño | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| COOMBS MONOESPECÍFICO | CM | SANGRE | EDTA 10ml BANCO Tapón violeta | Número pequeño | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| COPROPORFIRINAS EN SANGRE TOTAL | COPROPOR | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tube EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| COPROPORFIRINAS URINARIAS | COPORF | ORINA 24 HORAS | Tube 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | Orina de 24 horas protegida de la luz. La muestra de orina debe protegerse de la luz con papel aluminio. Indicar diuresis |
| CORTICOSTERONA | CORTICOS | SUERO CONGELADO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| CORTISOL | CORT | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | |
| CORTISOL 10ª MUESTRA | COR.10M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| CORTISOL 11ª MUESTRA | COR.11M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| CORTISOL 12ª MUESTRA | COR.12M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| CORTISOL 13ª MUESTRA | COR.13M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| CORTISOL 14ª MUESTRA | COR.14M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| CORTISOL 15ª MUESTRA | COR.15M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| CORTISOL 16ª MUESTRA | COR.16M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| CORTISOL 17ª MUESTRA | COR.17M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| CORTISOL 18ª MUESTRA | COR.18M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|---|---------------|----------------|--------------------------------|--------------------|------------------|-------------|---|
| CORTISOL 19ª MUESTRA | COR.19M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| CORTISOL 20ª MUESTRA | COR.20M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| CORTISOL 21ª MUESTRA | COR.21M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| CORTISOL 22ª MUESTRA | COR.22M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| CORTISOL 23ª MUESTRA | COR.23M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| CORTISOL 2ª MUESTRA | COR.2M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| CORTISOL 3ª MUESTRA | COR.3M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| CORTISOL 4ª MUESTRA | COR.4M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| CORTISOL 5ª MUESTRA | COR.5M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| CORTISOL 6ª MUESTRA | COR.6M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| CORTISOL 7ª MUESTRA | COR.7M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| CORTISOL 8ª MUESTRA | COR.8M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| CORTISOL 9ª MUESTRA | COR.9M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| CORTISOL A LAS 20 HORAS | CORTN | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | Indicar en el tubo que es la extracción de las 20 horas |
| CORTISOL BASAL | COR.BASAL | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| CORTISOL EN ORINA DE 24 HORAS | OCORT24 | ORINA 24 HORAS | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| CORTISOL EN SALIVA NOCTURNO (23 HORAS) | CORT_SAL | Saliva | Dispositivo especial SALIVETTE | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Hormonas | Requiere dispositivo especial solicitar en PREANALITICA (48924) |
| CORTISOL LIBRE URINARIO | OCORT | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | |
| CORTISOL SENO PETROSO DERECHO 1ª (-15MIN) | CORT_6 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional.SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados. |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|---------|-----------------------------|----------------|------------|-------------|---|
| CORTISOL SENO PETROSO DERECHO 2ª (0 MIN) | CORT_7 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional.SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados. |
| CORTISOL SENO PETROSO DERECHO 3ª (+3 MIN) | CORT_8 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional.SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados. |
| CORTISOL SENO PETROSO DERECHO 4ª (+5 MIN) | CORT_9 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional.SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados. |
| CORTISOL SENO PETROSO DERECHO 5ª (+10 MIN) | CORT_10 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional.SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados. |
| CORTISOL SENO PETROSO IZQUIERDO 1ª (-15MIN) | CORT_1 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional.SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados. |
| CORTISOL SENO PETROSO IZQUIERDO 2ª (0 MIN) | CORT_2 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional.SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados. |
| CORTISOL SENO PETROSO IZQUIERDO 3ª (+3 MIN) | CORT_3 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional.SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados. |
| CORTISOL SENO PETROSO IZQUIERDO 4ª (+5 MIN) | CORT_4 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional.SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados. |
| CORTISOL SENO PETROSO IZQUIERDO 5ª (+10 MIN) | CORT_5 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional.SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados. |
| CORTISOL TRAS DEXAMETASONA | CORDXM | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| CORTISOL TRAS METOPIRONA | COR.METOPI | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| CORTISOL VENA PERIFÉRICA 1ª (-15MIN) | CORT_11 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional.SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados. |
| CORTISOL VENA PERIFÉRICA 2ª(0 MIN) | CORT_12 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional.SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados. |
| CORTISOL VENA PERIFÉRICA 3ª (+3 MIN) | CORT_13 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional.SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados. |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------|---|
| CORTISOL VENA PERIFÉRICA 4ª (+5 MIN) | CORT_14 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional.SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados. |
| CORTISOL VENA PERIFÉRICA 5ª (+10 MIN) | CORT_15 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional.SOLICITAR en PREANALITICA la dispensación automática de los tubos etiquetados. |
| CORTISOL.24ª MUESTRA | COR.24M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| COTININA EN ORINA | OCOT | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| COTININA SERICA | COT | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| COXIELLA BURNETTI IGG FASE 1 IFI | COXG1 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| COXIELLA BURNETTI IGG FASE 2 EIA | COXG | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| COXIELLA BURNETTI IGG FASE 2 IFI | COXGIFI | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| COXIELLA BURNETTI IGM FASE 1 IFI | COXM1 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| COXIELLA BURNETTI IGM FASE 2 EIA | COXM | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| COXIELLA BURNETTI IGM FASE 2 IFI | COXMIFI | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| CPK | CPK | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| CREATININA | CRE | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| CREATININA PERITONEAL DIALISIS | PCREA.U | PER DIALIS | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| CREATININA 2ª MICCIÓN | OCRE2M | Orina 2ª micción | Tubo 10 ml orina | DESOXIPIRIDINOLINA naranja | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | Muestra de orina de segunda micción de la mañana |
| CREATININA EN 18 HORAS | OCRE18 | Orina de 18 horas | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | Alícuota de la orina de 18 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| CREATININA EN 24 HORAS | OCRE24 | ORINA 24 HORAS | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| CREATININA EN AYUNAS EN ORINA | OCREAY | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| CREATININA EN ORINA | OCRE | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|---------------------|---|--------------------|------------------|------------------------|--|
| CREATININA LÍQUIDO BIOLÓGICO | CREBIO.U | L.Biológico | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | BIOLOGICO blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| CREATININA LIQUIDO PLEURAL | CREPLE.U | PLEURAL | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | PLEURAL blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| CRIOAGLUTININAS | CRIOAGLUTI | SUERO | Tubo caliente 37º | Número pequeño | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | Tubo caliente especial hasta coagulación completa |
| CRIOGLOBULINA | CRIOG | SUERO | Tubo caliente 37º | Número pequeño | HOSPITAL | Proteina/marcadores | Tubo caliente especial hasta coagulación completa |
| CRISTALES (SINOV) | CRISTA.U | SINOVIAL | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| CROMOGRANINA | CROMOG | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| CTX (TELOPEPTIDO CARBOXITERMINAL COLÁGENO I) | CTX | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | REFERENCE | |
| CUANTIFICACIÓN BCR-ABL p190 Y p210 | MH102 | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| CUANTIFICACIÓN t(15;17): PML-RARA | MH104 | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| CUANTIFICACIÓN t(8;21):AML1-ETO | MH101 | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| CUERPOS CETONICOS TIRA DE ORINA | CCETO | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | ORINA anaranjado | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | |
| CUERPOS REDUCTORES | REDUCT | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | ORINA anaranjado | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| CULTIVO BACTERIOLÓGICO | OBACT | ORINA | Tubo 4 ml azida tapón amarillo urocultivo | UROCULTIVO | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | Requiere tubo de ORINA de 4 ml con conservante de AZIDA en polvo. |
| CURVA DE INSULINA | SOG.INSULI | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| CYFRA 21.1 | CYF21 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| D-ALLO HIDROLISINA | LDLISI | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Metabolismo | |
| D-ALLO HIDROLISINA | D_LISI | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| D-ALLO HIDROLISINA | ODLISI | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|---|---------------|---------------------|--|----------------------------|------------------|------------------------|---|
| DECADIENOIL CARNITINA C10:2 | C10_2 | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| DECADIENOIL CARNITINA C10:2 EN SANGRE SECA | C102CARN_S | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| DECANOIL CARNITINA C10 | C10 | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| DECANOIL CARNITINA C10 EN SANGRE SECA | C10CARN_SS | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| DECENOIL CARNITINA C10:1 | C10_1 | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| DECENOIL CARNITINA C10:1 EN SANGRE SECA | C101CARN_S | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| DEHIDROEPIANROSTERONA | DHEA | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| DELECCIONES DUPLICACIONES EN HNPCC | MCA05 | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| DENSIDAD TIRA DE ORINA | DENSI | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | ORINA anaranjado | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | |
| DESOXIPIRIDINOLINA | DPIRID | Orina 2ª micción | Tubo 10 ml orina | DESOXIPIRIDINOLINA naranja | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | Muestra de orina de segunda micción de la mañana |
| DESOXIPIRIDINOLINA/CREATININA | DP.CRE | Orina 2ª micción | Tubo 10 ml orina | DESOXIPIRIDINOLINA naranja | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | Muestra de orina de segunda micción de la mañana |
| DESPISTAJE DE ANTICUERPOS ESPECÍFICOS DE ESCLEROSIS | ESCLERO | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| DESPISTAJE DE ANTICUERPOS ESPECÍFICOS DE MIOSITIS | MIOSIT | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| DETECCIÓN GEN SRY DEL CROMOSOMA Y | FSV09 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| DETECCIÓN REGIONES SUBTELOMÉRICAS | FSV10 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| DETECCIÓN TEMPRANA ANEUPLOIDIAS EN RESTOS ABORTIVOS | MSV02 | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| DETECCIÓN TEMPRANA DE ANEUPLOIDÍAS | MSV01 | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| DG. GENETICO DE FIBROSIS QUÍSTICA | FQ | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| DHEA 2ª MUESTRA | DHEA_2M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | HOSPITAL | REFERENCE | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| DHEA 3ª MUESTRA | DHEA_3M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | HOSPITAL | REFERENCE | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|---|---------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|---------------|--|
| DHEA 4ª MUESTRA | DHEA_4M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | HOSPITAL | REFERENCE | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| DHEA BASAL | DHEA_B | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | HOSPITAL | REFERENCE | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| DHEA SULFATO | DHEAS | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | |
| DHEA SULFATO 2ª MUESTRA | DHEAS_2M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| DHEA SULFATO 3ª MUESTRA | DHEAS_3M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| DHEA SULFATO 4ª MUESTRA | DHEAS_4M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| DHEA SULFATO 5ª MUESTRA | DHEAS_5M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| DHEA SULFATO BASAL | DHEAS_BAS | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| DIAZEPAM/NORDIAZEPAM (VALIUM) | DIAZE | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| DICLORAMINA EN AGUA DIÁLISIS | DICLORA | AGUA DIALISIS | Conten/tubo plastico | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| DIFTERIA IGG | DIFTEG | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| DIGOXINA | DIGO | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| DÍMERO D | DIME | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| DISIALOTRANSFERRINA | DISIALO | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| DIURÉTICOS EN ORINA | DIURETICOS | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| DODECENOIL CARNITINA C12:1 | C12_1 | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| DODECENOIL CARNITINA C12:1 EN SANGRE SECA | C121CARN_S | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| DOPAMINA PLASMÁTICA | DOPAMI | Plasma EDTA congelado | (*2 Tubos EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | REFERENCE | Se requieren 2 tubos de EDTA ROSA |
| DOPAMINA UR. /CREATININA | DOP.CR | ORINA ACIDA aislada | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | HOSPITAL | Hormonas | Niños con dificultad para recoger orina de 24 h. La muestra de orina se acidificará en el lab de Hormonas |
| DOPAMINA URINARIA | ODOPAM | ORINA 24H ACIDA | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | ORINA ÁCIDA. Recoger añadiendo 10 ml de CIH al contenedor. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|---|---------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|--|
| DROGAS EN ORINA (PERFIL) | TRIAGE | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | ORINA anaranjado | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| DRVVT CONFIRM | LACC | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| DRVVT SCREEN | LACS | SANGRE | (*)3Tubos CITRATO Tapón AZUL | Número pequeño | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | Se requieren 3 tubos de CITRATO AZUL |
| E. ANTIC. IRREGULAR/C. INDIRECTO | CI | SANGRE | EDTA 10ml BANCO Tapón violeta | Número pequeño | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| ECA | ECA | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | |
| ECA EN LIQUIDO PLEURAL | ECAPLE | PLEURAL | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | PLEURAL blanca | HOSPITAL | Bioq.especial | |
| ECA EN LCR | ECALCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Bioq.especial | |
| ECHOVIRUS EN LCR | ECHO.LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| ECHOVIRUS FC | ECHO | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| EHRlichia CHAFFEENSIS IGG | EHLIG | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| EHRlichia CHAFFEENSIS IGM | EHLIM | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| ELASTASA PANCREATICA EN HECES | ELAS | HECES | Conten.Heces 100ml | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ELECTROFORESIS HEMOGLOBINAS (PERFIL) | HEMOGPT | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | Otra muestra admitida: sangre seca sobre papel |
| ENFERMEDAD DE VON HIPPEL LINDAU (GEN VHL) | MCA10 | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ENTAMOEBA HYSTOLÍTICA | ENTAMO | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| ENZIMAS ERITROCITARIAS | CUAN | SANGRE | EDTA 5ml Tapón VIOLETA | HEMOGRAMA violeta | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| EOSINÓFILOS | EOS% | SANGRE | EDTA 5ml Tapón VIOLETA | HEMOGRAMA violeta | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| EOSINÓFILOS (VALOR ABS.) | EOS# | SANGRE | EDTA 5ml Tapón VIOLETA | HEMOGRAMA violeta | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| ERITROCITOS TIRA DE ORINA | ERIT | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | ORINA anaranjado | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|--|
| ERITROPOYETINA | ERITRO | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | |
| ERITROPOYETINA LÍQUIDO BIOLÓGICO | EPO_LBIO | L.Biológico | Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril | BIOLOGICO blanca | HOSPITAL | Hormonas | |
| ESPERMATOZOIDES ORINA POST-ORG | ESPOST | ORINA AISLADA | Contenedor esteril boca ancha 100ml | Cód. barras blanco | CERHA | Andrología | Solicitud exclusiva para ATENCIÓN ESPECIALIZADA. Requiere CITA PREVIA en CERHA |
| ESTEROLES EN SUERO (PERFIL) | ESTEROLES | SUERO CONGELADO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | Requiere informe clínico del paciente |
| ESTRADIOL | ESTRAD | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | |
| ESTRADIOL (CERHA) | E2.U | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| ESTRADIOL 2ª MUESTRA | ESTRAD.2M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| ESTRADIOL 3ª MUESTRA | ESTRAD.3M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| ESTRADIOL 4ª MUESTRA | ESTRAD.4M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| ESTRADIOL 5ª MUESTRA | ESTRAD.5M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| ESTRADIOL 6ª MUESTRA | ESTRAD.6M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| ESTRADIOL 7ª MUESTRA | ESTRAD.7M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| ESTRIOL TOTAL EN SUERO | ESTRI_SUE | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ESTRONA | ESTRON | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ESTUDIO DE COAGULACIÓN BÁSICO | EBC | SANGRE | Tube CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| ESTUDIO DE GRASA EN HECE (PERFIL) | VANDEKAMER | HECES DE 24 HORAS | Cont.heces 24 H | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | Contenedor para heces de boca ancha |
| ESTUDIO DE MUTACIONES RECURRENTE ASOCIADAS A APC | MCA11 | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tube EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ESTUDIO DSA | EST.DSA | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ESTUDIO GENÉTICO ANTITROMBINA CAMBRIDGE II | MH205 | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tube EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ESTUDIO GENETICO DE HEMOFILIA | MH208 | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tube EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|--|
| ESTUDIO GENÉTICO FACTOR XII DE LA COAGULACIÓN (C46T) | MH206 | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ESTUDIO MOLECULAR DE LA PROTEINA TAU | PROT_TAU | SANGRE TOTAL (EDTA) | (*)2 Tubos EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | REFERENCE | Requiere 2 tubos de EDTA ROSA, historial clínico y antecedentes familiares |
| ESTUDIO MOLECULAR DE SÍNDROME FRÁGIL X | MSV06 | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ESTUDIO MOLECULAR DEL CROMOSOMA Y | MSV12 | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ESTUDIO MOLECULAR HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA | MOL_HSC | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ETANOL EN SANGRE TOTAL (Control clínico) | ETANOL | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | Si la alcoholemia es de una orden judicial , buscar la prueba ALCOHOL del catálogo |
| ETANOLAMINA | LEAMIN | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Metabolismo | |
| ETANOLAMINA | E_AMIN | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ETANOLAMINA | OEAMIN | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ETILENGLICOL | ETILENGLI | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ETOSUXIMIDA | ETOSUX | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| EVEROLIMUS | EVE | Sangre EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | Bioq.especial | |
| EXPRESIÓN INTRACITOPLASMÁTICA DE ZAP70 EN LLC-B | ZAP70 | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | SUBPOBLACIONES rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| EXTASIS | OEXTA | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | ORINA anaranjado | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | |
| FACTOR C3 NEFRITICO | C3_NEFRITI | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| FACTOR DE CRECIMIENTO VASCULAR ENDOTELIAL (VEGF-A) | VEGF | Plasma EDTA congelado | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | REFERENCE | |
| FACTOR H COMPLEMENTO SUERO | FACTOR_H | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| FACTOR I COMPLEMENTO SUERO | FACTOR_I | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| FACTOR II | FII | SANGRE | (*)3Tubos CITRATO Tapón AZUL | Número pequeño | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | Se requieren 3 tubos de CITRATO AZUL |
| FACTOR II DE COAGULACIÓN | MH201 | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|---|
| FACTOR IX | FIX | SANGRE | (*3)Tubos CITRATO Tapón AZUL | Número pequeño | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | Se requieren 3 tubos de CITRATO AZUL |
| FACTOR REUMATOIDE | FR | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| FACTOR REUMATOIDE | FRSIN | SINOVIAL | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | SINOVIAL blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| FACTOR REUMATOIDE LIQUIDO PLEURAL | FRPLE | PLEURAL | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | PLEURAL blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| FACTOR V | FV | SANGRE | (*3)Tubos CITRATO Tapón AZUL | Número pequeño | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | Se requieren 3 tubos de CITRATO AZUL |
| FACTOR V LEIDEN | MH202 | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| FACTOR VII | FVII | SANGRE | (*3)Tubos CITRATO Tapón AZUL | Número pequeño | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | Se requieren 3 tubos de CITRATO AZUL |
| FACTOR VIII | FVIII | SANGRE | (*3)Tubos CITRATO Tapón AZUL | Número pequeño | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | Se requieren 3 tubos de CITRATO AZUL |
| FACTOR VIII CROMOGENICO | FVIII.CR | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| FACTOR VON WILLEBRAND ANTIGENICO | VWAG | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| FACTOR X | FX | SANGRE | (*3)Tubos CITRATO Tapón AZUL | Número pequeño | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | Se requieren 3 tubos de CITRATO AZUL |
| FACTOR XI | FXI | SANGRE | (*3)Tubos CITRATO Tapón AZUL | Número pequeño | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | Se requieren 3 tubos de CITRATO AZUL |
| FACTOR XII | FXII | SANGRE | (*3)Tubos CITRATO Tapón AZUL | Número pequeño | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | Se requieren 3 tubos de CITRATO AZUL |
| FACTOR XIII ANTIGENICO | FXIII | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| FENCICLIDINA | OPCP | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | ORINA anaranjado | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | |
| FENIALANINA 1 HORA TRAS BH4 EN SANGRE SECA | FASECA_1H | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | HOSPITAL | Metabolismo | Prueba funcional. Requiere etiquetado de orden y tiempo de extracción |
| FENIALANINA 12 HORAS TRAS BH4 EN SANGRE SECA | FASECA_12H | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | HOSPITAL | Metabolismo | Prueba funcional. Requiere etiquetado de orden y tiempo de extracción |
| FENIALANINA 16 HORAS TRAS BH4 EN SANGRE SECA | FASECA_16H | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | HOSPITAL | Metabolismo | Prueba funcional. Requiere etiquetado de orden y tiempo de extracción |
| FENIALANINA 2 HORAS TRAS BH4 EN SANGRE SECA | FASECA_2H | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | HOSPITAL | Metabolismo | Prueba funcional. Requiere etiquetado de orden y tiempo de extracción |
| FENIALANINA 24 HORAS TRAS BH4 EN SANGRE SECA | FASECA_24H | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | HOSPITAL | Metabolismo | Prueba funcional. Requiere etiquetado de orden y tiempo de extracción |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|---|---------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|---|
| FENILANINA 3 HORAS TRAS BH4 EN SANGRE SECA | FASECA_3H | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | HOSPITAL | Metabolismo | Prueba funcional. Requiere etiquetado de orden y tiempo de extracción |
| FENILANINA 4 HORAS TRAS BH4 EN SANGRE SECA | FASECA_4H | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | HOSPITAL | Metabolismo | Prueba funcional. Requiere etiquetado de orden y tiempo de extracción |
| FENILANINA 6 HORAS TRAS BH4 EN SANGRE SECA | FASECA_6H | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | HOSPITAL | Metabolismo | Prueba funcional. Requiere etiquetado de orden y tiempo de extracción |
| FENILANINA 8 HORAS TRAS BH4 EN SANGRE SECA | FASECA_8H | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | HOSPITAL | Metabolismo | Prueba funcional. Requiere etiquetado de orden y tiempo de extracción |
| FENILANINA | LFALAN | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Metabolismo | |
| FENILANINA | FENILA | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| FENILANINA | OFALAN | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| FENILANINA MG/DL EN SANGRE SECA | FA_C_SS | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| FENILANINA (MG/DL) EN SANGRE SECA | FA_SS | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| FENILANINA / TIROSINA EN SANGRE SECA | FATIR_SS | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| FENILANINA BASAL EN SANGRE SECA | FASECA_BAS | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | HOSPITAL | Metabolismo | Prueba funcional. Requiere etiquetado de orden y tiempo de extracción |
| FENILANINA EN SANGRE SECA | FENIL_SS | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| FENILANINA EN SANGRE SECA (PERFIL) | PKU | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| FENILANINA ORINA SECA | FENIL_OS | ORINA SECA | PAPEL CON ORINA seca | Número pequeño | HOSPITAL | Metabolismo | |
| FENILANINA TRAS BH4 EN SANGRE SECA (PERFIL) | BH4 | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | HOSPITAL | Metabolismo | Prueba funcional. Requiere etiquetado de orden y tiempo de extracción |
| FENITOINA | FENI | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| FENOBARBITAL | FENO | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| FENOTIPAJE LINFOCITOS B MEMORIA | LINFOBMEMO | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | SUBPOBLACIONES rosa | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| FENOTIPAJE LINFOCITOS T MEMORIA | LINFOTMEMO | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | SUBPOBLACIONES rosa | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| FENOTIPO ALFA 1 ANTITRIPSINA | FNA1AT | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|---|
| FERRITINA | FERRI | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| FIBRINÓGENO (ANTIGÉNICO) | FIBA | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| FIBRINOGENO (DERIVADO) | FIBD | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| FIBRINÓGENO KLAUSS | FIBC | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| FILTRADO GLOMERULAR ESTIMADO (MDRD-4) | MDRD | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| FIO2 | FIO2.U | SANGRE | Jeringa heparinizada | GASES blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| FISH PARA DETECCIÓN DE ANEUPLOIDIAS | FSHPRE | LÍQUIDO AMNIÓTICO | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| FOSFATASA ACIDA TARTRATO RESISTENTE | FACTAR | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| FOSFATASA ACIDA TOTAL | FACTOT | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| FOSFATASA ALCALINA | FALC | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| FOSFATASA ALCALINA OSEA | FAOSEA | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| FOSFATASA ALCALINA PLACENTARIA EN LCR | PLAP_LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | REFERENCE | |
| FOSFOETANOLAMINA | LFAMIN | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Metabolismo | |
| FOSFOETANOLAMINA | FOETAM | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| FOSFOETANOLAMINA | OFAMIN | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| FOSFOLIPIDOS | FOSFOLI | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| FOSFORO | P | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| FÓSFORO AGUA DIALISIS | P_AGUA | AGUA DIALISIS | Conten/tubo plastico | Cód. barras blanco | HOSPITAL | REFERENCE | |
| FOSFORO EN 18 HORAS | OP18 | Orina de 18 horas | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | Alícuota de la orina de 18 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|---|---------------|----------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|---|
| FOSFORO EN 24 HORAS | OP24 | ORINA 24 HORAS | Tube 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | Alicuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| FOSFORO EN ORINA | OP | ORINA AISLADA | Tube 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| FOSFOSERINA | LFSEF | L.C.R. | Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Metabolismo | |
| FOSFOSERINA | FOSFOS | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| FOSFOSERINA | OFSEF | ORINA AISLADA | Tube 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| FRACCIÓN P2 DE LA AMILASA (PANCREÁTICA) | P2_ISOAMIL | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| FRACCIÓN S2 DE LA AMILASA (SALIVAR) | S2_ISOAMIL | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| FRACCIÓN S3 + S4 DE LA AMILASA | S3S4_ISOAM | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| FRAGMENTACIÓN DNA ESPERMÁTICO | ESPER_FRAG | SEMEN | Contenedor esteril boca ancha 100ml | Cód. barras blanco | HPS | REFERENCE | Solicitud exclusiva para ATENCIÓN ESPECIALIZADA. Requiere CITA PREVIA en CERHA |
| FRANCISELLA TULARENSIS | TULA | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| FROTIS DE SANGRE PERIFERICA | FROT | SANGRE | EDTA 5ml Tapón VIOLETA | HEMOGRAMA violeta | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| FRUCTOSA EN ORINA | LEOFRU | ORINA AISLADA | Tube 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| FRUCTOSA EN PLASMA SEMINAL | LEFRU | SEMEN | Contenedor esteril boca ancha 100ml | Cód. barras blanco | CERHA | REFERENCE | Solicitud exclusiva para ATENCIÓN ESPECIALIZADA. Requiere CITA PREVIA en CERHA |
| FRUCTOSAMINA | FRUMM | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | |
| FSH | FSH | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | |
| FSH 2ª MUESTRA | FSH.2M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| FSH 3ª MUESTRA | FSH.3M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| FSH 4ª MUESTRA | FSH.4M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| FSH 5ª MUESTRA | FSH.5M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|---|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|---|
| FTA-ABS IGG EN SUERO | FTAG | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| FTA-ABS IGM EN SUERO | FTAM | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| GABAPENTINA | GABA | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| GALACTOMANANO | ASPER | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| GALACTOSA EN SANGRE SECA | GALACT | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| GALACTOSURIA | OGALAC | ORINA AISLADA | Tube 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| GAMMA-GT | GGT | SUERO | Tube suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| GANGLIOSIDOS EN ORINA | GANGLIOSI | ORINA AISLADA | (*) 2 Tubos 10 ml ORINA | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | IBC(EXCLUSIVO PEDIATRIA) | Requiere autorización e informe clínico |
| GASOMETRIA (PERFIL) | GAS_HPS | SANGRE | Jeringa heparinizada | GASES blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| GASOMETRIA Y COOXIMETRÍA (PERFIL) | GAS_HIC | SANGRE | Jeringa heparinizada | GASES blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| GASTRINA | GASTR | SUERO CONGELADO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| GEN DEL PARAGANGLIOMA FAMILIAR (SDHD) | MCA06 | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tube EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| GENOTIPO VHB -RESISTENCIA A LAMIVUDINA- | RESI_LAMIV | SUERO CONGELADO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| GENOTIPO ALFA 1 ANTITRIPSINA | GNA1AT | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tube EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | Requiere informe clínico y antecedentes familiares. |
| GENOTIPO VIRUS HEPATITIS B | GVHB | SUERO CONGELADO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| GENOTIPO VIRUS HEPATITIS C | GVHC | Plasma EDTA | (*)2 Tubos EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | Proteina/marcadores | Requiere 2 tubos de EDTA tapón ROSA |
| GENTAMICINA | GENTA | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | |
| GH | GH | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | |
| GH 10ª MUESTRA | GH.10M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GH 11ª MUESTRA | GH.11M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GH 12ª MUESTRA | GH.12M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|------------------------------|---------------|---------|-----------------------------|----------------|------------|-------------|---|
| GH 13ª MUESTRA | GH.13M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GH 14ª MUESTRA | GH.14M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GH 15ª MUESTRA | GH.15M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GH 16ª MUESTRA | GH.16M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GH 17ª MUESTRA | GH.17M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GH 18ª MUESTRA | GH.18M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GH 19ª MUESTRA | GH.19M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GH 20ª MUESTRA | GH.20M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GH 21ª MUESTRA | GH.21M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GH 22ª MUESTRA | GH.22M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GH 23ª MUESTRA | GH.23M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GH 24ª MUESTRA | GH.24M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GH 25ª MUESTRA | GH.25M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GH 26ª MUESTRA | GH.26M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GH 27ª MUESTRA | GH.27M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GH 28ª MUESTRA | GH.28M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GH 29ª MUESTRA | GH.29M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GH 2ª MUESTRA | GH.2M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GH 30ª MUESTRA | GH.30M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GH 31ª MUESTRA | GH.31M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GH 32ª MUESTRA | GH.32M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|------------------------------|---------------|---------|-----------------------------|----------------|------------|-------------|---|
| GH 33ª MUESTRA | GH.33M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GH 34ª MUESTRA | GH.34M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GH 35ª MUESTRA | GH.35M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GH 36ª MUESTRA | GH.36M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GH 37ª MUESTRA | GH.37M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GH 38ª MUESTRA | GH.38M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GH 39ª MUESTRA | GH.39M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GH 3ª MUESTRA | GH.3M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GH 40ª MUESTRA | GH.40M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GH 41ª MUESTRA | GH.41M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GH 42ª MUESTRA | GH.42M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GH 43ª MUESTRA | GH.43M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GH 44ª MUESTRA | GH.44M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GH 45ª MUESTRA | GH.45M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GH 46ª MUESTRA | GH.46M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GH 47ª MUESTRA | GH.47M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GH 48ª MUESTRA | GH.48M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GH 4ª MUESTRA | GH.4M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GH 5ª MUESTRA | GH.5M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GH 6ª MUESTRA | GH.6M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GH 7ª MUESTRA | GH.7M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------|---|
| GH 8ª MUESTRA | GH.8M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GH 9ª MUESTRA | GH.9M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GHRH | GHRH | Plasma EDTA | (*)EDTA tubo especial APROTININA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | REFERENCE | Requiere tubo especial de EDTA con APROTININA. Pedir en PREANALITICA 48924 |
| GLICINA | LGLICI | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Metabolismo | |
| GLICINA | GLICIN | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| GLICINA | OGlici | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| GLICINA EN SANGRE SECA | GLYC_SS | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| GLICOSAMINOGLICANOS (IBC) | GAG | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | IBC (EXCLUSIVO PEDIATRIA) | Requiere autorización e informe clínico |
| GLICOSAMINOGLICANOS EN ORINA | GAG_REF | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| GLOBULINA TRANSPORTADORA | SHBG | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | |
| GLUCAGON | GLUCAG | Plasma EDTA congelado | (*)EDTA tubo especial APROTININA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | REFERENCE | Requiere tubo especial de EDTA con APROTININA. Pedir en PREANALITICA 48924 |
| GLUCAGON TEST PARA GLUCOSA | T.GLUC.GLU | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GLUCAGON TEST PARA CORTISOL | T.GLUC.COR | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GLUCOSA | GLU | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| GLUCOSA CURVA DE 75G | GLU75 | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | Número pequeño | HOSPITAL | Lab.Central | Las pruebas de SOG (curvas glucosa) requieren CITA PREVIA en el 46191. Extracción en el hospital Perpetuo Socorro |
| GLUCOSA ORINA DE 18 HORAS | OGLU18 | Orina de 18 horas | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | Alícuota de la orina de 18 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| GLUCOSA PERITONEAL DIALISIS | PGLU.U | PER DIALIS | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| GLUCOSA (ASC) | GLUASC.U | ASCITICO | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | ASCITICO blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|---------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---|
| GLUCOSA (LCR) | GLULCR.U | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| GLUCOSA (SINOV) | GLUSIN.U | SINOVIAL | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | SINOVIAL blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| GLUCOSA 10ª MUESTRA | GLU10M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Lab.Central | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GLUCOSA 2ª MUESTRA | GLU2M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Lab.Central | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GLUCOSA 3ª MUESTRA | GLU3M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Lab.Central | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GLUCOSA 4ª MUESTRA | GLU4M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Lab.Central | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GLUCOSA 5ª MUESTRA | GLU5M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Lab.Central | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GLUCOSA 6 FOSFATO DESHIDROGENASA ERITROCITARIA | G6PDHE | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| GLUCOSA 6ª MUESTRA | GLU6M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Lab.Central | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GLUCOSA 7ª MUESTRA | GLU7M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Lab.Central | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GLUCOSA 8ª MUESTRA | GLU8M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Lab.Central | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GLUCOSA 9ª MUESTRA | GLU9M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Lab.Central | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GLUCOSA BASAL PARA TEST FUNCIONAL | GLU.BASAL | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Lab.Central | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GLUCOSA CURVA GESTACIONAL 100G | GLU100 | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | Número pequeño | HOSPITAL | Lab.Central | Las pruebas de SOG (curvas glucosa) requieren CITA PREVIA en el 46191. Extracción en el hospital Perpetuo Socorro |
| GLUCOSA EN ORINA TIRA DE ORINA | GLUCO | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | ORINA anaranjado | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | |
| GLUCOSA EN ORINA TIRA DE ORINA | OGLU | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| GLUCOSA LÍQUIDO BIOLÓGICO | GLUBIO.U | L.Biológico | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | BIOLOGICO blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| GLUCOSA LIQUIDO PLEURAL | GLUPLE.U | PLEURAL | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | PLEURAL blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|---|
| GLUCOSA ORINA DE 24 HORAS | OGLU24 | ORINA 24 HORAS | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| GLUTAMINA | LGLUTA | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Metabolismo | |
| GLUTAMINA | GLUTAM | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| GLUTAMINA | OGLUTA | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| GLUTAMINA EN SANGRE SECA | GLUTA_SS | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| GLUTARIL CARNITINA C5DC | C5DC | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| GLUTARIL CARNITINA C5DC EN SANGRE SECA | C5DCCARN_S | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| GOT/AST | AST | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| GPT/ALT | ALT | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| GRAM PERITONEAL DIALISIS | GRAMPER.U | PER DIALIS | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | PERITONEAL blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| GRASAS EN HECES | GRAS | HECES DE 24 HORAS | Cont.heces 24 H | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | Contenedor para heces de boca ancha |
| GRASAS EN HECES DE 24 HORAS | GRAS24 | HECES DE 24 HORAS | Cont.heces 24 H | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | Contenedor para heces de boca ancha |
| GRH TST PARA GH | T.GRH.GH | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| GRUPO ABO | GRUPO | SANGRE | EDTA 10ml BANCO Tapón violeta | Número pequeño | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| GRUPO y RH | GRH | SANGRE | EDTA 10ml BANCO Tapón violeta | Número pequeño | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| GUANIDINOACETATO Y CREATINA EN ORINA (IBC) | GUANIDIN | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | IBC(EXCLUSIVO PEDIATRIA) | Requiere autorización e informe clínico |
| HAEMOPHILUS INFLUENZAE IGG | HAEMO | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| HAPTOGLOBINA | HAPTO | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Proteina/marcadores | |
| HBA1 | HBA1 | SANGRE | Tubo EDTA Tapón ROSA | HbGLICOSILADA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | |
| HBA2 | HBA2 | SANGRE | Tubo EDTA Tapón ROSA | HbGLICOSILADA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|----------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|--|
| HCM | HCM | SANGRE | EDTA 5ml Tapón VIOLETA | HEMOGRAMA violeta | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| HCO3- BICARBONATO | HCO3.U | SANGRE | Jeringa heparinizada | GASES blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| HCT- HEMATOCRITO | HTC.U | SANGRE | Jeringa heparinizada | GASES blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| HDL COLESTEROL | HDL | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| HE4 (MARCADOR TUMORAL EN SUERO) | HE4 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| HELICOBACTER PYLORI IGG | HELICG | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| HEMATÍES | HEM | SANGRE | EDTA 5ml Tapón VIOLETA | HEMOGRAMA violeta | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| HEMATÍES PERITONEAL DIALISIS | HEMPER.U | PER DIALIS | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| HEMATIES (ASC) | HEMASC.U | ASCITICO | Tubo EDTA Tapón ROSA | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| HEMATIES (LCR) | HEMLCR.U | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| HEMATIES (SINOV) | HEMSIN.U | SINOVIAL | Tubo EDTA Tapón ROSA | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| HEMATIES LÍQUIDO BIOLÓGICO | HEMBIO.U | L.Biológico | Tubo EDTA Tapón ROSA | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| HEMATIES LIQUIDO PLEURAL | HEMPLE.U | PLEURAL | Tubo EDTA Tapón ROSA | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| HEMATOCRITO | HCT | SANGRE | EDTA 5ml Tapón VIOLETA | HEMOGRAMA violeta | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| HEMATOCRITO CAPILAR | HTOC | SANGRE | TUBO CAPILAR | Número pequeño | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| HEMOBLOBINA E + HEMOGLOBINA A2 % | MHBEA2% | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | Otra muestra admitida: sangre seca sobre papel |
| HEMOBLOBINA A % | MHBA% | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | Otra muestra admitida: sangre seca sobre papel |
| HEMOBLOBINA C % | MHBC% | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | Otra muestra admitida: sangre seca sobre papel |
| HEMOBLOBINA D % | MHBD% | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | Otra muestra admitida: sangre seca sobre papel |
| HEMOBLOBINA F % | MHBF% | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | Otra muestra admitida: sangre seca sobre papel |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|---|---------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|--|
| HEMOBLOBINA S % | MHBS% | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | Otra muestra admitida: sangre seca sobre papel |
| HEMOBLOBINA U % | MHBU% | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | Otra muestra admitida: sangre seca sobre papel |
| HEMOCROMATOSIS (C282Y, H63D) | MH204 | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| HEMOGLOBINA | HGB | SANGRE | EDTA 5ml Tapón VIOLETA | HEMOGRAMA violeta | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| HEMOGLOBINA A2 | HBA2.H | SANGRE | EDTA 5ml Tapón VIOLETA | HEMOGRAMA violeta | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| HEMOGLOBINA F | HBF.H | SANGRE | EDTA 5ml Tapón VIOLETA | HEMOGRAMA violeta | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| HEMOGLOBINA FETAL | HBF | SANGRE | Tubo EDTA Tapón ROSA | HbGLICOSILADA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | |
| HEMOGLOBINA GLICOSILADA | HBA1C | SANGRE | Tubo EDTA Tapón ROSA | HbGLICOSILADA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | |
| HEMOGLOBINA GLICOSILADA (PERFIL) | HGBGLI | SANGRE | Tubo EDTA Tapón ROSA | HbGLICOSILADA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | |
| HEMOGRAMA (PERFIL) | H | SANGRE | EDTA 5ml Tapón VIOLETA | HEMOGRAMA violeta | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| HEMORRAGIA OCULTA EN HECES | HEOC | HECES | DISPOSITIVO HEOC | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | Dispositivo de recogida especial. (SCREENING UNA SOLA MUESTRA) |
| HEMOSIDERINA EN ORINA | HEMOSI | ORINA (congelada) | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| HEP (XA) | HEP | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| HEPATITIS A DIAGNÓSTICO | DIAG_HEPA | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| HEPATITIS A INMUNIDAD | INM_HEPA | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| HEPATITIS B CARGA VIRAL (PCR TIEMPO REAL) EN LAVADO SEMINAL | HBV_SEMEN | Lavado seminal | Contenedor esteril boca ancha 100ml | Cód. barras blanco | CERHA | REFERENCE | Solicitud exclusiva para ATENCIÓN ESPECIALIZADA. Requiere CITA PREVIA en CERHA |
| HEPATITIS B DIAGNÓSTICO | DIAG_HEPB | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| HEPATITIS B POSTVACUNAL | POST_VACHB | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| HEPATITIS B PREVACUNAL | HEPAB | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| HEPCIDINA EN SUERO | HEPCI | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|---|
| HEXANOIL CARNITINA C6 | C6CAR | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| HEXANOIL CARNITINA C6 EN SANGRE SECA | C6CARN_SS | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| HEXANOILGLICINA | A_HGLICI | ORINA (congelada) | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis |
| HEXOXAMINIDASA BETA TOTAL Y DISTRIBUCIÓN ISOENZIMÁTICA | HEXOSAMIN | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| HIDATIDOSIS-IHA | HIDA | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Proteina/marcadores | |
| HIDROLASA LISOSOMAL EN SUERO | HIDROLASA | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| HIDROXIPROLINA | LHIPRO | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Metabolismo | |
| HIDROXIPROLINA | HDPROL | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| HIDROXIPROLINA | OHIPRO | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| HIERRO | FE | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| HISTAMINA EN ORINA | OHISTA | ORINA 24 HORAS | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| HISTAMINA EN PLASMA EDTA | HISTA_PLAS | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | REFERENCE | Evitar muestra de suero. Evitar plasmas hemolizados. |
| HISTIDINA | LHISTI | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Metabolismo | |
| HISTIDINA | HIST | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| HISTIDINA | OHISTI | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| HISTIDINA EN SANGRE SECA | HISTID_SS | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| HISTOPLASMA CAPSULATUM | HISTOP | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| HISTOPLASMA CAPSULATUM EN LCR | HISTOP.LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| HIV RNA VIRAL EN LAVADO SEMINAL | HIV_SEMEN | Lavado seminal | Contenedor esteril boca ancha 100ml | Cód. barras blanco | CERHA | REFERENCE | Solicitud exclusiva para ATENCIÓN ESPECIALIZADA. Requiere CITA PREVIA en CERHA |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------|
| HLA EN DIABETES | HLA.DI | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| HLA FAMILIARES PARA TMO | TMO.FAMIL | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| HLA PACIENTES NEFROLOGÍA | HLA.NEFRO | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| HLA PACIENTES PARA TMO | TMO.PACIEN | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| HLA-A* | A.P | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| HLA-A* EN ALTA RESOLUCIÓN | A.P.AR | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| HLA-B* | B.P | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| HLA-B* EN ALTA RESOLUCIÓN | B.P.AR | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| HLA-B*5701 AISLADOS | HLA_B5701 | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| HLA-B27 AISLADOS | HLA_B27 | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| HLA-B51 | HLA_B51 | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| HLA-CELIAQUÍA | HLA.CE | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| HLA-CW* | CW.P | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| HLA-CW* EN ALTA RESOLUCIÓN | CW.P.AR | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| HLA-DPA1 EN ALTA RESOLUCIÓN | DPA1.P.AR | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| HLA-DPB1 EN ALTA RESOLUCIÓN | DPB1.P.AR | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| HLA-DQA1 EN ALTA RESOLUCIÓN | DQA1.P.AR | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| HLA-DQB1 EN ALTA RESOLUCIÓN | DQB1.P.AR | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| HLA-DQB1* | DQB1.P | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| HLA-DRB1 EN ALTA RESOLUCIÓN | DRB1.P.AR | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| HLA-DRB1* | DRB1.P | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|---|---------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|--|
| HLA-DRB3 EN ALTA RESOLUCIÓN | DRB3.P.AR | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| HLA-DRB3* | DRB3.P | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| HLA-DRB4 EN ALTA RESOLUCIÓN | DRB4.P.AR | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| HLA-DRB4* | DRB4.P | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| HLA-DRB5 EN ALTA RESOLUCIÓN | DRB5.P.AR | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| HLA-DRB5* | DRB5.P | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| HLA-NARCOLEPSIA | HLA.NARCO | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| HOMOCISTEINA | HOMO | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | Proteína/marcadores | |
| HOMOCISTEINA TRAS SOBRECARGA DE METIONINA | HOMOTS | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | Proteína/marcadores | |
| HOMOCISTINA | LHOMO | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Metabolismo | |
| HOMOCISTINA | HOMOC | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| HOMOCISTINA EN ORINA | OHOMO | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| HORMONA ANTIDIURETICA (VASOPRESINA) | ADH | Plasma EDTA congelado | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| HORMONA ANTIDIURETICA (VASOPRESINA) | VASOP | Plasma EDTA congelado | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | REFERENCE | Paciente en posición supina y relajado 60 minutos antes de la extracción.Separar plasma y congelar inmediato |
| HORMONA ANTIMULLERIANA | ANTIMULLE | Plasma Heparina | Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro | Cód. barras blanco | HOSPITAL | REFERENCE | También tubo de SUERO ROJO. Separar inmediatamente del coágulo |
| HORMONA FOLICULOESTIMULANTE (CERHA) | FSH.U | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| HORMONA LUTEINIZANTE (CERHA) | LH.U | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| IG A | IGA | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Proteína/marcadores | |
| IG A EN ORINA | OIGA | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | Proteína/marcadores | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|---------|--------------------------------------|----------------|------------------|---------------------|------------|
| IG A LCR | IGALCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Proteína/marcadores | |
| IG E A RECOMBINANTE A NBOS D6 ALBÚMINA SÉRICA DE VACA (E204) | N_BOSD6 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IG E A RECOMBINANTE DE LACTOFERRINA F334 (NBOS D) | N_BOSD | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IG E A RECOMBINANTE NCAN F3 ALBÚMINA SÉRICA DE PERRO (E221) | N_CANF3 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IG E A RECOMBINANTE NDER P2 ÁCARO D. PTERONYSSINUS (D203) | N_DERP2 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IG E A RECOMBINANTE NFEL D2 ALBÚMINA SÉRICA DE GATO (E220) | N_FELD2 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IG E A RECOMBINANTE NSUS S ALBÚMINA SÉRICA DE CERDO (E222) | N_SUSS | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IG E A RECOMBINANTE RPOL D 1 POLISTES | R_POLD1 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IG E ESPECÍFICA A ANACARDO | F202 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A ABETO DE DOUGLAS | T207 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IG E ESPECÍFICA A ACARUS SIRO | D70 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A AGUACATE | F96 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A AJO | F47 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A ALMEJA | F207 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A ALMENDRA | F20 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A ALTERNARIA ALTERNATA | M6 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A ALTRAMUZ | F335 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IG E ESPECÍFICA A AMOXICILINA | C6 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A AMPICILINA | C5 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A ANHIDRIDO FTALICO | K79 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|---------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------|------------|
| IG E ESPECIFICA A ANHIDRIDO TRIMELITICO | K86 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A ANISAKIS | P4 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A APIO | F85 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IG E ESPECIFICA A APIS MELLIFERA-VENENO DE ABEJA | I1 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A ARIZONICA | T222 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A ARROZ | F9 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A ARTEMISIA VULGARIS | W6 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A ASCARIS | P1 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A ASPERGILLUS FUMIGATUS | M3 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A ATÚN | F40 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A AVELLANA | F17 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A AVENA | F7 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A AVENA SATIVA | G14 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A BACALAO | F3 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A BERENJENA | F262 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A BLATTA ORIENTALIS I207 | I207 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IG E ESPECÍFICA A BRECOL | F260 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IG E ESPECÍFICA A CABALLA | F206 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A CACAHUETE | F13 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A CACAO | F93 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A CALAMAR | F258 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|---|---------------|---------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------|------------|
| IG E ESPECIFICA A CANDIDA ALBICANS | M5 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A CANGREJO DE MAR | F23 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A CARNE DE CERDO | F26 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A CARNE DE CONEJO | F213 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A CARNE DE POLLO | F83 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A CARNE DE TERNERA | F27 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A CASPA DE CABALLO | E3 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A CASPA DE PERRO | E5 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A CASTAÑA | F299 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A CEBADA | F6 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A CEBOLLA | F48 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A CEFACLOR | C7 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A CEFALOSPORINAS | Q02 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IG E ESPECÍFICA A CENTENO | F5 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A CEREZA | F242 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A CHAMPIÑÓN | F212 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IG E ESPECIFICA A CHENOPODIUM ALBUM | W10 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IG E ESPECÍFICA A CIPRÉS JAPONÉS | T24 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IG E ESPECÍFICA A CIRUELA | F255 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A CLADOSPORIUM HERBARUM | M2 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A CLADOSPORIUM HERBARUM | MO2 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|---|---------------|---------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------|------------|
| IG E ESPECÍFICA A CLARA DE HUEVO | F1 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A CLORURO DE PLATA | X19 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IG E ESPECÍFICA A COCO | F36 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A COLIFLOR | F291 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IG E ESPECIFICA A CUCARACHA | I6 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A CYNODON DACTYLON | G2 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A DACTILIS GLOMERATA | G3 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A DERMATOFAGOIDES FARINAE | D2 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A DERMATOFAGOIDES PTERONYSSINUS | D1 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A DOLICHOVESPULA MACULATA | I2 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IG E ESPECIFICA A ECHINOCOCCUS | P2 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IG E ESPECÍFICA A EMPERADOR O PEZ ESPADA | F312 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A ENCINA | T77 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IG E ESPECIFICA A EPITELIO DE CONEJO | E82 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A EPITELIO DE GATO | E1 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A EPITELIO DE HAMSTER | E84 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IG E ESPECIFICA A EPITELIO DE RATON | E88 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IG E ESPECIFICA A EXCREMENTO DE PALOMA | E7 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IG E ESPECIFICA A FORMALDEHIDO | K80 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A FRESA | F44 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A GAMBA | F24 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|---|---------------|---------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------|------------|
| IG E ESPECÍFICA A GARBANZO | F309 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A GELATINA | C74 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IG E ESPECÍFICA A GLUTEN | F79 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A GUISANTE | F12 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A ISOCIANATO HDI | K77 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A ISOCIANATO MDI | K76 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A ISOCIANATO TDI | K75 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A JUDIA BLANCA | F15 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A JUDIA VERDE | F315 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A KIWI | F84 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A LA RANITIDINA | Q65 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IG E ESPECIFICA A LACTOSA | Q49 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IG E ESPECÍFICA A LANGOSTA | F304 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A LATEX | K82 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A LECHE DE OVEJA (F 325) | F325 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A LECHE DE VACA | F2 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A LENGUADO | F337 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A LENTEJA | F235 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A LEPIDOLYPHUS DESTRUCTOR | D71 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A LOLIUM PERENNE | G5 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A MAIZ | F8 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|---------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------|------------|
| IG E ESPECIFICA A MANDARINA | F302 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IG E ESPECÍFICA A MANZANA | F49 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A MEJILLÓN | F37 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A MELOCOTÓN | F95 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A MELÓN | F87 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A MERLUZA | F307 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A MEZCLA DE ALIMENTOS | FX5 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A MEZCLA DE FRUTOS SECOS | FX1 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A MEZCLA DE PESCADO. | FX2 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A MOSQUITO COMUN | I71 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A MOSTAZA | F89 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IG E ESPECIFICA A MUCOR RACEMOSUS | M4 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IG E ESPECÍFICA A NARANJA | F33 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A NASP O 1 A-AMYLASA | K87 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A NUEZ DE BRASIL | F18 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A NUEZ DE NOGAL | F256 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A NUEZ DE NOGAL PACANERO | F201 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IG E ESPECIFICA A OLIVO | T9 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A OLMO | T8 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A OXIDO DE ETILENO | K78 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A PARIETARIA JUDAICA | W21 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|---|---------------|---------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------|------------|
| IG E ESPECIFICA A PARIETARIA OFFICINALIS | W19 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A PENICILINA G | C1 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A PENICILINA V | C2. | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A PENICILLIUM FREQUENTANS | M209 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IG E ESPECIFICA A PENICILLIUM NOTATUM | M1 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A PEPINO (F 244) | F244 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IG E ESPECÍFICA A PERA | F94 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A PHATGMITES COMMUNIS | G7 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IG E ESPECIFICA A PHELEUM PRATENSE | G6 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A PIMIENTA VERDE | F263 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IG E ESPECÍFICA A PIÑA | F210 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A PIPA DE GIRASOL | K84 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A PISTACHO | F203 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A PLANTAGO LANCEOLATA | W9 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IG E ESPECÍFICA A PLÁTANO (FRUTA) | F92 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A PLATANUS ACERIFOLIA | T11 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A PLUMAS DE CANARIO | E201 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IG E ESPECIFICA A PLUMAS DE OCA | E70 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IG E ESPECIFICA A PLUMAS DE PALOMA | E215 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IG E ESPECIFICA A POA PRATENSIS | G8 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IG E ESPECIFICA A POLISTES SPP-VENENO DE AVISPA | I4 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|---|---------------|---------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------|------------|
| IG E ESPECIFICA A POLVO DE CASA GREER | H1 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IG E ESPECÍFICA A PULPO | F59 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IG E ESPECIFICA A ROBLE, ENCINA | T7 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A RUMEX ACETOSELLA | W18 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IG E ESPECÍFICA A SALMÓN | F41 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A SALSOLA KALI | W11 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IG E ESPECÍFICA A SANDIA | F329 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A SARDINA | F308 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A SAUCE | T12 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IG E ESPECIFICA A SECALE CEREALE | G12 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A SOJA | F14 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A SUXAMETONIO | C202 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A TOMATE | F25 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A TOXOCARA | TCARA | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IG E ESPECÍFICA A TRIGO | F4 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A TRITICUM SATIVUM | G15 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A TROPOMIOSINA DE GAMBA | F351 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A TYROPHAGUS PUTRESCENTIAE | D72 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A UVA | F259 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECIFICA A VESPUA SPP-VENENO DE AVISPA | I3 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E ESPECÍFICA A YEMA DE HUEVO | F75 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|---------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------|
| IG E ESPECÍFICA A ZANAHORIA | F31 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG E TOTAL | IGET | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG ESPECIFICA A RECOMBINANTE R MAL D1 PR-10 MANZANA F434 | R_MALD1 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IG G | IGG | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Proteina/marcadores | |
| IG G APIS MELLIFERA-VENENO DE ABEJA | IGG_I1 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG G EN ORINA | OIGG | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | Proteina/marcadores | |
| IG G ESPECÍFICA A R MUX F 3 | IGG_RMUXF3 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG G ESPECÍFICA A R POL D5 | IGG_RPOLD5 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG G ESPECÍFICA A R VES V 5 | IGG_RVESV5 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG G LCR | IGGLCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Proteina/marcadores | |
| IG G POLISTES SPP-VENENO DE AVISPA | IGG_I4 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG G VESPULA SPP-VENENO DE AVISPA | IGG_I3 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IG G1 | IGG1 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Proteina/marcadores | |
| IG G2 | IGG2 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Proteina/marcadores | |
| IG G3 | IGG3 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Proteina/marcadores | |
| IG G4 | IGG4 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Proteina/marcadores | |
| IG M | IGM | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Proteina/marcadores | |
| IG M EN ORINA | OIGM | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | Proteina/marcadores | |
| IG M LCR | IGMLCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Proteina/marcadores | |
| IGE A RECOMBINANTE RGAD C1 BACALAO (F426) | R_GADC1 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|---------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------|------------|
| IGE A RECOMBINANTE LISOZIMA (K208) N GALD D 4 | K208 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE A RECOMBINANTE N ART V3 LPT (ARTEMISIA) | N_ARTV3 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE A RECOMBINANTE OVOALBUMINA N GALD D 2 | F232 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE A RECOMBINANTE OVOMUCOIDE NGALD D 1 | F233 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE A RECOMBINANTE R PEN A 1 TROPOMIOSINA DE GAMBA (F 351) | R_PENA1 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE A RECOMBINANTE RPRU P1 (F419) MELOCOTÓN | R_PRUP1 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE A RECOMBINANTE A CASEINA NBOS D 8 | F78 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE A RECOMBINANTE NBOS D 4 ALFA-LACTOALBUMINA | F76 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE A RECOMBINANTE NBOS D 5 BETA-LACTOGLOBULINA | F77 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE A RECOMBINANTE RBET V1 PR-10 (ABEDUL) T215 | R_BETV1 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE A RECOMBINANTE RCAN F 1 PERRO (E101) | R_CANF1 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE A RECOMBINANTE RCAN F 2 PERRO(E102) | R_CANF2 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A CUPRESSUS SERPENVIRENS CIPRES (T23) | T23 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A RECOMBINANTE R PLA A1 (T 241) PLATANERO | T241 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE A RECOMBINANTE RAPI G 1.01 PR-10 (F417) | R_APIG1 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE A RECOMBINANTE NACT D 2 KIWI | N_ACTD2 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE A RECOMBINANTE NANA C 2 PIÑA . MARCADOR DE CCD | N_ANAC2 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE A RECOMBINANTE NOLE E 1 OLEA EUROPEA (T224) | R_NOLE | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE A RECOMBINANTE RARA H 2 CACAHUETE (F423) | R_ARAH2 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE A RECOMBINANTE RARA H 3 CACAHUETE (F424) | R_ARAH3 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE A RECOMBINANTE RARA H 9 LTP CACAHUETE (F427) | R_ARAH9 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|---------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------|------------|
| IGE A RECOMBINANTE RARA H1 CACAHUETE (F422) | R_ARAH1 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE A RECOMBINANTE RCOR A 1 AVELLANA (F428) | R_CORA1 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE A RECOMBINANTE RCOR A 8 AVELLANA F425 | R_CORA8 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE A RECOMBINANTE RHEV B 1 LATEX (RK215) | R_HEVB1 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE A RECOMBINANTE RHEV B 11 LÁTEX (RK224) | R_HEVB11 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE A RECOMBINANTE RHEV B 3 LATEX (RK217) | R_HEVB3 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE A RECOMBINANTE RHEV B 5 LATEX (RK218) | R_HEVB5 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE A RECOMBINANTE RHEV B 6,01 LATEX (RK219) | R_HEVB6.01 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE A RECOMBINANTE RHEV B 6,02 LATEX (RK220) | R_HEVB6.02 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE A RECOMBINANTE RHEV B 8 LATEX (RK221) | R_HEVB8 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE A RECOMBINANTE RHEV B 9 LÁTEX (RK222) | R_HEVB9 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE A RECOMBINANTE RPHL P 1 (G 205) HIERBA TIMOTEA | R_PHL1 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE A RECOMBINANTE RPHL P 5B (G 215) HIERBA TIMOTEA | R_PHL5 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE A RECOMBINANTE RPRU P 3 (F420) LTP MELOCOTÓN | R_PRUP3 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE A RECOMBINANTE JUG R 1 NUÉZ | R_JUGR1 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE A RECOMBINANTE JUG R 3 NUÉZ | R_JUGR3 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE A RECOMBINANTE RAPI M 1 (I208) | R_APIM1 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE A RECOMBINANTE NACT D 1 KIWI | N_ACTD1 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE A RECOMBINANTE RACT D 8 KIWI (PR-10 PROTEÍNA) | N_ACTD8 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE A RECOMBINANTE RCYP C1 CARPA (F355) | R_CYPC1 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE A RECOMBINANTE RPRU P 4 (F 421) PROFILINA MELOCOTÓN | R_PRUP4 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|---------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------|------------|
| IGE A RECOMBINANTE RTRI A 19; OMEGA-5 GLIADINA (F416) | R_TRIA19 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE A RECOMBINANTE NDER P 1 D.PTERONYSSINUS (D 202) | N_DERP1 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE A RECOMBINANTE NGAL D 3 CONALBUMINA HUEVO (F323) | N_GALD3 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE A RECOMBINANTE RBER E1 NUEZ DE BRASIL F354 | R_BERE1 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE A RECOMBINANTE RDER P 10 D.PTERONYSSINUS (D 205) | R_DERP10 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE A RECOMBINANTE RDER P 2 D.PTERONYSSINUS (D 203) | R_DERP2 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE A RECOMBINANTE RALT A1 ALTERNARIA ALTERNATA (M229) | R_ALTA1 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE A RECOMBINANTE RGLY M4 PR-10 SOJA | R_GLYM4 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE A RECOMBINANTE RGLY M5 BETA-CONGLICININA, SOJA | N_GLYM5 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE A RECOMBINANTE RGLY M6GLICININA, SOJA | N_GLYM6 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE A RECOMBINANTE ANSUS S ALBÚMINA SERICA DE CERDO | E222 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE A RECOMBINANTE MUXF3 CCD, BROMELAINA (O214) | R_MUXF3 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE A RECOMBINANTE NSALK1 (SALSOLA) | N_SALK1 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE A RECOMBINANTE NART V1 | N_ARTV1 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE A RECOMBINANTE NCUP A 1 (CIPRÉS) | N_CUPA1 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE A RECOMBINANTE NCYN D1 (G216) CYNODON DACTYLON | N_CYND1 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE A RECOMBINANTE OLE E 7 LTP (OLIVO) | R_OLEE7 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE A RECOMBINANTE ROLE E 9 OLEA | R_NOLEE9 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE A RECOMBINANTE RVES V2 VESPPULA (HIALURONIDASA) | R_VESV2 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE A RECOMBINANTE RARA8 PR-10 CACAHUETE (F352) | R_ARAH8 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE A RECOMBINANTE RFEL D 1 GATO (E 94) | R_FELD1 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|---------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------|------------|
| IGE A RECOMBINANTE RPAR J 2 (PARIETARIA) | R_PARJ2 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE A RECOMBINANTE RPHL P 7 (G210) HIERBA TIMOTEA | R_PHL7 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE A RECOMBINANTE RPHL P 7 Y RPHL P 12 | G214 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE A RECOMBINANTE RPOL D 5 POLISTES (I 210) | R_POLD5 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE A RECOMBINANTE RTRI A 14 LTP TRIGO (F433) | R_TRIA14 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE A RECOMBINANTE RVES V 5 VESPPULA (I209) | R_VESV5 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE A RECOMBINANTE RVES V1 VESPPULA (FOSFOLIPASA A1) | R_VESV1 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE EPECÍFICA A TIOMERSAL Q91 | Q91 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A GOMA ARÉBIGA F297 | F297 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A NEOMICINA | Q28 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A TOXOIDE TETÁNICO (RC 208) | RC208 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A ALPISTE | G71 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A MALTA (F90) | F90 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A PIMENTÓN | F218 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A LEVADURA F45 (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) | F45 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A PANGA | RS258 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A ABACHI (MADERA DE SAMBA) | K212 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A ACEITUNA | F342 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A ACELGA | RS242 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO | AAS.A | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A ÁCIDO CLAVULANICO | Q21 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|---|---------------|---------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------|------------|
| IGE ESPECÍFICA A ALBAHACA | F269 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A ALBARICOQUE | F237 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A ALFA GAL 1,3 GAL (CETUXIMAB) | O215 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A ALFORFON | F11 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A ALGARROBA | F296 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A ALKALASA K205 | K205 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A ALUBIA PINTA F 287 | F287 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A ASPERGILLUS NIGER | M207 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A AZITROMICINA | X04 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A BESUGO | RS247 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A BLOMIA TROPICALIS | D201 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A BOGAVANTE | F80 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A BOQUERÓN | F313 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A CAFÉ F221 | F221 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A CALABACÍN | RS246 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A CALABAZA | F225 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A CALAMAR DEL PACÍFICO | F58 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A CANGREJO DE RÍO | F320 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A CARACOL (F314) | F314 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A CARNE DE PAVO | F284 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A CASPA DE VACA | E04 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|---------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------|------------|
| IGE ESPECÍFICA A CHUFA | RS255 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A CLORHEXIDINA | C08 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A CLORURO DE COBRE | Q80 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A CLORURO DE NIQUEL (X16) | X16 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A CODEÍNA | Q44 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A COL (REPOLLO) | F216 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A COMINO | RS238 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A CORDERO | F88 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A CROMO | X45 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A CURRY F281 | F281 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A DÁTIL | F289 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE ESPECÍFICA A DICLOFENAC | Q24 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A DORADA | RS254 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A EMPERADOR O PEZ ESPADA | F412 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE ESPECÍFICA A ENELDO | F277 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A EPITELIO DE CABRA | E80 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A EPITELIO DE OVEJA | E81 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A ERITROMICINA | Q07 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A ESPARRAGO | F261 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A ESPINACA | F214 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A FLETAN / HALIBUT | F303 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|---|---------------|---------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------|------------|
| IGE ESPECÍFICA A FOLCODINA C261 | C261 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A GALLO (PESCADO) | F311 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A GLIADINA F98 | F98 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A GLYCYPHAGUS | D73 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A HABA (RS243) | RS243 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A HIGO | F328 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A IBUPROFENO | IBUP | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A JUREL | F60 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A LA MARIPOSA DE LA HARINA | I203 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A LECHE DE CABRA | F300 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE ESPECÍFICA A LECHUGA | F215 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A LECITINA | X15 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A LIMÓN | F208 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A LITCHI (F348) | F348 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A LIVETINA (GAL D 5) ALBÚMINA SERICA POLLO | GALD5 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A LUBINA | RS244 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A LÚPULO | F324 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A MANGO | F91 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A MANZANILLA (MATRICARIA CHAMOMILLA) | W206 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A MAXATASA RK204 | RK204 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A MERO | F410 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|---|---------------|---------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------|------------|
| IGE ESPECÍFICA A METAMIZOL (NOLOTIL) | Q06 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A MEZCLA (COBAYA, RATA, RATÓN, HAMSTER, CONEJ) | EX70 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A MEZCLA DE FRUTA. | FX15 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A MEZCLA DE PLUMAS EX71 | EX71 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A MIEL | F247 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A MIJO | F55 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A MOSCA DOMÉSTICA | RS233 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A MUCOR RACEMOSUS | MO4 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A NECTARINA (RS240) | RS240 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A NUEZ DE MACADAMIA | F345 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A NUEZ MOSCADA RF282 | RF282 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A ORÉGANO (F 283) | F283 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A OSTRA | F290 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A PAPAYA (F293) | F293 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A PARACETAMOL | Q12 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A PARAGUAYO | RS257 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A PATATA | F35 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A PEREJIL (F86) | F86 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A PERIPLANETA AMERICANA I206 | I206 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A PIMIENTA BLANCA (RS249) | RS249 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A PIMIENTA NEGRA | F280 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|---------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------|------------|
| IGE ESPECÍFICA A PIÑONES | F253 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE ESPECÍFICA A PIPA (SEMILLA) CALABAZA F226 | F226 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A PLUMA DE POLLO | E85 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A POMELO | F209 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A PUERRO | RS241 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A QUESO DURO (MANCHEGO,CHEDDAR) | F81 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A R MAL D3 MANZANA F435 | R_MALD3 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A RAPE | RS221 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A RECOMBINANTE R PLA L1 (PLANTAGO) | W234 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE ESPECÍFICA A RECOMBINANTE N FEL D4 LIPOCALINA (E228) | R_FELD4 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A RECOMBINANTE NCAN F5 ESTER.ARGIN. (E226) | R_CANF5 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A RECOMBINANTE NCOR A 9 (F440) AVELLANA | N_CORA9 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A RECOMBINANTE R ASP F1 ASPERGILLUS F. (M218) | M218 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A RECOMBINANTE R ASP F2 ASPERGILLUS F. (M219) | M219 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A RECOMBINANTE R ASP F3 ASPERGILLUS F. (M220) | M220 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A RECOMBINANTE R ASP F4 ASPERGILLUS F. (M221) | M221 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A RECOMBINANTE R ASP F6 ASPERGILLUS F. (M222) | M222 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A REMOLACHA | F319 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A SARDINA JAPONESA (F 61) | F61 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A SAVINASA K206 | K206 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A SCHISTOSOMA | P3 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|---------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------|------------|
| IGE ESPECÍFICA A SEMILLA DE LINO | F333 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A SEMILLA DE SÉSAMO | F10 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE ESPECÍFICA A SEPIA | RS250 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A SUERO DE POLLO GAL D 5 ALFA LIVETINA | E219 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A TRUCHA | F204 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A VAINILLA | F234 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECIFICA A VENENO DE ABEJORRO | I205 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A VENENO DE AVISPÓN (ARENARIA) | I5 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA A VENENO DE HORMIGA ROJA (SOLENOPTIS INVICTA) | I70 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| IGE ESPECÍFICA AL GUSANO DE LA HARINA | O211 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICA AL LAUREL | F278 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECIFICO A EUROGLYPHUS MAYNEI ÁCAROS | D74 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE ESPECÍFICO A FRAMBUESA (F343) | F343 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGE RECOMBINANTE R ANA O3 ANACARDO F443 | R_ANAO3 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGF II EN SUERO | IGF_2 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGF-BP3 | IGFBP3 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | |
| IGG ESPECÍFICA A ASPERGILLUS FUMIGATUS | IGG_ASPFUM | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGG ESPECÍFICA A ASPERGILLUS NIGER (GM207) | IGG_GM207 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGG ESPECÍFICA A EXCREMENTO DE PALOMA (E7) | IGG_E7 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGG ESPECÍFICA A PALOMA (PROTEINA, PLUMAS Y EXCREM.) GE91 | IGG_GE91 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGG ESPECÍFICA A PLUMAS DE PALOMA (E215) | IGG_E215 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|---|---------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------------------|
| IGG ESPECÍFICA A R VES V1 (VESPULA) | IGG_RVESV1 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGG ESPECÍFICOS A PENICILLIUM FRECUENTANS (M209) | IGG_M209 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGG4 A ALFA LACTOALBÚMINA DE LA LECHE F76 | IGG4_F76 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGG4 A OVOMUCOIDE F233 | IGG4_F233 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGG4 A BETA-LACTOGLOBULINA DE LA LECHE F77 | IGG4_F77 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGG4 ESPECÍFICA A ASPERGILLUS FUMIGATUS | IGG4_M03 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGG4 A CASEÍNA DE LA LECHE F78 | IGG4_F78 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGG4 A CLARA DE HUEVO F01 | IGG4_F01 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGG4 ESPECÍFICA A APIS MELLIFERA | IGG4_I01 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGG4 ESPECÍFICA A LÁTEX | IGG4_K82 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGG4 ESPECIFICA A POLISTES | IGG4_I04 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| IGG4 ESPECIFICA A VESPULA | IGG4_I03 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| INDICE ANDROGENICO | IA | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | |
| ÍNDICE DE LINK O DE IGG. | LINK | LCR/SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | HOSPITAL | Proteína/marcadores | |
| INDICE DE TOURTELLOTTE | TOURTE | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Proteína/marcadores | |
| INESTABILIDAD EN CARC. DE COLON/ENDOMETRIO/ESTÓMAGO | MCA03 | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| INHIBIDOR DE LA PLASMINA | AP | SANGRE | (*) 2 Tubos CITRATO Tapón AZUL | Número pequeño | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | Se requieren 2 tubos de CITRATO AZUL |
| INHIBINA B | INHIBB | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| INMUNOCOMPLEJOS CIRCULANTES | CIC | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------|
| INMUNOFENOTIPO BAL | BAL | Lavado broncoalveolar | Frasco blanco seco estéril | Cód. barras blanco | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| INMUNOFENOTIPO DE GRANULOCITOS | FENGRAN | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | SUBPOBLACIONES rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| INMUNOFENOTIPO DE MASTOCITOS | MASTOCITOS | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | SUBPOBLACIONES rosa | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| INMUNOFENOTIPO HPN | HPN | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | SUBPOBLACIONES rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| INMUNOFENOTIPO LEUCEMIA AGUDA | LA | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | SUBPOBLACIONES rosa | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| INMUNOFENOTIPO LIE | LIE | BIOPSIA | Tubo con medio cultivo | Cód. barras blanco | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| INMUNOFENOTIPO LINFOCITOSIS | LINFO | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | SUBPOBLACIONES rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| INMUNOFENOTIPO LLA-B | LLAB | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | SUBPOBLACIONES rosa | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| INMUNOFENOTIPO LLA-T | LLAT | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | SUBPOBLACIONES rosa | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| INMUNOFENOTIPO LMA | LMA | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | SUBPOBLACIONES rosa | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| INMUNOFENOTIPO MIELOMA | MIELOM | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | SUBPOBLACIONES rosa | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| INMUNOFENOTIPO NEUTROPENIA | NEUTROPEN | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | SUBPOBLACIONES rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| INMUNOFENOTIPO SLP | SLP | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | SUBPOBLACIONES rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| INMUNOFENOTIPO SLP-B | SLPB | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | SUBPOBLACIONES rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| INMUNOFENOTIPO SLPNK | SLPNK | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | SUBPOBLACIONES rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| INMUNOFENOTIPO SLPT | SLPT | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | SUBPOBLACIONES rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| INMUNOFENOTIPO SMD | SMD | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | SUBPOBLACIONES rosa | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| INMUNOFIJACION EN ORINA | IFORI | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | Proteina/marcadores | |
| INMUNOFIJACION EN SUERO | IFSUE | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Proteinas/marcadores | |
| INMUNOFIJACIÓN IGD | IF_IGD | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|---------------------------------|---------------|---------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|---|
| INMUNOGLOBULINA A SUBCLASE IGA1 | IGA1 | SUERO | Tabo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| INMUNOGLOBULINA A SUBCLASE IGA2 | IGA2 | SUERO | Tabo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| INMUNOGLOBULINA D | IGD | SUERO | Tabo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| INR | INR | SANGRE | Tabo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| INR | INR.S | SANGRE | Tabo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| INSULINA A LOS 90 MINUTOS | INSU.90 | SUERO | Tabo suero 7 ml Tapón AMARILLO | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| INSULINA 8ª MUESTRA | INSULI.8M | SUERO | Tabo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| INSULINA A LOS 120 MINUTOS | INSU.120 | SUERO | Tabo suero 7 ml Tapón AMARILLO | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| INSULINA A LOS 15 MINUTOS | INSU.15 | SUERO | Tabo suero 7 ml Tapón AMARILLO | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| INSULINA A LOS 150 MINUTOS | INSU.150 | SUERO | Tabo suero 7 ml Tapón AMARILLO | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| INSULINA A LOS 180 MINUTOS | INSU.180 | SUERO | Tabo suero 7 ml Tapón AMARILLO | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| INSULINA A LOS 300 MINUTOS | INSU.300 | SUERO | Tabo suero 7 ml Tapón AMARILLO | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| INSULINA A LOS 45 MINUTOS | INSU.45 | SUERO | Tabo suero 7 ml Tapón AMARILLO | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| INSULINA A LOS 60 MINUTOS | INSU.60 | SUERO | Tabo suero 7 ml Tapón AMARILLO | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| INSULINA 10ª MUESTRA | INSULI.10M | SUERO | Tabo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| INSULINA 2ª MUESTRA | INSULI.2M | SUERO | Tabo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| INSULINA 3ª MUESTRA | INSULI.3M | SUERO | Tabo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| INSULINA 4ª MUESTRA | INSULI.4M | SUERO | Tabo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| INSULINA 5ª MUESTRA | INSULI.5M | SUERO | Tabo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| INSULINA 6ª MUESTRA | INSULI.6M | SUERO | Tabo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| INSULINA 7ª MUESTRA | INSULI.7M | SUERO | Tabo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|-----------------------|--|-------------------|------------------|------------------------|---|
| INSULINA 9ª MUESTRA | INSULI.9M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| INSULINA A LOS 30 MINUTOS | INSU.30 | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| INSULINA A LOS 240 MINUTOS | INSU.240 | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| INSULINA BASAL | INSULI | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | |
| INSULINA BASAL PARA CURVA DE INSULINA | INSU.BASAL | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| INTERFERON GAMMA | INTER_G | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | REFERENCE | |
| INTERLEUCINA - 6 | IL6 | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| INTERLEUCINA 10 | IL10 | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| INTERLEUCINA 2 | IL2 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| INTERLEUCINA 2 RECEPTOR (58ANTIGENO CD 25 SOLUBLE) | IL_2R | Plasma EDTA congelado | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | REFERENCE | |
| INTERLEUCINA-1 BETA | IL1 | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| inv (16): CBF-MYH11 | MH105 | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| inv (16/t16;16): CBFb | FSH16 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| Inv (3) / t (3;3) | FSH38 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| ISOELECTROENFOQUE EN ORINA | BAND.O | ORINA 24 HORAS | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | HOSPITAL | Proteina/marcadores | Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| ISOENZIMAS DE LA AMILASA (PERFIL) | ISOAMILASA | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ISOENZIMAS DE LA CPK | ISOCPK | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ISOENZIMAS FOSFATASA ALCALINA | ISOFAL | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ISOENZIMAS LDH | ISOLDH | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|
| ISOLEUCINA | LILEUC | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Metabolismo | |
| ISOLEUCINA | ISOLEU | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ISOLEUCINA | OILEUC | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ISOVALERIL CARNITINA C5 | C5CAR | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ISOVALERIL CARNITINA C5 EN SANGRE SECA | C5CARN_SS | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| KAPPA LIBRE EN LCR | KAPPAL_LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Proteina/marcadores | |
| LACTATO LCR | LA_LCR.UI | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| LACTATO 1 MINUTO | LACTATO1 | PLASMA | Tubo FLUORURO/OXALATO Tapón GRIS | Número pequeño | HPS | Lab.Urgencias | Prueba funcional. Requiere tubo Fluoruro Oxalato tapón gris y asignación de orden de tubos de muestra. Solicitar cita en Lab. De urgencias HPS 46183 |
| LACTATO 10 MINUTOS | LACTATO10 | PLASMA | Tubo FLUORURO/OXALATO Tapón GRIS | Número pequeño | HPS | Lab.Urgencias | Prueba funcional. Requiere tubo Fluoruro Oxalato tapón gris y asignación de orden de tubos de muestra. Solicitar cita en Lab. De urgencias HPS 46183 |
| LACTATO 20 MINUTOS | LACTATO20 | PLASMA | Tubo FLUORURO/OXALATO Tapón GRIS | Número pequeño | HPS | Lab.Urgencias | Prueba funcional. Requiere tubo Fluoruro Oxalato tapón gris y asignación de orden de tubos de muestra. Solicitar cita en Lab. De urgencias HPS 46183 |
| LACTATO 3 MINUTOS | LACTATO3 | PLASMA | Tubo FLUORURO/OXALATO Tapón GRIS | Número pequeño | HPS | Lab.Urgencias | Prueba funcional. Requiere tubo Fluoruro Oxalato tapón gris y asignación de orden de tubos de muestra. Solicitar cita en Lab. De urgencias HPS 46183 |
| LACTATO 5 MINUTOS | LACTATO5 | PLASMA | Tubo FLUORURO/OXALATO Tapón GRIS | Número pequeño | HPS | Lab.Urgencias | Prueba funcional. Requiere tubo Fluoruro Oxalato tapón gris y asignación de orden de tubos de muestra. Solicitar cita en Lab. De urgencias HPS 46183 |
| LACTATO BASAL | LACTATOB | PLASMA | Tubo FLUORURO/OXALATO Tapón GRIS | Número pequeño | HPS | Lab.Urgencias | Prueba funcional. Requiere tubo Fluoruro Oxalato tapón gris y asignación de orden de tubos de muestra. Solicitar cita en Lab. De urgencias HPS 46183 |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---|
| LACTATO VENOSO (UI) | LAC_UI.U | PLASMA fluoruro | Tubo FLUORURO/OXALATO Tapón GRIS | LACTATO blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| LACTOSA CURVA (PERFIL) | LACTOSAC | suero | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | Número pequeño | HOSPITAL | Lab.Central | Las pruebas de S.O LACTOSA (curvas LACTOSA) requieren CITA PREVIA en el 46191. Extracción en el hospital Perpetuo Socorro |
| LAMOTRIGINA | LAMO | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| LAUROIL CARNITINA | C12 | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| LAUROIL CARNITINA C12 EN SANGRE SECA | C12CARN_SS | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| LDH | LDH | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| LDH (ASC) | LDHASC.U | ASCITICO | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | ASCITICO blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| LDH (LCR) | LDHLCR.U | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| LDH (SINOV) | LDHSIN.U | SINOVIAL | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | SINOVIAL blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| LDH LÍQUIDO BIOLÓGICO | LDHBIO.U | L.Biológico | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | BIOLOGICO blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| LDH LIQUIDO PLEURAL | LDHPLE.U | PLEURAL | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | PLEURAL blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| LDL COLESTEROL | LDL_COLE | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| LEGIONELLA PNEUMOPHILA IGG IFI | LEGGIFI | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| LEGIONELLA PNEUMOPHILA IGM IFI | LEGMIFI | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| LEGIONELLA PNEUMOPHILA SER1 IGG EIA | LEGIIG | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| LEGIONELLA PNEUMOPHILA SER1 IGM EIA | LEGIOM | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| LEISHMANIA IGG | LEISG | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------|
| LEPTOSPIRA IGM | LEPTOM | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| LEPTOSPIRA IGM EN LCR | LEPTOM.LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| LEUCINA | LLEUC | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Metabolismo | |
| LEUCINA | LEUCIN | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| LEUCINA | OLEUC | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| LEUCINA EN SANGRE SECA | LEUCI_SS | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| LEUCOCITOS | LEU | SANGRE | EDTA 5ml Tapón VIOLETA | HEMOGRAMA violeta | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| LEUCOCITOS PERITONEAL DIALISIS | LEUPER.U | PER DIALIS | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| LEUCOCITOS (ASC) | LEUASC.U | ASCITICO | Tubo EDTA Tapón ROSA | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| LEUCOCITOS (LCR) | LEULCR.U | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| LEUCOCITOS (SINOV) | LEUSIN.U | SINOVIAL | Tubo EDTA Tapón ROSA | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| LEUCOCITOS LÍQUIDO BIOLÓGICO | LEUBIO.U | L.Biológico | Tubo EDTA Tapón ROSA | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| LEUCOCITOS LIQUIDO PLEURAL | LEUPLE.U | PLEURAL | Tubo EDTA Tapón ROSA | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| LEUCOCITOS MONONUCLEARES PERITONEAL DIALISIS | MONO%PER.U | PER DIALIS | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| LEUCOCITOS MONONUCLEARES (ASC) | MONO%A.U | ASCITICO | Tubo EDTA Tapón ROSA | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| LEUCOCITOS MONONUCLEARES (LCR) | MONO%C.U | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| LEUCOCITOS MONONUCLEARES (SINOV) | MONO%S.U | SINOVIAL | Tubo EDTA Tapón ROSA | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| LEUCOCITOS MONONUCLEARES LÍQUIDO BIOLÓGICO | MONO%B.U | L.Biológico | Tubo EDTA Tapón ROSA | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|---|
| LEUCOCITOS MONONUCLEARES LIQUIDO PLEURAL | MONO%P.U | PLEURAL | Tubo EDTA Tapón ROSA | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| LEUCOCITOS PMN (LCR) | PMN%LC.U | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| LEUCOCITOS PMN LÍQUIDO BIOLÓGICO | PMN%BI.U | L.Biológico | Tubo EDTA Tapón ROSA | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| LEUCOCITOS PMN LIQUIDO PLEURAL | PMN%PL.U | PLEURAL | Tubo EDTA Tapón ROSA | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| LEUCOCITOS PMN PERITONEAL DIALISIS | PMN%PER.U | PER DIALIS | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| LEUCOCITOS POLIMORFONUCLEARES (ASC) | PMN%AS.U | ASCITICO | Tubo EDTA Tapón ROSA | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| LEUCOCITOS POLIMORFONUCLEARES (SINOV) | PMN%SI.U | SINOVIAL | Tubo EDTA Tapón ROSA | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| LEUCOCITOS TIRA DE ORINA | LEUC | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | ORINA anaranjado | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | |
| LEUCORREDUCCIÓN | LEUCOS | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | SUBPOBLACIONES rosa | Banco de Sangre | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| LEVETIRACETAM (KEPPRA) | LEVETI | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| LEVODOPA | LEVO | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| LH | LH | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | |
| LH 2ª MUESTRA | LH.2M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| LH 3ª MUESTRA | LH.3M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| LH 4ª MUESTRA | LH.4M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| LH 5ª MUESTRA | LH.5M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| LIDOCAINA | LIDO | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| LINFOCITOS | LIN% | SANGRE | EDTA 5ml Tapón VIOLETA | HEMOGRAMA violeta | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| LINFOCITOS (VALOR ABS.) | LIN# | SANGRE | EDTA 5ml Tapón VIOLETA | HEMOGRAMA violeta | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| LIPASA | LIP | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|---|---------------|---------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------|--|
| LIPOCHIP | LIPOCHIP | SANGRE TOTAL (EDTA) | (*)Tubo CITRATO Tapón AZUL | Número pequeño | HOSPITAL | PROGENIKA | Requiere solicitud y cuestionario clínico específico de PROGENIKA cumplimentado por su médico.LAS EXTRACCIONES SOLO SE PUEDEN REALIZAR DE LUNES A MIERCOLES. Avisar a Preanalítica 48924 |
| LIPOPROTEINA (A) | LIP_A | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| LISINA | LLISIN | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Metabolismo | |
| LISINA | LISINA | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| LISINA | OLISIN | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| LISOZIMA | LISOZ | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| LISOZIMA EN LIQUIDO PLEURAL | LISOZP | PLEURAL | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | PLEURAL blanca | HOSPITAL | REFERENCE | |
| LISOZIMA EN ORINA | OLISOZ | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| LISTERIA MONOCYTOGENES IGG | LISTE | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| LITIO | LITIO | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| L-PUFA (ACIDOS GRASOS OMEGA3 OMEGA6 PERFIL) | L_PUFA | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| LUFORAN TEST PARA FSH | T.LUFO.FSH | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| LUFORAN TEST PARA LH | T.LUFO.LH | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| MACROAMILASA | MACRO_AMIL | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| MACROPROLACTINA | MACRO_PROL | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| MAGNESIO | MG | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| MAGNESIO EN 18 HORAS | OMG18 | Orina de 18 horas | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | Alícuota de la orina de 18 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| MAGNESIO EN 24 HORAS | OMG24 | ORINA 24 HORAS | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|---------------|--|
| MAGNESIO EN ORINA | OMG | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| MALONILCARNITINA (C3DC) | C3DC | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| MALONILCARNITINA C3DC EN SANGRE SECA | C3DCCARN_S | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| MANGANESO | MN | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| MÁXIMO PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE FENILALANINA | FASECA_MPV | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | HOSPITAL | Metabolismo | Prueba funcional. Requiere etiquetado de orden y tiempo de extracción |
| MDMA EN SALIVA | MDMA_SAL | Saliva | Conten/tubo plastico | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| MELATONINA | MELATO | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| MENINGOCOCO IGG | MENINGO | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| MERCURIO EN ORINA | OHG | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| MERCURIO EN SANGRE | HG | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| METADONA | OMETA | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | ORINA anaranjado | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | |
| METAMFETAMINA EN SALIVA | METAM_SAL | Saliva | Conten/tubo plastico | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| METANEFRINA PLASMÁTICA | METAN | Plasma EDTA congelado | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | REFERENCE | |
| METANEFRINA URINARIA | OMET | ORINA 24H ACIDA | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | ORINA ÁCIDA. Recoger añadiendo 10 ml de CIH al contenedor. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| METANEFRINAS EN ORINA PERFIL | METANEF | ORINA 24H ACIDA | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | ORINA ÁCIDA. Recoger añadiendo 10 ml de CIH al contenedor. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| METANEFRINAS URINARIAS TOTALES | OMETAN | ORINA 24H ACIDA | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | ORINA ÁCIDA. Recoger añadiendo 10 ml de CIH al contenedor. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| METANFETAMINAS | MAMP.U | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | ORINA anaranjado | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | |
| METANOL EN ORINA | OMETANOL | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| METANOL EN SANGRE TOTAL | METANOL | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|---|
| METFORMINA | METFOR | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| METHB- METAHEMOGLOBINA | FMETHB.U | SANGRE | Jeringa heparinizada | GASES blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| METIONINA | LMETIO | L.C.R. | Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Metabolismo | |
| METIONINA | METION | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| METIONINA | OMETIO | ORINA AISLADA | Tube 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| METIONINA EN SANGRE SECA | METIO_SS | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| METIONINA SULFO. | METION_S | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| METOPIRONA TEST PARA ACTH | T.MET.ACTH | PLASMA EDTA | Tube EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra .Indicar ACTH POST en el tubo de muestra tras estímulo. |
| METOPIRONA TEST PARA CORTISOL | T.METO.COR | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra .Indicar CORTISOL POST en el tubo de muestra tras estímulo. |
| METOTREXATE | METO | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | |
| METOTREXATE 10ª MUESTRA | METO10 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | Indicar el orden de muestra en el tubo |
| METOTREXATE 2ª MUESTRA TRAS INFUSIÓN | METO2 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | Indicar el orden de muestra en el tubo |
| METOTREXATE 3ª MUESTRA | METO3 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | Indicar el orden de muestra en el tubo |
| METOTREXATE 4ª MUESTRA | METO4 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | Indicar el orden de muestra en el tubo |
| METOTREXATE 5ª MUESTRA | METO5 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | Indicar el orden de muestra en el tubo |
| METOTREXATE 6ª MUESTRA | METO6 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | Indicar el orden de muestra en el tubo |
| METOTREXATE 7ª MUESTRA | METO7 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | Indicar el orden de muestra en el tubo |
| METOTREXATE 8ª MUESTRA | METO8 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | Indicar el orden de muestra en el tubo |
| METOTREXATE 9ª MUESTRA | METO9 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | Indicar el orden de muestra en el tubo |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|--|
| METOXI-TIRAMINA URINARIA | OMETOX | ORINA 24H ACIDA | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | ORINA ÁCIDA. Recoger añadiendo 10 ml de CIH al contenedor. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| MEXILETINA | MEXILE | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| MG CA/DL FILTRADO GLOMERULAR EN ORINA | OCAGLO | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| MICROALBUMINARIA DE 18 HORAS | MALB_18 | ORINA 18 HORAS | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| MICROALBUMINURIA | MALB | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| MICROALBUMINURIA 24 HORAS | MALB_24 | ORINA 24 HORAS | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| MICRODELECCIONES DEL CROMOSOMA Y | MSV03 | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| MIOGLOBINA | MIOG | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Proteina/marcadores | |
| MIOGLOBINA EN ORINA | OMIO | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | Proteina/marcadores | |
| MIRISTOLEIL CARNITINA C14:1 | C14_1 | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| MIRISTOLEIL CARNITINA C14:1 EN SANGRE SECA | C141CARN_S | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| MISTIROIL CARNITINA C14 | C14 | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| MISTIROIL CARNITINA C14 EN SANGRE SECA | C14CARN_SS | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| MLAC SCREEN | MLAS | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| MLPA EN REGIÓN PRADER WILLI/ANGELMAN | MSV05 | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| MOLIBDENO | MO | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| MOM AFP LÍQUIDO AMNIOTICO | MOMAFP | Líquido amniótico | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Metabolismo | |
| MOM BHCG LIBRE | MOMBET | Plasma Heparina | Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | Requiere volante especial de SCREENING JARA del embarazo. Tubo heparina litio con gel tapón verde |
| MOM DE AFP | M_AFP | Plasma Heparina | Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | Requiere volante especial de SCREENING JARA del embarazo. Tubo heparina litio con gel tapón verde |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|---|
| MOM PAPP-A | MOMPAP | Plasma Heparina | Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | Requiere volante especial de SCREENING JARA del embarazo. Tubo heparina litio con gel tapón verde |
| MOM TN | MOMNTD | Plasma Heparina | Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | Requiere volante especial de SCREENING JARA del embarazo. Tubo heparina litio con gel tapón verde |
| MONOACETILMORFINA EN SALIVA | MAMORF_SAL | Saliva | Conten/tubo plastico | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| MONOCITOS | MON% | SANGRE | EDTA 5ml Tapón VIOLETA | HEMOGRAMA violeta | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| MONOCITOS (VALOR ABS.) | MON# | SANGRE | EDTA 5ml Tapón VIOLETA | HEMOGRAMA violeta | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| MONOCLORAMINA EN AGUA DIÁLISIS | MONOCLORA | AGUA DIALISIS | Conten/tubo plastico | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| MONOSIALOTRANSFERRINA | MONOSIALO | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| MORFINA | MOP | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | ORINA anaranjado | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | |
| MORFINA EN SALIVA | MORFI_SAL | Saliva | Conten/tubo plastico | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| MPTT-LA | MPTL | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| MTHFR c677t | MH203 | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| MULTÍMEROS FACTOR VON WILLEBRAND | MULTI_FVW | PLASMA CITRATO CONGELADO | Tubo CITRATO Tapón AZUL | Cód. barras blanco | HOSPITAL | REFERENCE | Requiere informe de actividad y antígeno del factor Von Willebrand |
| MUTACIÓN GEN DPYD (TOXICIDAD 5-FLUORURACILO) | DPYD_MUTA | Sangre EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | Requiere autorización e informe clínico |
| MUTACIÓN DEL GEN TTR AMILOIDOSIS FAMILIAR | GEN_TTR | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | Requiere autorización e informe clínico. Antecedentes familiares. |
| MUTACIÓN GEN JACK 2 | MH109 | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| MUTACIONES DEL EXON 12 DEL GEN JAK2 | MH210 | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| MUTACIONES DEL GEN CALR | MH110 | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| MUTACIONES DEL GEN MPL | MH209 | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| MUTACIONES GEN ABL | MH108 | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|-----------------------|--|--------------------|------------------|------------------------|--|
| MUTACIONES RECURRENTE DEL GEN RET | MCA07 | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGG | MYCOG | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGM | MYCOM | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| N-ACETIL GLUCOSAMINIDASA EN ORINA | NAG | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| N-ACETILCISTEINA (TTL) | NAC | Sangre heparina | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | Cód. barras blanco | HOSPITAL | REFERENCE | Tubo de heparina verde sin gel |
| NEUROPEPTIDO Y PLASMÁTICO | NEUROPEPY | Plasma EDTA congelado | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | REFERENCE | |
| NEUTRÓFILOS | NEU% | SANGRE | EDTA 5ml Tapón VIOLETA | HEMOGRAMA violeta | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| NEUTRÓFILOS (VALOR ABS.) | NEU# | SANGRE | EDTA 5ml Tapón VIOLETA | HEMOGRAMA violeta | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| NIQUEL | NI | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| NITRITOS EN AGUA DE DIÁLISIS | NITRI_AGUA | AGUA DIALISIS | Conten/tubo plastico | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| NITRITOS TIRA DE ORINA | NITRI | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | ORINA anaranjado | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | |
| NITROGENO EN HECES | NITRO | HECES DE 24 HORAS | Cont.heces 24 H | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | Contenedor para heces de boca ancha |
| NIVELES DE AZATIOPRINA (6-MERCAPTOPURINA) EN SUERO | AZATIOPRIN | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| NIVELES DE VORICONAZOL | VORICO | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| NORADRENALINA PLASMÁTICA | NORADR | Plasma EDTA congelado | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | REFERENCE | |
| NORADRENALINA UR. /CREATININA | NA.CR | ORINA ACIDA aislada | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | HOSPITAL | Hormonas | Niños con dificultad para recoger orina de 24 h. La muestra de orina se acidificará en el lab de Hormonas |
| NORADRENALINA URINARIA | ONORAD | ORINA 24H ACIDA | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | ORINA ÁCIDA. Recoger añadiendo 10 ml de CIH al contenedor. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| NORCLOBAZAM | NORCLOBA | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| NORMETANEFRINA PLASMÁTICA | NORMETA | Plasma EDTA congelado | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | REFERENCE | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|---|---------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|--|
| NORMETANEFRINA URINARIA | ONORME | ORINA 24H ACIDA | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | ORINA ÁCIDA. Recoger añadiendo 10 ml de CIH al contenedor. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| NSE- ENOLASA ESPECIFICA NEURONAL | NSE | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| NT-PROBNP | NT_PROBNP | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| NUCLEOTIDASA | NUCLET | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| NUVACTHEN TEST PARA ANDROSTENDIONA | T.NUVA_AND | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| NUVACTHEN TEST PARA CORTISOL | T.NUVA.COR | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| NUVACTHEN TEST PARA DHEAS | T.NUVA_DHE | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| NUVACTHEN TEST PARA 17-OH PROGESTERONA | T.NUVA.17 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| O2CAP-CAPACIDAD OXIGENACIÓN HB | O2CAP.U | SANGRE | Jeringa heparinizada | GASES blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| O2CT- CONCENTRACIÓN O2 TOTAL | CTO2.U | SANGRE | Jeringa heparinizada | GASES blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| O2HB- OXIHEMOGLOBINA | FO2HB.U | SANGRE | Jeringa heparinizada | GASES blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| OCTADECANOIL CARNITINA C18 | C18 | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| OCTADECANOIL CARNITINA C18 EN SANGRE SECA | C18CARN_SS | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| OCTANOIL CARNITINA C8 | C8 | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| OCTANOIL CARNITINA C8 EN SANGRE SECA | C8CARN_SS | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| OLANZAPINA | OLANZ | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| OLIGOSACARIDOS (IBC) | OLIGOS | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | IBC(EXCLUSIVO PEDIATRIA) | Requiere autorización e informe clínico |
| OLIGOSACÁRIDOS EN ORINA | OLIGO | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| OPIACEOS | OOPIA | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | ORINA anaranjado | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | |
| ORNITINA | LORNIT | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Metabolismo | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|----------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|--|
| ORNITINA | ORNIT | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ORNITINA | OORNIT | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| ORNITINA EN SANGRE SECA | ORNIT_SS | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| ORO EN SUERO | AU_SUERO | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| OSMOLAL GAP ORINA | OGAPOR.U | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | ORINA anaranjado | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| OSMOLAL GAP SUERO | OGAPSU.U | SUERO/plasma heparina | Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro | SUERO blanca (urgencias) | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| OSMOLALIDAD CALCULADA EN ORINA | OSCALO.U | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | ORINA anaranjado | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| OSMOLALIDAD CALCULADA EN SUERO | OSCAL.S.U | SUERO | Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro | SUERO blanca (urgencias) | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| OSMOLALIDAD EN HECES | OSM_HECES | HECES | Conten.Heces 100ml | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| OSMOLALIDAD EN ORINA | OSMORI.U | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | ORINA anaranjado | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| OSMOLALIDAD EN SUERO | OSMSUE.U | SUERO | Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro | SUERO blanca (urgencias) | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| OSTEOCALCINA | OSTEOC | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| OTOFERLINA | MSO05 | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| OTRAS VARIANTES DE HEMOGLOBINA % | VARHB% | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | Otra muestra admitida: sangre seca sobre papel |
| OTROS FENOTIPAJES | FENOTIPAJE | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | SUBPOBLACIONES rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| OXCARBAZEPINA | OXCARB | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| P50 | P50.U | SANGRE | Jeringa heparinizada | GASES blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| PACIENTE (TP) | TPS | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| PACIENTE (TP) | TPS.S | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|--|
| PACIENTE (TR) | TRS | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| PACIENTE (TT) | TTS | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| PACIENTE (TTPA) | TTPS | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| PALMITOIL CARNITINA C16 | C16 | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| PALMITOIL CARNITINA C16 EN SANGRE SECA | C16CARN_SS | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| PALMITOLEIL CARNITINA C16:1 | C16_1 | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| PALMITOLEIL CARNITINA C16:1 EN SANGRE SECA | C161CARN_S | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| PAPP-A | PAPP_A | Plasma Heparina | Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | Requiere volante especial de SCREENING JARA del embarazo. Tubo heparina lito con gel tapón verde |
| PARACETAMOL EN ORINA | APAP.U | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | ORINA anaranjado | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | |
| PARACETAMOL URGENTE | PARAC.U | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| PAROTIDITIS IGG | PAROG | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PAROTIDITIS IGM | PAROM | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PARVOVIRUS B19 IGG | PARVOG | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PARVOVIRUS B19 IGM | PARVOM | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PCO2 | PCO2.U | SANGRE | Jeringa heparinizada | GASES blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| PCR VIRUS HERPES TIPO 6 | PCRH6 | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PCR ADENOVIRUS EN LCR | PCRA.LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PCR BARTONELLA | PCRBAR | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PCR BORRELIA EN LCR | PCRB.LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|
| PCR CITOMEGALOVIRUS | PCRCMV | Plasma EDTA | (*)2 Tubos EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | Requiere 2 tubos de EDTA tapón ROSA |
| PCR CITOMEGALOVIRUS EN LCR | PCRCMV.LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PCR COXIELLA | PCRCOX | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PCR COXIELLA BURNETTI EN LCR | PCRC.LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PCR DENGUE | PCRDENGUE | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PCR ENTAMOEBIA HISTOLYTICA | PCRENHIS | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PCR ENTEROVIRUS EN LCR | PCRE.LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PCR FLAVIVIRUS EN LCR | PCRFLA.LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PCR HISTOPLASMA CAPSULATUM | PCRHIST | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PCR LEISHMANIA | PCRLEIS | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PCR LEPTOSPIRA | PCRLEPTO | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PCR PARVOVIRUS B19 | PCRPAR | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PCR PLASMODIUM | PCRPLASM | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PCR TOXOPLASMA | PCRTOXO | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PCR TOXOPLASMA EN LCR | PCRT.LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PCR TREPONEMA | PCRTREPO | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PCR TROPHERYMA WHIPPLEI | PCRTR | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PCR TROPHERYMA WHIPPLEI EN LCR | PCRTR.LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------|
| PCR ULTRASENSIBLE | PCRULT | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Proteína/marcadores | |
| PCR VIRUS BK | PCRBK | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PCR VIRUS BK EN LCR | PCRBK.LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PCR VIRUS BK EN SANGRE TOTAL | PCRBK.SAN | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PCR VIRUS CHIKUNGUNYA | PCRCHIKU | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PCR VIRUS EPSTEIN BARR | PCREBV | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PCR VIRUS EPSTEIN BARR EN LCR | PCREBV.LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PCR VIRUS HERPES SIMPLE | PCRHS | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PCR VIRUS HERPES SIMPLE EN LCR | PCRHS.LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PCR VIRUS HERPES SIMPLE TIPO 1 EN LCR | PCRVHS1 | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PCR VIRUS HERPES TIPO 6 EN LCR | PCRH6.LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PCR VIRUS HERPES TIPO 7 | PCRH7 | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PCR VIRUS HERPES TIPO 7 EN LCR | PCRH7.LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PCR VIRUS HERPES TIPO 8 | PCRH8 | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PCR VIRUS HERPES TIPO 8 EN LCR | PCRH8.LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PCR VIRUS JC | PCRVIRUSJC | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PCR VIRUS JC | PCRJC | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|---|
| PCR VIRUS JC EN LCR | PCRJC.LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PCR VIRUS JC EN SANGRE TOTAL | PCRJC.SAN | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PCR VIRUS RUBEOLA | PCRRUB | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PCR VIRUS SARAMPION | PCRSAR | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PCR VIRUS SV-40 EN LCR | PCRSV.LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PCR VIRUS SV-40 EN ORINA | PCRSV | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | ORINA anaranjado | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PCR VIRUS SV-40 EN SANGRE TOTAL | PCRSV.SAN | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PCR VIRUS VARICELA ZOSTER | PCRVZ | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PCR VIRUS VARICELA ZOSTER EN LCR | PCRVZ.LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PEPSINOGENO | PEPSIN | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| PEPTIDO BETA 2 AMILOIDE (1-42) EN LCR | B2AMIL_LCR | LCR CONGELADO | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | Cód. barras blanco | HOSPITAL | REFERENCE | |
| PEPTIDO C | PEPC | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | |
| PÉPTIDO C 2ª MUESTRA | PEPC.2M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| PÉPTIDO C 3ª MUESTRA | PEPC.3M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| PÉPTIDO C 4ª MUESTRA | PEPC.4M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| PÉPTIDO C 5ª MUESTRA | PEPC.5M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| PÉPTIDO C 6ª MUESTRA | PEPC.6M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| PÉPTIDO C 7ª MUESTRA | PEPC.7M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| PEPTIDO C EN ORINA | OPEPC | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------|--|--------------------|------------------|---------------|---|
| PEPTIDO INTESTINAL VASOACTIVO (VIP) | VIP | Plasma EDTA congelado | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | REFERENCE | |
| PERFIL CARDIACO BIOQUIMICA | CARDIACO | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| PERFIL GENERAL BIOQUIMICA | GENERAL | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| PERFIL HEPÁTICO BIOQUIMICA | HEPATICO | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| PERFIL PREOPERATORIO BIOQUIMICA | PREOPERA | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| PERFIL RENAL BIOQUIMICA | RENAL | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| PERFIL UCI BIOQUIMICA | UCI | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| PH | PHG.U | SANGRE | Jeringa heparinizada | GASES blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| PH TIRA DE ORINA | PH | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | ORINA anaranjado | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | |
| PH HECES | PHHECES | HECES DE 24 HORAS | Cont.heces 24 H | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | Contenedor para heces de boca ancha |
| PH LIQUIDO PLEURAL | PHPLE.U | PLEURAL | Jeringa heparinizada | Número pequeño | HOSPITAL | Lab.Urgencias | Requiere toma de muestras en condiciones anaeróbicas (jeringa gasometría) |
| PIRUVATO | PIRUV.U | Plasma Heparina | Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | Tubo heparina litio con gel tapón verde |
| PIRUVATO KINASA ERITROCITARIA | PKE | Sangre heparina | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | Cód. barras blanco | HOSPITAL | REFERENCE | Tubo de heparina verde sin gel |
| PLAQUETAS | PLT | SANGRE | EDTA 5ml Tapón VIOLETA | HEMOGRAMA violeta | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| PLASMINÓGENO (CROMOGÉNICO) | PLG | SANGRE | (*) 2 Tubos CITRATO Tapón AZUL | Número pequeño | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | Se requieren 2 tubos de CITRATO AZUL |
| PLASMODIUM FALCIPARUM | PLASMO | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PLOMO | PB | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| PLOMO EN ORINA DE 24 HORAS | OPB24 | ORINA 24 HORAS | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| PLOMO ORINA | OPB | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|---------------------|--|--------------------|------------------|----------------------|---|
| PNEUMOCOCO IGG | NEUMO | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PO2 | PO2.U | SANGRE | Jeringa heparinizada | GASES blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| POLIMORFISMO Q80K | GENQ80K | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | MAJADAHONDA | Envío de LUNES a JUEVES. |
| POLIOVIRUS ANTICUERPOS IGG | POLIOG | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| POLIPEPTIDO PANCREATICO | POLIPEP | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| PORFIRINAS en ORINA (PERFIL) | PORFI | ORINA 24 HORAS | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | Orina de 24 horas protegida de la luz. La muestra de orina debe protegerse de la luz con papel aluminio. Indicar diuresis |
| PORFIRINAS URINARIAS TOTALES | OPORF | ORINA 24 HORAS | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | Orina de 24 horas protegida de la luz. La muestra de orina debe protegerse de la luz con papel aluminio. Indicar diuresis |
| PORFOBILINOGENO (PBG) | PORFO | ORINA 24 HORAS | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| PORFOBILINÓGENO DESAMINASA EN SANGRE TOTAL | PBG_DES | Sangre heparina | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | Cód. barras blanco | HOSPITAL | REFERENCE | Tubo de heparina verde sin gel |
| POTASIO | K | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| POTASIO PERITONEAL DIALISIS | PK.U | PER DIALIS | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| POTASIO (GASOMETRÍA) | K_G.U | SANGRE | Jeringa heparinizada | GASES blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| POTASIO EN 18 HORAS | OK18 | Orina de 18 horas | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | Alícuota de la orina de 18 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| POTASIO EN 24 HORAS | OK24 | ORINA 24 HORAS | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| POTASIO EN HECES | K_HECES | HECES | Conten.Heces 100ml | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| POTASIO EN ORINA | OK | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| POTASIO LÍQUIDO BIOLÓGICO | KBIO.U | L.Biológico | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | BIOLOGICO blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| PREALBUMINA EN SANGRE | PREALB | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Proteina/marcado res | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|---|
| PRECIPITINAS SUERO DE CANARIO | PRECAN | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| PRECIPITINAS SUERO DE GALLINA | PREGAL | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| PRECIPITINAS SUERO DE PALOMA | PREPAL | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| PRECIPITINAS ASPERGILLUS TERREUS | PREASP_TER | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| PRECIPITINAS SUERO DE PERIQUITO | PREPER | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| PRECIPITINAS THERMOACTYNO MYCES | PRETHE | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| PRECIPITINAS A EXCREMENTO DE PERIQUITO | PREPER_EXC | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| PRECIPITINAS A EXCREMENTO DE CANARIO | PRECAN_EXC | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| PRECIPITINAS A EXCREMENTO DE PALOMA | PREPAL_EXC | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| PRECIPITINAS A PENICILLIUM FREQUENTENS | PREPEF | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| PRECIPITINAS A PLUMAS DE PERIQUITO | PREPER_PLU | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| PRECIPITINAS ASPERGILLUS FUMIGATUS | PREASP_FUM | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| PRECIPITINAS MICROPOLYSPORA FAENI | PREMIC | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| PRECIPITINAS PENICILLIUM NOTATUM | PREPEN | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| PRECIPITINAS PLUMAS DE CANARIO | PRECAN_PLU | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| PRECIPITINAS PLUMAS DE PALOMA | PREPAL_PLU | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| PRIMIDONA | PRIMI | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| PROCALCITONINA | PCT | Plasma Heparina | Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | Tubo heparina litio con gel tapón verde. También se admite tubo SUERO ROJO. |
| PRODUCTOS DEGRADACIÓN FIBRINA | PDF | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| PROGESTERONA | PROG | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|---|
| PROINSULINA BASAL | PROINS | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | REFERENCE | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| PROINSULINA 3ª MUESTRA | PROINS.3M | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | REFERENCE | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| PROINSULINA EN 2ª MUESTRA | PROINS.2M | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | REFERENCE | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| PROINSULINA EN 4ª MUESTRA | PROINS.4M | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | REFERENCE | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| PROINSULINA EN 5ª MUESTRA | PROINS.5M | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | REFERENCE | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| PROINSULINA EN 6ª MUESTRA | PROINS.6M | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | REFERENCE | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| PROLACTINA | PROL | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | |
| PROLACTINA 2ª MUESTRA | PROL.2M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| PROLACTINA 3ª MUESTRA | PROL.3M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| PROLINA | LPROL | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Metabolismo | |
| PROLINA | PROLIN | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| PROLINA | OPROL | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| PROLINA EN SANGRE SECA | PROLIN_SS | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| PROPÉPTIDO AMINOTERMINAL DEL COLÁGENO TIPO I (P1NP) | PROP_PROCO | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| PROPIONIL CARNITINA C3 | C3CAR | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| PROPIONIL CARNITINA C3 EN SANGRE SECA | C3CARN_SS | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| PROSTAGLANDINA E2 EN ORINA | OPGE2 | ORINA (congelada) | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| PROTEINA 14-3-3 PRIONICA LCR | PRION_LCR | LCR CONGELADO | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | Cód. barras blanco | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PROTEINA PERITONEAL DIALISIS | PPROT.U | PER DIALIS | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|--|
| PROTEINA TOTAL LIQUIDO PLEURAL | PTPLE.U | PLEURAL | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | PLEURAL blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| PROTEINA 14-3-3 PRIONICA SANGRE | PRION_SAN | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| PROTEINA AMILOIDE A | AMILOIDE | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| PROTEINA C | PC | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| PROTEINA C COAGULATIVA | PCCO | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| PROTEINA C COAGULATIVA | PCIC | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| PROTEÍNA C CROMOGENICA | PCC | SANGRE | (*)3Tubos CITRATO Tapón AZUL | Número pequeño | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | Se requieren 3 tubos de CITRATO AZUL |
| PROTEINA C REACTIVA | PCR | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| PROTEINA C REACTIVA LÍQUIDO BIOLÓGICO | PCRBIO | L.Biológico | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | BIOLOGICO blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| PROTEINA FIJADORA DE RETINOL | PFRET | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Proteina/marcados res | |
| PROTEINA RELACIONADA PTH | PTHR | Plasma EDTA congelado | (*)EDTA tubo especial APROTININA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | REFERENCE | Requiere tubo especial de EDTA con APROTININA. Pedir en PREANALITICA 48924 |
| PROTEINA S | PS | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| PROTEINA S (COAGULIMÉTRICA) | PSCO | SANGRE | (*)3Tubos CITRATO Tapón AZUL | Número pequeño | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | Se requieren 3 tubos de CITRATO AZUL |
| PROTEINA S LIBRE | PSL | SANGRE | (*)3Tubos CITRATO Tapón AZUL | Número pequeño | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | Se requieren 3 tubos de CITRATO AZUL |
| PROTEINA S-100 | S100 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| PROTEÍNA SEPTINA 9 METILADA PLASMÁTICA | SEPTINA9 | Plasma EDTA congelado | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | REFERENCE | |
| PROTEINA TAU FOSFORILADA EN LCR | TAUP_LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | REFERENCE | |
| PROTEINA TAU TOTAL EN LCR | TAU_LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | REFERENCE | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|---|---------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|---|
| PROTEINA TOTAL (ASC) | PTASC.U | ASCITICO | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | ASCITICO blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| PROTEINA TOTAL (LCR) | PTLCR.U | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| PROTEINA TOTAL (SINOV) | PTSIN.U | SINOVIAL | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | SINOVIAL blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| PROTEINA TOTAL LÍQUIDO BIOLÓGICO | PTBIO.U | L.Biológico | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | BIOLOGICO blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| PROTEINAS TIRA DE ORINA | PROTE | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | ORINA anaranjado | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | |
| PROTEINAS TOTALES | PROT | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| PROTEINOGRAMA EN LCR | PROT_LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Proteina/marcadores | |
| PROTEINOGRAMA EN ORINA (perfil) | OPTG | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | Proteina/marcadores | |
| PROTEINOGRAMA EN SUERO (PERFIL) | PTG | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Proteina/marcadores | |
| PROTEINURIA | OPRO | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| PROTEINURIA EN 18 HORAS | OPRO18 | Orina de 18 horas | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | Alícuota de la orina de 18 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| PROTEINURIA EN 24 HORAS | OPRO24 | ORINA 24 HORAS | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| PROTOPORFIRINAS EN SANGRE TOTAL | PROTOPOR | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| PRUEBA DE LA TINTA CHINA | TINTA.U | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| PRUEBA DEL ETANOL | TETN | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| PRUEBA EN ORINA PARA LAB.EXTERNO REFERENCE | EXT_ORINA | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| PRUEBA EN SUERO PARA LAB. EXTERNO REFERENCE | EXT_SUERO | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| PRUEBA FUNCIONAL PARA PROINSULINA (PERFIL) | PFUN.PROIN | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|----------------------------------|---------------|-------------------|--|--------------------|------------------|-------------------|--|
| PSA LIBRE | PSAL | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| PSA TOTAL | PSA | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| PSEUDOCOLINESTERASA | CHE | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| PTERINAS EN ORINA (SJDD) | PTERINAS | ORINA (congelada) | (*) 4 Tubos 10 ml ORINA | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | H.SAN JOAN DE DEU | Requiere autorización e informe clínico. 30 ml mínimo (3-4 tubos muestra) |
| PTH | PTH | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | HOSPITAL | Hormonas | Extracción en HIC/HPS para separación inmediata del suero |
| PTH INTRAOPERATORIA BASAL | PTHI_B.U | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Indicar PTH BASAL en el tubo |
| PTH INTRAOPERATORIA POST | PTHI_P.U | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Indicar PTH POST en el tubo |
| PTT-LA | PTTL | SANGRE | (*)3Tubos CITRATO Tapón AZUL | Número pequeño | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | Se requieren 3 tubos de CITRATO AZUL |
| QUANTIFERON TB EN SANGRE TOTAL | QUANTIFER | PLASMA ESPECIAL | (*) 3 Tubos especiales de QUANTIFERON TB GOLD | Número pequeño | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | Requiere 3 tubos de extracción especiales. Solicitar en PREANALITICA (48924) |
| QUETIAPINA | QUETI | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| QUILOMICRONES EN LÍQUIDO PLEURAL | QUILO_P | PLEURAL | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | PLEURAL blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| QUILOMICRONES EN SUERO | QUILO_S | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| QUIMOTRIPSINA | QTRIPS | HECES | Conten.Heces 100ml | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| RAPAMICINA | RAPA | Sangre EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | Bioq.especial | |
| RATIO (TR) | TRR | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| RATIO (TT) | TTR | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| RATIO (TTPA) | TTPR | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| RATIO LACS / LACC | RLAC | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| RDW | RDW | SANGRE | EDTA 5ml Tapón VIOLETA | HEMOGRAMA violeta | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|------------------------------|---------------|---------------|--|------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|
| RECuento de ADDIS (PERFIL) | REC_ADDIS | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | ORINA anaranjado | HOSPITAL | Lab.Urgencias | Requiere orina recién emitida |
| REGION 11q22.3 ATM | FSH08 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| REGION 13q14 | FSH11 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| REGION 13q14 RB1 | FSH12 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| REGION 17p13.1 p53 | FSH17 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| REGION 1p32/1q21 | FSH37 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| REGIÓN 20q12 | FSH19 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| REGIÓN 21q22 | FSV12 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| REGIÓN 4q12 PDGFRA | FSH29 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| REGIÓN 5q31 | FSH02 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| REGIÓN 5q33 PDGFRB | FSH25 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| REGIÓN 6q23 MYB | FSH23 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| REGION 7q22-35 | FSH33 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| REGIÓN 7q31 | FSH03 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|----------------|--|------------------|------------------|------------------------|--|
| REGION 9p21-CDKN2A | FSH34 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| REGIÓN CENTROMÉRICA 12p11-q11 | FSH21 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| REGIÓN CENTROMÉRICA 8p11-q11 | FSH20 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| REGIÓN CENTROMÉRICA CROMOSOMA 18 | FSV11 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| REIBERGRAMA | REIBER | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Proteina/marcadores | |
| RELACIÓN CALCIO/ CREATININA | OCAOCRE | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| RELACIÓN CALCIO/CREATININA EN ORINA DE 24 HORAS. | CA.CRE | ORINA 24 HORAS | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| RELACIÓN KAPPA LIBRE/ LAMBDA LIBRE EN SUERO | KAL.LAL | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Proteina/marcadores | |
| RELACION KAPPA/LAMBDA | KA.LA | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Proteina/marcadores | |
| RELACION KAPPA/LAMBDA ORINA | OKA.LA | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | Proteina/marcadores | |
| RELACION LACTICO/PIRUVICO LCR | L_P_LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| RENINA PLASMATICA 2ª MUESTRA | RENINA.2M | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| RENINA PLASMATICA 3ª MUESTRA | RENINA.3M | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| RENINA POST ESTIMULO | RENPOS | Plasma EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar POST en el tubo . |
| REORDENAMIENTO BCL2 18q21 | FSH24 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| REORDENAMIENTO BCL6 3q27 | FSH01 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|---------------------|--|---------------------|------------------|------------------------|--|
| REORDENAMIENTO E2A 19p13 | FSH22 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| REORDENAMIENTO ETV6 12p13 | FSH28 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| REORDENAMIENTO GEN MALT1 EN 18q21 | FSH18 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| REORDENAMIENTO IgH (B) | RB | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | SUBPOBLACIONES rosa | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| REORDENAMIENTO IGH 14q32 | FSH14 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| REORDENAMIENTO MLL 11q23 | FSH09 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| REORDENAMIENTO MYC | FSH27 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| REORDENAMIENTO RARA 17q21 | FSH26 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| REORDENAMIENTO TCR (T) | RT | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | SUBPOBLACIONES rosa | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| REORDENAMIENTOS PAX5 | FSH39 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| RESISTENCIA GLOBULAR OSMÓTICA (HIPORRESISTENCIA) | RGO_HIPO | SANGRE TOTAL (EDTA) | (*2 Tubos EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | REFERENCE | Requiere 2 tubos de EDTA y otros 2 tubos EDTA sangre control de otro paciente. Envío inmediato |
| RESISTENCIA A LA PROT. C ACTIV.V | RPCV | SANGRE | (*3Tubos CITRATO Tapón AZUL | Número pequeño | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | Se requieren 3 tubos de CITRATO AZUL |
| RESISTENCIA ANTIVIRALES VHB | RESIS_VHB | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| RESISTENCIA GLOBULAR OSMÓTICA | RGO | SANGRE | EDTA 5ml Tapón VIOLETA | HEMOGRAMA violeta | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| RESISTENCIA GLOBULAR OSMÓTICA (HIPERRESISTENCIA) | RGO_HIPER | SANGRE TOTAL (EDTA) | (*2 Tubos EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | REFERENCE | Requiere 2 tubos de EDTA y otros 2 tubos EDTA sangre control de otro paciente. Envío inmediato |
| RESISTENCIA GLOBULAR OSMÓTICA (PERFIL) | RGO | SANGRE TOTAL (EDTA) | (*2 Tubos EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | REFERENCE | Requiere 2 tubos de EDTA y otros 2 tubos EDTA sangre control de otro paciente. Envío inmediato |
| RETICULOCITOS | RETI | SANGRE | EDTA 5ml Tapón VIOLETA | HEMOGRAMA violeta | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|---|
| RETICULOCITOS (VALOR ABS.) | RET# | SANGRE | EDTA 5ml Tapón VIOLETA | HEMOGRAMA violeta | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| RH | RH | SANGRE | EDTA 10ml BANCO Tapón violeta | Número pequeño | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| RHB- HEMOGLOBINA REDUCIDA | FHHB.U | SANGRE | Jeringa heparinizada | GASES blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| RICKETTSIA CONNORI IGG | RCONG | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| RICKETTSIA CONNORI IGM | RCONM | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| RICKETTSIA TYPHI IGG | RTYPG | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| RICKETTSIA TYPHI IGM | RTYPM | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| RIESGO DEFECTOS TUBO NEURAL | R_DTN | Plasma Heparina | Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | Requiere volante especial de SCREENING JARA del embarazo. Tubo heparina litio con gel tapón verde |
| RIESGO GLOBAL TRAS SREENING COMBINADO. | R_TRAS | Plasma Heparina | Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | Requiere volante especial de SCREENING JARA del embarazo. Tubo heparina litio con gel tapón verde |
| RIESGO SEGÚN EDAD PARA TRISOMÍA 21 | RIES_E | Plasma Heparina | Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | Requiere volante especial de SCREENING JARA del embarazo. Tubo heparina litio con gel tapón verde |
| RIESGO TRISOMÍA 21 TRAS ESTUDIO COMBINADO. | RIES21 | Plasma Heparina | Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | Requiere volante especial de SCREENING JARA del embarazo. Tubo heparina litio con gel tapón verde |
| RIESGO TRISOMIA 13 | RIES13 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| RIESGO TRISOMÍA 18 TRAS ESTUDIO COMBINADO | RIES18 | Plasma Heparina | Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | Requiere volante especial de SCREENING JARA del embarazo. Tubo heparina litio con gel tapón verde |
| RISPERIDONA | RISPER | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| RISPERIDONA TOTAL | RISPRTOT | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| RNA DEL VIRUS DE LA HEPATITIS E | RNAVHE | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| RNA HCV (HEPATITIS C) EN LAVADO SEMINAL | HCV_SEMEN | Lavado seminal | Contenedor esteril boca ancha 100ml | Cód. barras blanco | CERHA | REFERENCE | Solicitud exclusiva para ATENCIÓN ESPECIALIZADA. Requiere CITA PREVIA en CERHA |
| RNA VIRUS HEPATITIS DELTA | RNAVHD | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|------------|
| ROJOS NUCLEADOS (%) | NRB% | SANGRE | EDTA 5ml Tapón VIOLETA | HEMOGRAMA violeta | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| ROJOS NUCLEADOS (VALOR ABS.) | NRB# | SANGRE | EDTA 5ml Tapón VIOLETA | HEMOGRAMA violeta | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| ROSA DE BENGALA | ROSA | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| ROSA DE BENGALA EN LCR | ROSA.LCR | L.C.R. | Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| RUBEOLA IGG | RUBEG | SUERO | Tube suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| RUBEOLA IGM | RUBE_M | SUERO | Tube suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| RUBEOLA IGM | RUBEM | SUERO | Tube suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| SALMONELLA TYPHI H | SALMH | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| SALMONELLA TYPHI O | SALMO | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| SARAMPION IGG | SARAMG | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| SARAMPIÓN IGG EN LCR | SARAMG.LCR | L.C.R. | Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| SARAMPION IGM | SARAMM | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| SARCOSINA | LSARCO | L.C.R. | Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Metabolismo | |
| SARCOSINA | SARCOS | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| SARCOSINA | OSARCO | ORINA AISLADA | Tube 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| SATURACIÓN DE TRANSFERRINA | SATTRF | SUERO | Tube suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| SBC- BICARBONATO ESTÁNDAR | SBC.U | SANGRE | Jeringa heparinizada | GASES blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| SBE- EXCESO DE BASE ESTÁNDAR | SBEC.U | SANGRE | Jeringa heparinizada | GASES blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| SCC ANTÍGENO CARCINOMA CÉLULAS ESCAMOSAS | SCC | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|---|---------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------|--|
| SCREENING 1ER TRIMESTRE EMBARAZO (PERFIL) | SC1TRIM | Plasma Heparina | Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | Requiere volante especial de SCREENING JARA del embarazo. Tubo heparina litio con gel tapón verde |
| SCREENING 2DO TRIMESTRE EMBARAZO (PERFIL) | SC2TRIM | Plasma Heparina | Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | Requiere volante especial de SCREENING JARA del embarazo. Tubo heparina litio con gel tapón verde |
| SCREENING GLICOSAMINOGLICANOS | BERRY | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | ORINA anaranjado | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| SECRECIÓN DE PROLACTINA TEST | T.SECR.PRO | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| SECUENCIACIÓN GEN CD46 (MCP), SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO | GEN_MCP | Sangre EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | Requiere autorización e informe clínico |
| SEDIMENTO DE ORINA | SEDIM | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | ORINA anaranjado | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | |
| SELENIO | SE | SUERO | Tubo suero Tapón AZUL oscuro | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | Requiere tubo especial con silicona Trace tapón AZUL oscuro |
| SELENIO EN ORINA | OSE | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| SEMINOGRAMA ESTUDIO ESTERILIDAD (perfil) | SEM__EST | SEMEN | Contenedor esteril boca ancha 100ml | Cód. barras blanco | CERHA | Andrología | Solicitud exclusiva para ATENCIÓN ESPECIALIZADA. Requiere CITA PREVIA en CERHA |
| SEMINOGRAMA POST-VASECTOMIA (perfil) | SEM_POSTV | SEMEN | Contenedor esteril boca ancha 100ml | Cód. barras blanco | CERHA | Andrología | Solicitud exclusiva para ATENCIÓN ESPECIALIZADA. Requiere CITA PREVIA en CERHA |
| SERINA | LSERIN | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Metabolismo | |
| SERINA | SERINA | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| SERINA | OSERIN | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| SERINA EN SANGRE SECA | SERIN_SS | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| SEROTONINA EN ORINA | OSEROTO | ORINA 24H ACIDA | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | ORINA ÁCIDA. Recoger añadiendo 10 ml de CIH al contenedor. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| SEROTONINA SERICA | SEROTO | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| SIALOTRANSFERRINA | ASIALO | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| SIALOTRANSFERRINA GLICOPROT. DEF. EN CARBOHIDRATOS (DCG) | CDG | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | IBC (EXCLUSIVO PEDIATRIA) | Requiere autorización e informe clínico |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--------------------------------------|---------------|---------------------|--|--------------------|------------------|------------------------|--------------------------------------|
| SIALOTRANSFERRINA ISOFORMAS (PERFIL) | SIALO | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| SIFILIS ACS TOTALES | SIFIGM | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| SÍFILIS IGG EN LCR | SIFIG.LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| SIFILIS IGM | SIFIM | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| SÍFILIS IGM EN LCR | SIFIM.LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| SÍLICA CLOTTING TIME (FÓRMULA) | SCT | SANGRE | (*)3Tubos CITRATO Tapón AZUL | Número pequeño | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | Se requieren 3 tubos de CITRATO AZUL |
| SÍLICA CLOTTING TIME CONFIRM | SCTC | SANGRE | (*)3Tubos CITRATO Tapón AZUL | Número pequeño | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | Se requieren 3 tubos de CITRATO AZUL |
| SÍLICA CLOTTING TIME SCREEN | SCTS | SANGRE | (*)3Tubos CITRATO Tapón AZUL | Número pequeño | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | Se requieren 3 tubos de CITRATO AZUL |
| SÍLICE EN AGUA | SILICE | AGUA DIALISIS | Conten/tubo plastico | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| SÍNDROME DE ÁNGELMAN | FSV02 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| SINDROME DE CRI DU CHAT | FSV05 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| SÍNDROME DE LI-FRAUMENI (GEN p53) | MCA09 | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| SÍNDROME DE MILLER-DIEKER | FSV06 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| SÍNDROME DE SMITH-MAGENIS | FSV08 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| SINDROME DE WILLIAMS | FSV04 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| SÍNDROME DE WOLF-HIRSCHHORN | FSV07 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|------------------------------------|---------------|-------------------|--|--------------------|------------------|------------------------|---|
| SÍNDROME DIGEORGE/VELOCARDIOFACIAL | FSV03 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| SÍNDROME PRADER WILLI/ANGELMAN | FSV01 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| SINTROM CONTROL | TP | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| SIROLIMUS (RAPAMICINA) | SIRO | Sangre EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | REFERENCE | |
| SISTEMATICO DE ORINA/TIRA (PERFIL) | TIRA | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | ORINA anaranjado | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | |
| SITOSTEROL | E_SITOSTER | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| SO2- SATURACIÓN DE OXÍGENO | SO2.U | SANGRE | Jeringa heparinizada | GASES blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| SODIO | NA | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| SODIO PERITONEAL DIALISIS | PNA.U | PER DIALIS | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| SODIO (GASOMETRÍA) | NA_G.U | SANGRE | Jeringa heparinizada | GASES blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| SODIO EN 18 HORAS | ONA18 | Orina de 18 horas | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | Alícuota de la orina de 18 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| SODIO EN 24 HORAS | ONA24 | ORINA 24 HORAS | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| SODIO EN HECES | NA_HECES | HECES | Conten.Heces 100ml | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| SODIO EN ORINA | ONA | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| SODIO LCR | NALCR.U | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| SODIO LÍQUIDO BIOLÓGICO | NABIO.U | L.Biológico | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | BIOLOGICO blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| SOMATOMEDINA C (IGF-1) | IGF_1 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | |
| SOMATOSTATINA | SOMATO | Plasma EDTA | (*)EDTA tubo especial APROTININA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | REFERENCE | Requiere tubo especial de EDTA con APROTININA. Pedir en PREANALITICA 48924 |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|---------------------|--|---------------------|------------------|------------------------|---|
| SORDERAS DE ORIGEN MITOCONDRIAL | MSO03 | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| SORDERAS LIGADAS A X | MSO04 | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| SUBCLASES IGA (IGA1 / IGA2) | IGA_SUB | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| SUBPOBLACIONES LINFOCITARIAS EN L.C.R. | SUBPOLCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | Cód. barras blanco | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| SUBPOBLACIONES LINFOCITARIAS T / B /NK | SLINFOTBNK | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | SUBPOBLACIONES rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| SUBPOBLACIONES LINFOCITARIAS T4 / T8 | SLINFOT | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | SUBPOBLACIONES rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| SUBUNIDAD ALFA LIBRE | SUBALF | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| SUCCINILACETONA | A_SUCC | ORINA (congelada) | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis |
| SUCCINILACETONA EN SANGRE SECA | SUCC_SS | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| SUCCINILACETONA ORINA SECA | SUCC_OS | ORINA SECA | PAPEL CON ORINA seca | Número pequeño | HOSPITAL | Metabolismo | |
| SULFATOS CONJUGADOS EN ORINA | OSULFA | ORINA 24 HORAS | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| SULFONILUREA EN ORINA | SULFO_ORI | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| SULFONILUREA EN SUERO | SULFO_SUE | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| SUSTANCIAS REDUCTORAS | SREDUC | HECES DE 24 HORAS | Cont.heces 24 H | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | Contenedor para heces de boca ancha |
| t(14;20): IGH-MAFB | FSH40 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| t(1; 19) E2A-PBX1 | FSH30 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| t(11;14):BCL-1-IGH | FSH07 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| t(12;21): ETV6/AML1 | FSH10 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--------------------------------------|---------------|---------------------|--|------------------|------------------|------------------------|------------|
| t(14;16) REORDENAMIENTO MAF-IGH | FSH36 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| t(14;18):BCL2-IGH | FSH13 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| t(15;17): PML-RARA | FSH15 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| t(4;14) REORDENAMIENTO FGFR3-IGH | FSH35 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| t(8;14)MYC/IGH | FSH05 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| t(8;21): AM-1-ETO | FSH04 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| t(9; 22) BCR-ABL (DCDF) | FSH31 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| t(9;22):BCR-ABL | FSH06 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| T3 LIBRE | T3L | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| T3 REVERSE (TRİYODOTIRONINA REVERSE) | RT3 | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| T3 TOTAL (TRİYODOTIRONINA TOTAL) | T3T | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| T4 LIBRE | T4L | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| T4 TOTAL (TIROXINA TOTAL) | T4T | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| TACROLIMUS | TACRO | Sangre EDTA | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | Bioq.especial | |
| TALIO | TALIO | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| TALIO EN ORINA | OTALIO | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| TAMIZ INHALANTES | PHATOP | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|---|---------------|---------------|---|------------------|------------------|------------------------|---|
| TAO TRATAMIENTO ANTICOAGULACION ORAL URGENCIAS (PERFIL) | TAO.U | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| TAO TRATAMIENTO ANTICOAGULACION ORAL (PERFIL) | TAO | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| TAURINA | LTAU | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Metabolismo | |
| TAURINA | TAURIN | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| TAURINA | OTAU | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| TCO2- CO2 TOTAL | TCO2.U | SANGRE | Jeringa heparinizada | GASES blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| TELÓMERO A | FSV13 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| TELÓMERO B | FSV14 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| TELÓMERO C | FSV15 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| TELÓMERO D | FSV16 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| TELÓMERO E | FSV17 | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| TELOPÉPTIDO | TELOPE | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| TEOFILINA | TEOF | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| TEST DE ISQUEMIA | ISQUEMIA | PLASMA | Tubo FLUORURO/OXALATO Tapón GRIS y Tubo GEL HEPARINA Tapón verde claro. | Número pequeño | HPS | Lab.Urgencias | Prueba funcional. Requiere CITA PREVIA LAB.HPS (46305). Tubo Fluoruro Oxalato tapón gris y tubo gel heparina de litio tapon verde. Dispensación automática de tubos en sala de extracciones . |
| TEST ACTIVACIÓN BASÓFILOS (TAB) | TAB | SANGRE | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA) | HOSPITAL | CACERES | Envío especial preparado por Alergia .Sangre EDTA mas medicamento a ensayar. Envío al INMUNOLOGÍA san Pedro de alcántara. |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|---------------------|--|-------------------|------------------|---------------------------|---|
| TEST DE ACTIVACIÓN TEMPRANA | TAT | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| TEST DE FAGOCITOSIS | FAGO | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| TEST DE GESTACION | GESTA | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | ORINA anaranjado | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | |
| TEST DE GESTACIÓN (CERHA) | TGEST | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | ORINA anaranjado | CERHA | Andrología | Solicitud exclusiva para ATENCIÓN ESPECIALIZADA. Requiere CITA PREVIA |
| TEST DE GLUCAGÓN PARA GLUCOSA (PERFIL) | T.GLUC.GLU | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | HOSPITAL | Lab.Central | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| TEST DE HOESCH PARA SCREENING PBG EN ORINA | HOESCH | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | ORINA anaranjado | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| TEST DE KASPER | KASPER | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| TEST DE METILACIÓN | MSV04 | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| TEST DE O' SULLIVAN GLUCOSA 50 G (PERFIL) | OSULLIVAN | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | HOSPITAL | Lab.Central | Las pruebas de SOG (curvas glucosa) requieren CITA PREVIA en el 46191. Extracción en el hospital Perpetuo Socorro |
| TEST DE QUIMIOTAXIS | QUIMIOTAX | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| TEST DE RESISTENCIA A ANTIRETROVIRALES | VRETRO | Plasma EDTA | (*)2 Tubos EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | Requiere 2 tubos de EDTA tapón ROSA |
| TEST DE SAICAR EN ORINA | SAICAR | ORINA (congelada) | (*) 2 Tubos 10 ml ORINA | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | IBC (EXCLUSIVO PEDIATRIA) | Requiere autorización e informe clínico. 20 ml mínimo (2 tubos de muestra) |
| TEST DE SOG PARA GH | T.SOG.GH | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| TEST DE SULFITOS EN ORINAS | OSULFI | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | ORINA anaranjado | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| TEST DE TRANSFORMACIÓN LINFOBLÁSTICA | TTL | SANGRE | Tubo HEPARINA sin gel Tapón verde oscuro | CITOGENETICA | HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| TEST SOBRECARGA CON BH4 (PERFIL) | BH4 | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | HOSPITAL | Metabolismo | Prueba funcional. Requiere etiquetado de orden y tiempo de extracción |
| TESTOSTERONA 2ª MUESTRA | TEST.2M | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| TESTOSTERONA LIBRE | TESTL | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---|
| TESTOSTERONA TOTAL | TEST | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | |
| TETANOS IGG | TETANG | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| THB- HEMOGLOBINA TOTAL | CTHB.U | SANGRE | Jeringa heparinizada | GASES blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| TIAGABINA | TIAGAB | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| TIEMPO DE OBTURACIÓN COLÁGEN ADP | PFAA | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| TIEMPO DE OBTURACIÓN COLÁGEN EPI | PFAE | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| TIGLIL CARNITINA C5:1 | C5_1 | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| TIGLILGLICINA | A_TIGLIL | ORINA (congelada) | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | Requiere informe clínico. Recoger en fase de crisis |
| TINCION DE GRAM (ASC) | GRAMAS.U | ASCITICO | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| TINCION DE GRAM (LCR) | GRAMLC.U | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| TINCION DE GRAM (SINOV) | GRAMSI.U | SINOVIAL | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | SINOVIAL blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| TINCION DE GRAM LÍQUIDO BIOLÓGICO | GRAMBI.U | L.Biológico | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | BIOLOGICO blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| TINCION DE GRAM LIQUIDO PLEURAL | GRAMPL.U | PLEURAL | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | Número pequeño | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| TINCION DE ZIEHL-NEELSEN | ZIEASC.U | ASCITICO | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | ASCITICO blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| TINCION DE ZIEHL-NEELSEN | ZIEPLE.U | PLEURAL | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | Número pequeño | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| TINCION DE ZIEHL-NEELSEN | ZIESIN.U | SINOVIAL | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | SINOVIAL blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------|
| TINCION DE ZIEHL-NEELSEN LCR | ZIELCR.U | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| TINCION DE ZIEHL-NEELSEN LÍQUIDO BIOLÓGICO | ZIEBIO.U | L.Biológico | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | BIOLOGICO blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| TIOPENTAL NIVELES EN SUERO | TIOPENTAL | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| TIOPURINA METIL-TRANSFERASA | TIOPUR | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| TIPAJE HLA DE DONANTE DE MÉDULA ÓSEA | HLA.DMO | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| TIROGLOBULINA | TIROG | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | |
| TIROSINA | LTIROS | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Metabolismo | |
| TIROSINA | TIROS | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| TIROSINA | OTIROS | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| TIROSINA MG/DL EN SANGRE SECA | TIR_C_SS | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| TIROSINA (MG/DL) EN SANGRE SECA | TYR_SS | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| TIROSINA EN SANGRE SECA | TIROS_SS | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| TIROSINA EN SANGRE SECA MG/DL | TIROSI | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| TIROSINA ORINA SECA | TIROS_OS | ORINA SECA | PAPEL CON ORINA seca | Número pequeño | HOSPITAL | Metabolismo | |
| TITULO DE ANTI A/ANTI B | TANTIAB | SANGRE | EDTA 10ml BANCO Tapón violeta | Número pequeño | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| TOBRAMICINA | TOBRA | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| TOPIRAMATO | TOPIR | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| TOXINA BOTULÍNICA DETECCIÓN EN SUERO | TOX_BOTULI | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| TOXOCARA CANIS IGG | CANISG | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|---|
| TOXOPLASMOSIS IGG | TOXOG | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| TOXOPLASMOSIS IGG EN LCR | TOXOG.LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| TOXOPLASMOSIS IGM | TOXO_M | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| TOXOPLASMOSIS IGM | TOXOM | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| TP MEZCLA 37º | MPTI | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| TP MEZCLA MANUAL | MTP | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| TP MEZCLA PP+PC | TPM | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| TP RATIO | TPRA | SANGRE | Tubo CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| TRANSFERRINA | TRANS | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| TRANSFERRINA DEFIC.CARBOHIDRATOS (CDT) | CDT | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| TRANSFERRINA EN ORINA | OTRANF | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | Proteina/marcadores | |
| TRANSFERRINA TOTAL | TCDT | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| TREONINA | LTREON | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Metabolismo | |
| TREONINA | TREONI | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| TREONINA | OTREON | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| TRH TEST | TESTTRH | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| TRICLORURO EN AGUA DIÁLISIS | TRICLOR | AGUA DIALISIS | Conten/tubo plastico | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| TRIGLICERIDOS | TRIG | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| TRIGLICERIDOS (ASC) | TRIASC | ASCITICO | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | ASCITICO blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|---|---------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------|--|
| TRIGLICERIDOS PERITONEAL DIALISIS | TRIPER | PER DIALIS | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| TRIGLICERIDOS (PLE) | TRIPLE | PLEURAL | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | PLEURAL blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| TRIGLICERIDOS EN L. BIOLÓGICO | TRIBIO | L.Biológico | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | BIOLÓGICO blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| TRIMETILAMINURIA (OLOR A PESCADO). GEN FMO3 | GEN_FMO3 | SANGRE | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | Requiere autorización e informe clínico |
| TRIPSINA | TRIP | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| TRIPSINA INMUNOREACTIVA | NIRT | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| TRIPTASA SÉRICA | TRIPTA | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Alergia | |
| TRIPTÓFANO | LTRIP | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Metabolismo | |
| TRIPTÓFANO | TRIPT | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| TRIPTÓFANO | OTRIP | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| TRIPTOFANO EN SANGRE SECA | TRYPTO_SS | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| TRIQUEINA | TRIQUI | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| TROMBOFILIA (PERFIL) | TROMBO | SANGRE | (*5 Tubos CITRATO Tapón AZUL | Número pequeño | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | Se requieren 5 tubos de CITRATO AZUL |
| TROPISMO VIH | TROPIVIH | Plasma EDTA | (*2 Tubos EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | Requiere 2 tubos de EDTA tapón ROSA |
| TROPONINA I CARDIACA | TROP_I.U | SUERO | Tubo Heparina GEL Tapón VERDE claro | SUERO blanca (urgencias) | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Urgencias | Solicitar en volante de urgencias y extraer sangre en tubo verde de heparina de litio con gel.También SUERO AMARILLO CENTRAL |
| TROPONINA LÍQUIDO BIOLÓGICO | TNIBIO.U | L.Biológico | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | BIOLÓGICO blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| TSH | TSH | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|---|
| TSH NEONATAL | NTSH | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| TSH 15 MINUTOS | TSH15 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| TSH 60 MINUTOS | TSH60 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| TSH A LOS 120 MINUTOS | TSH120 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| TSH A LOS 180 MINUTOS | TSH180 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| TSH A LOS 30 MINUTOS | TSH30 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| TSH A LOS 90 MINUTOS | TSH90 | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | Número pequeño | HOSPITAL | Hormonas | Prueba funcional. Indicar el orden de muestra y tiempo en el tubo |
| TTPA CON CONTACTO PROLONGADO | TTPK | SANGRE | Tube CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| TTPA MEZCLA 37º | TTPi | SANGRE | Tube CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| TTPA MEZCLA MANUAL | MPTT | SANGRE | Tube CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| TTPA MEZCLA PP+PC | TTPM | SANGRE | Tube CITRATO Tapón AZUL | COAGULACIÓN azul | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| UREA | URE | SUERO | Tube suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| UREA | UREA | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| UREA | OUREA | ORINA AISLADA | Tube 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| UREA PERITONEAL DIALISIS | PUREA.U | PER DIALIS | Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril | Cód. barras blanco | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| UREA EN 18 HORAS | OURE18 | Orina de 18 horas | Tube 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | Alícuota de la orina de 18 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| UREA EN 24 HORAS | OURE24 | ORINA 24 HORAS | Tube 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| UREA EN ORINA | OURE | ORINA AISLADA | Tube 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| UREA LÍQUIDO BIOLÓGICO | UREBIO.U | L.Biológico | Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril | BIOLOGICO blanca | HOSPITAL | Lab.Urgencias | |
| UROBILINOGENO TIRA DE ORINA | UROB | ORINA AISLADA | Tube 10 ml orina | ORINA anaranjado | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|---|
| UROPORFIRINAS URINARIAS | UROPOR | ORINA 24 HORAS | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Hormonas | Orina de 24 horas protegida de la luz. La muestra de orina debe protegerse de la luz con papel aluminio. Indicar diuresis |
| V.COXACKIE A FC | VCOXA | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| V.COXACKIE B FC | VCOXB | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| VALINA | LVALIN | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | Metabolismo | |
| VALINA | VALIN | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| VALINA | OVALIN | ORINA AISLADA | Tubo 10 ml orina | BIORIN amarilla | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| VALINA EN SANGRE SECA | VALIN_SS | SANGRE SECA | PAPEL sangre seca | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| VANCOMICINA | VANCO | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | Bioq.especial | |
| VARIANTES DE HEMOGLOBINA (PERFIL) | HEMOGPT | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | Otra muestra admitida: sangre seca sobre papel |
| VARIANTES FUNCIONALES DEL GEN DE LA IL-28B | MI01 | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | DIAG.MOL/HLA rosa | C.SALUD/HOSPITAL | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | |
| VARICELA IGG | VZVG | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| VARICELA IGG EN LCR | VZVG.LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| VARICELA IGM | VZVM | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| VASOPRESINA | VASOP | Plasma EDTA congelado | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | REFERENCE | Paciente en posición supina y relajado 60 minutos antes de la extracción.Separar plasma y congelar inmediato |
| VCM | VCM | SANGRE | EDTA 5ml Tapón VIOLETA | HEMOGRAMA violeta | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| VDRL | RPR | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| VDRL EN LCR | RPR.LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| VELOCIDAD DE SEDIMENTACION | V | SANGRE | EDTA 5ml Tapón VIOLETA | HEMO+VSG | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|---|---------------|---------|--------------------------------------|----------------|------------------|---------------|--------------------------------------|
| VIA EXTRÍNSECA (PERFIL) | VIAE | SANGRE | (*4 Tubos CITRATO Tapón AZUL | Numero pequeño | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | Se requieren 4 tubos de CITRATO AZUL |
| VIA INTRÍNSECA (PERFIL) | VIAI | SANGRE | (*4 Tubos CITRATO Tapón AZUL | Numero pequeño | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | Se requieren 4 tubos de CITRATO AZUL |
| VIH | VIH | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| VIH1+VIH2 WESTERN BLOT | WBVIH | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| VIRUS CHIKUNGUNYA IGG | CHIKUG | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| VIRUS CHIKUNGUNYA IGM | CHIKUM | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| VIRUS COXACKIE A EN LCR | VCOXA.LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| VIRUS COXACKIE B EN LCR | VCOXB.LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| VIRUS DE LA CORIOMENINGITIS LINFOCITICA | LCMV_RNA | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | REFERENCE | |
| VIRUS DENGUE IGG | DENG | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| VIRUS DENGUE IGM | DENM | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| VIRUS EPSTEIN BARR ANTÍGENO NUCLEAR IGG | EBNA | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| VIRUS EPSTEIN BARR CÁPSIDE IGG | EBVG | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| VIRUS EPSTEIN BARR CÁPSIDE IGG EN LCR | EBVG.LCR | L.C.R. | Tubo Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| VIRUS EPSTEIN BARR CÁPSIDE IGM | EBVM | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| VIRUS HEPATITIS D (VHD) ANTICUERPOS IGG | ACVDG | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| VIRUS HEPATITIS D (VHD) ANTICUERPOS IGM | ACVDM | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| VIRUS HEPATITIS D (VHD) ANTÍGENO DELTA | AGVDELTA | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|-----------------------------------|---------------|---------|--------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| VIRUS HEPATITIS E ANTICUERPOS IGG | VHEG | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| VIRUS HEPATITIS E ANTICUERPOS IGM | VHEM | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| VIRUS HERPES SIMPLE TIPO 6 IGM | VHS6M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| VIRUS HERPES TIPO 1 IGG | VHS1G | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| VIRUS HERPES TIPO 1 IGG EN LCR | VHS1G.LCR | L.C.R. | Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| VIRUS HERPES TIPO 1 IGM | VHS1M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| VIRUS HERPES TIPO 1 IGM EN LCR | VHS1M.LCR | L.C.R. | Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| VIRUS HERPES TIPO 1/2 IGM | VHS12M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| VIRUS HERPES TIPO 2 IGG | VHS2G | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| VIRUS HERPES TIPO 2 IGG EN LCR | VHS2G.LCR | L.C.R. | Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| VIRUS HERPES TIPO 2 IGM | VHS2M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| VIRUS HERPES TIPO 2 IGM EN LCR | VHS2M.LCR | L.C.R. | Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| VIRUS HERPES TIPO 6 IGG | VHS6G | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| VIRUS HERPES TIPO 6 IGG EN LCR | VHS6G.LCR | L.C.R. | Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| VIRUS HERPES TIPO 8 IGG | VHS8G | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| VIRUS HERPES TIPO 8 IGG EN LCR | VHS8G.LCR | L.C.R. | Tube Tapón blanco seco 10 ml estéril | LCR blanco | HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| VIRUS HERPES TIPO 8 IGM | VHS8M | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| VITAMINA A | VITA | SUERO | Tube suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|--|---------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|---------------|--|
| VITAMINA B1 | VITB1 | SANGRE TOTAL (EDTA) | (*2 Tubos EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | Requiere 2 tubos de EDTA tapón ROSA |
| VITAMINA B12 | VB12 | SUERO | Tubo suero 7 ml Tapón AMARILLO | SUERO CENTRAL | C.SALUD/HOSPITAL | Lab.Central | |
| VITAMINA B2 | VITB2 | SANGRE TOTAL (EDTA) | (*2 Tubos EDTA Tapón ROSA | Número pequeño | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | Requiere 2 tubos de EDTA tapón ROSA |
| VITAMINA B3 | VITB3 | SUERO CONGELADO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| VITAMINA B6 | VITB6 | Plasma EDTA congelado | (*2 Tubos EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | REFERENCE | Requiere 2 tubos de EDTA |
| VITAMINA C | VITC | Plasma EDTA congelado | (*Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | HOSPITAL | REFERENCE | Requiere preparación específica de la muestra. AVISAR PREVIAMENTE en PREANALITICA (48924) |
| VITAMINA E | VITE | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| VITAMINA K | VITK | SUERO CONGELADO | (* 2 Tubos suero Tapón ROJO 10ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | Requiere 2 tubos de suero rojo (mínimo 3 ml suero) |
| VON WILLEBRAND ESTUDIO (PERFIL) | EVW | SANGRE | (*4 Tubos CITRATO Tapón AZUL | Numero pequeño | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | Se requieren 4 tubos de CITRATO AZUL |
| VON WILLEBRAND INTRINSECA ESTUDIO (PERFIL) | IVW | SANGRE | (*4 Tubos CITRATO Tapón AZUL | Numero pequeño | HOSPITAL | HEMATOLOGIA | Se requieren 4 tubos de CITRATO AZUL |
| VPM | VPM | SANGRE | EDTA 5ml Tapón VIOLETA | HEMOGRAMA violeta | C.SALUD/HOSPITAL | HEMATOLOGIA | |
| XILOSA EN SUERO A LAS 2 HORAS TRAS SOBRECARGA ORAL . | XILOSA | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |
| YERSINIA ENTEROCOLÍTICA FC | YER | SUERO | Tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | MICROBIOLOGIA | |
| YODO EN ORINA | YODURO | ORINA 24 HORAS | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| ZINC | ZN | SUERO | Tubo suero Tapón AZUL oscuro | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | Requiere tubo especial con silicona Trace tapón AZUL oscuro |
| ZINC EN AGUA DIÁLISIS | ZN_AGUA | AGUA DIALISIS | Conten/tubo plastico | Cód. barras blanco | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | |
| ZINC EN ORINA | OZINC | ORINA 24 HORAS | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| ZINC EN ORINA DE 24 HORAS | OZINC24 | ORINA 24 HORAS | Tubo 10 ml orina | BIORIN +DIURESIS | C.SALUD/HOSPITAL | Metabolismo | Alícuota de la orina de 24 horas. Indicar diuresis en el volante y en el tubo de muestra. |
| ZN PROTOPORFIRINAS EN SANGRE | ZNPROT | SANGRE TOTAL (EDTA) | Tubo EDTA Tapón ROSA | OTROS (EDTA)rosa | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |

| DESCRIPCIÓN PRUEBA ANALÍTICA | CODIGO PRUEBA | MUESTRA | TUBO | ETIQUETA | EXTRACCIÓN | LABORATORIO | COMENTARIO |
|------------------------------|---------------|---------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------|------------|
| ZONISAMIDA | ZONI | SUERO | tubo suero Tapón ROJO 10 ml | SUERO ESPECIAL | C.SALUD/HOSPITAL | REFERENCE | |